

Boîtes cryogéniques



LABOMODERNE
une expertise française

catalogue 2024
version 01

Cryoboîtes LMR® -90°C carton hydrophobe

9 25 81 100
tubes 0,2 à 50 ml

i Imperméables
à l'eau.




- en carton rigide extra blanc recouvert d'un revêtement imperméable à l'eau
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur jusqu'à -90°C
- avec séparateur inclus pré-monté

capacité	dim.	hauteur	référence	Prix HT
100 x microtubes 0,2 ml	130x130mm	h35 mm	BP1901	
100 x microtubes 0,5 ml	130x130mm	h35 mm	BP1902	
81 x micro/cryotubes 1,2 à 2,0 ml	130x130mm	h50 mm	BP1935	
81 x cryotubes 3 à 4 ml	130x130mm	h75 mm	BP1938	
81 x cryotubes 5 ml	130x130mm	h90 mm	BP1939	
25 x tubes Falcon® 15 ml (Ø 17 mm)	130x130mm	h127 mm	BP1955	
9 x tubes Falcon® 50 ml (Ø 30 mm)	130x130mm	h127 mm	BP1956	

Cryoboîtes LMR® -90°C carton hydrophobe séparateurs au choix

49 64 81 100
tubes 0,2 à 10 ml

i Imperméables à l'eau.



- en carton rigide extra blanc recouvert d'un revêtement imperméable à l'eau
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur jusqu'à -90°C
- boîtes à compléter par un séparateur au choix
- les séparateurs conviennent pour toutes les boîtes haut. 50, 75 ou 95 mm

capacité	dim.	hauteur	référence	Prix HT
boîtes SANS séparateurs				
boîte sans séparateur haut.50 mm	130x130 mm	h50 mm	BP1001	
boîte sans séparateur haut.75 mm	130x130 mm	h75 mm	BP1002	
boîte sans séparateur haut.95 mm	130x130 mm	h95 mm	BP1003	
séparateurs au choix				
séparateur 49 divisions 16x16 mm	tubes jusqu'à 10 ml		BP1010	
séparateur 64 divisions 14x14 mm	microtubes jusqu'à 2 ml		BP1011	
séparateur 81 divisions 13x13 mm	microtubes jusqu'à 2 ml		BP1012	
séparateur 100 divisions 12x12 mm	microtubes jusqu'à 2 ml		BP1013	

Cryoboîtes -86°C carton, à picots en PP

81
tubes 0,5 à 5 ml



- en carton rigide
- revêtement résistant à l'eau
- résistantes de -86°C à +120°C
- couvercle à charnière
- identifications alphanumériques sur le couvercle, le fond et les quatre côtés
- picots séparateurs en polypropylène très résistant

- assortiment de 5 couleurs (bleu, jaune, vert, rouge, blanc), ou coloris bleu, suivant modèle

capacité	dimensions	coloris	réf.	Prix HT
81 (9 x 9) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h52 mm	assortis ●●●●○	BL1045	les 5
81 (9 x 9) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h95 mm	bleu ●	BL1046	les 5

Cryoboîtes -86°C carton, séparateur en PP

100
tubes 0,5 à 5 ml



- en carton rigide
- revêtement résistant à l'eau
- résistantes de -86°C à +120°C
- couvercle à charnière
- identifications alphanumériques sur le couvercle, le fond et les quatre côtés
- grille de séparation en polypropylène très résistant

- assortiment de 5 couleurs (bleu, jaune, vert, rouge, blanc), ou coloris bleu, suivant modèle

capacité	dimensions	coloris	réf.	Prix HT
100 (10 x 10) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h36 mm	bleu ●	BL1055	les 5
100 (10 x 10) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h52 mm	assortis ●●●●○	BL1056	les 5

Cryoboîtes -196°C carton mat

81 100
tubes 0,5 à 2 ml

- en carton durable blanc
- températures -196°C à +121°C
- revêtement résistant aux alcools et solvants organiques doux
- compatibles azote liquide
- pour microtubes 0,5 à 2,0 ml
- couvercle amovible avec surface de marquage
- séparateurs 9 x 9 ou 10 x 10



1

capacité	dimensions	blanc	Prix HT
		○	
81 (9 x 9) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52	BL1100 1	
100 (10 x 10) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52	BL1101	
81 (9 x 9) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h76	BL1105	
100 (10 x 10) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h76	BL1106	

Cryoboîtes -196°C carton plastifié

81 100
tubes 0,5 à 2 ml

- en carton durable avec revêtement plastifié blanc
- températures -196°C à +121°C
- résistantes aux alcools et aux solvants organiques doux
- compatibles azote liquide
- couvercle amovible
- séparateurs 9 x 9 ou 10 x 10



1

capacité	dimensions	blanc	Prix HT
		○	
81 (9 x 9) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52	BL1120 1	
100 (10 x 10) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52	BL1121	
81 (9 x 9) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h76	BL1125	
100 (10 x 10) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h76	BL1126	

Cryoboîtes -196°C carton mat coloré

81 100
tubes 0,5 à 2 ml

- températures -196°C à +121°C
- en carton rigide durable
- résistantes aux alcools et aux solvants organiques doux
- compatibles azote liquide
- couvercle amovible avec surface de marquage
- lot de 5 couleurs : orange, jaune, bleu, vert et blanc



capacité	dimensions	assortiment	Prix HT
		● ● ● ● ○	
81 x tubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	BL1130	les 5
100 x tubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	BL1131	les 5

Cryoboîtes -196°C carton mat, tubes 15 ou 50 ml

16 36
tubes 15 à 50 ml

- en carton durable blanc
- températures -196°C à +121°C
- revêtement résistant aux alcools et solvants organiques doux
- compatibles azote liquide
- couvercle amovible avec surface de marquage
- pour tubes à centrifuger 15 ml ou 50 ml
- séparateurs 6 x 6 ou 4 x 4



1

capacité	dimensions	blanc	Prix HT
		○	
36 (6 x 6) tubes de 15 ml	133 x 133 x h76	BL1110	
16 (4 x 4) tubes de 50 ml	133 x 133 x h76	BL1111 1	

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes -196°C polycarbonate base / grille / couvercle

25 81
tubes 0,5 à 2 ml

- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent
- couvercle avec grille numérotée
- orifices d'aération sur le couvercle et orifices de vidange au fond de la boîte
- lot de 5 couleurs : blanc, rouge, jaune, bleu, vert



capacité	dimensions	assortiment	Prix HT
25 x microtubes 0,5 à 2 ml	75 x 75 x h53 mm	●●●●○	les 5
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	132 x 132 x h95 mm	●●●●○	les 5


Cryoboîtes -196°C en polycarbonate base / grille / couvercle

25 42 81
tubes 1 à 10 ml

Simport

- autoclavables à +120°C
- températures -196°C à +121°C
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent
- couvercle et base conçus pour éviter tout mauvais alignement

- emplacements numérotés sur le couvercle
- empilables
- orifices de vidange au fond de la base
- surface de marquage
- certifiées exemptes RNase, DNase, ADN et apyrogènes




capacité	dimensions	bleu	vert	rouge	jaune	Prix HT	
25 x microtubes 1 à 2 ml	76 x 76 x h52 mm	①	DS2311	DS2312	DS2313	DS2314	les 8
81 x microtubes 1 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	②	DS2321	DS2322	DS2323	DS2324	les 4
81 x microtubes 3 à 4 ml	133 x 133 x h81 mm	③	DS2331	DS2332	DS2333	DS2334	les 3
81 x microtubes 3 à 5 ml	133 x 133 x h95 mm	④	DS2341	DS2342	DS2343	DS2344	les 5
42 x tubes 10 ml	133 x 133 x h95 mm		DS2361	DS2362	DS2363	DS2364	les 5

Cryoboîtes -190°C polycarbonate base / grille / couvercle

81 100
tubes 1,2 à 5 ml

- 190°C à +121°C
- autoclavables
- couvercle transparent avec grille numérotée
- empilables
- séparateurs numérotés, coloris au choix (jaune, rouge ou vert)
- livrées avec extracteur de tube



capacité	puits	dim.	Jaune	Rouge	Vert	Prix HT
81 x cryotubes 1,2 et 2 ml	81 puits	133x133xh52 mm	● AX1801	● AX1802	● AX1803	
100 x cryotubes 1,2 et 2 ml	100 puits	133x133xh52 mm	● AX1811	● AX1812	● AX1813	
81 x cryotubes 3, 4 et 5 ml	81 puits	133x133xh52 mm	● AX1821	● AX1822	● AX1823	

Retrouvez les congélateurs -86°C
dans ce catalogue ...




voir page 867

Cryoboîtes -196°C en polycarbonate avec picots

100
tubes 1,2 à 2 ml

Simport

- températures -196°C à +121°C
- autoclavables
- empilables
- couvercle transparent numéroté
- orifices de vidange et d'aération
- surface de marquage
- livrées avec un extracteur de tubes




capacité	dimensions	hauteur	référence	Prix HT
100 x cryotubes 1 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2351 les 4	
100 x cryotubes 1 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2352 les 4	
100 x cryotubes 1 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2353 les 4	
100 x cryotubes 1 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2354 les 4	

Cryoboîtes -196°C Micrewtube® polycarbonate avec picots

100
tubes 0,5 à 2 ml

Simport

- 196°C à +121°C
- autoclavables
- cales sur la base pour l'alignement et la stabilité du couvercle
- couvercle transparent avec quadrillage numéroté de 1 à 100
- possibilité de marquage sur le couvercle
- ne convient pas pour cryotubes 1,5 ml à fond conique



capacité	dimensions	hauteur	référence	Prix HT
100 x cryotubes 0,5 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2101 les 4	
100 x cryotubes 0,5 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2102 les 4	
100 x cryotubes 0,5 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2103 les 4	
100 x cryotubes 0,5 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2104 les 4	

Cryoboîtes 130 x 130 mm -90°C polypropylène, couvercle translucide

10 25 81 100 196
tubes 0,2 à 50 ml

i Pour microtubes et pour tubes à centrifuger compatibles avec tout rack de congélateur.

- température : -90°C à +121°C
- autoclavables
- imperméables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte



capacité	dim. boîte	haut. boîte	naturel	bleu	vert	rouge	jaune	Prix HT
			●	●	●	●	●	
196 x microtubes 0,2 ml	130 x 130 mm	h30 mm	BP2001	BP2011	BP2021	BP2031	BP2041	
100 x microtubes 0,5 ml	130 x 130 mm	h35 mm	BP2101	BP2111	BP2121	BP2131	BP2141	
81 x microtubes 1,5 / 2 ml (Ø 12,5 mm)	130 x 130 mm	h50 mm	BP2501	BP2511	BP2521	BP2531	BP2541	
81 x cryotubes 3 à 4 ml	130 x 130 mm	h75 mm	BP2201	BP2211	BP2221	BP2231	BP2241	
81 x cryotubes 5 ml	130 x 130 mm	h90 mm	BP2301	BP2311	BP2321	BP2331	BP2341	
25 x Falcon® 15 ml Ø 17 mm	130 x 130 mm	h125 mm	BP3051	BP3061	BP3071	BP3081	BP3091	
10 x Falcon® 50 ml Ø 30 mm + 2 x Falcon® 15 ml Ø 17 mm	130 x 130 mm	h125 mm	BP3151	BP3161	BP3171	BP3181	BP3191	

Cryoboîtes -90°C polypropylène couvercle à charnières

50 100
tubes 1,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- autoclavables
- graduations alphanumériques sur 2 colonnes, grille de repérage sur le couvercle
- livrées par 5, coloris naturel ou 5 couleurs assorties

capacité	dimensions boîte	naturel	assortiment	Prix HT
		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	
50 x tubes 1,5 / 2 ml	144 x 80 x h55 mm	WH1001	WH1002	les 5
100 x tubes 1,5 / 2 ml	141 x 155 x h55 mm	WH1011	WH1012	les 5

Cryoboîtes fluos -90°C polypropylène couvercle à charnières

50 100
tubes 1,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- autoclavables
- graduations alphanumériques gravées dans la boîte
- 4 couleurs au choix

capacité	dim. boîte	naturel	vert	rose	jaune	Prix HT
		●	●	●	●	
50 x microtubes 1,5 / 2 ml	71 x 153 x h53 mm	AX6001	AX6002	AX6003	AX6004	
100 x cryotubes 1,5 / 2 ml	140 x 153 x h53 mm	AX6010	AX6011	AX6012	AX6013	

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes -90°C polypropylène couvercle amovible



81
tubes 0,5 à 2 ml

- température : -90°C à +121°C
- résistantes aux alcools et aux solvants organiques
- couvercle amovible avec grille alphanumérique
- orifices de vidange au fond de la boîte et d'aération sur le couvercle
- lot de 5 couleurs : rose, jaune, bleu, vert et naturel

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
81 x tubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	BL1080	les 5

Cryoboîtes -90°C polypropylène couvercle articulé



100
tubes 0,5 à 2 ml

- température : -90°C à +121°C
- résistant aux alcools et aux solvants organiques
- couvercle articulé avec grille alphanumérique
- lot de 5 couleurs : rose, jaune, bleu, vert et naturel

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
100 x tubes 0,5 à 2 ml	141 x 153,7 x h54,6 mm	BL1060	les 5

Cryoboîtes -90°C polypropylène picots séparateurs



100
tubes 0,5 à 2 ml

- température : -90°C à +121°C
- empilables
- orifices de vidange au fond de la boîte et d'aération sur le couvercle
- picots moulés dans la base avec identification numérique
- lot de 5 couleurs : rose, jaune, bleu, vert et naturel

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
100 x tubes 0,5 à 2 ml	132 X 132 x h53 mm	BL1070	les 5

Cryoboîtes -90°C polypropylène 25 microtubes



25
tubes 0,5 à 2 ml


- température : -90°C à +121°C
- résistants aux alcools et aux solvants organiques
- couvercle transparent amovible avec grille alphanumérique
- trous de vidange au fond de la boîte
- trous d'aération sur le couvercle
- lot de 5 boîtes coloris rose, jaune, vert, bleu et naturel

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
25 x tubes 0,5 à 2 ml	75 x 75 x h52 mm	BL1090	les 5

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes -90°C polypropylène

81
tubes 0,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- autoclavables à +121°C
- imperméables, couvercle translucide
- grille alphanumérique au fond de la boîte
- 6 coloris au choix, naturel, rose, bleu, vert, orange et jaune

capacité	dim. boîte	hauteur	référence	Prix HT
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	● BP5000	
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	● BP5001	
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	● BP5002	
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	● BP5003	
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	● BP5004	
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	130 x 130 mm	h50 mm	● BP5005	

Cryoboîtes -196°C polypropylène

64
tubes 0,5 à 2 ml



- autoclavables
- imperméables
- couvercle translucide amovible

capacité	dim. boîte	hauteur	bleu	Prix HT
64 tubes Ø11 x h42 mm 0,5 à 2 ml	133 x 133 mm	h45 mm	●	AX3330
64 tubes Ø11 x h50 mm 0,5 à 2 ml	133 x 133 mm	h45 mm	●	AX3340

Cryoboîtes -196°C polypropylène

81 100
tubes 0,5 à 2 ml

- en polypropylène
- autoclavables
- imperméables
- couvercle translucide amovible



capacité	dim. boîte	bleu	naturel	orange	jaune	rouge	vert	Prix HT
100 x tubes Ø10 x h34 mm	133x133xh37 mm	●	●	●	●	●	●	
81 x tubes Ø12 x h42 mm	133x133xh45 mm	-	●	-	-	-	-	
81 x tubes Ø12,5 x h50 mm	133x133xh53 mm	-	●	-	-	-	-	

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes -90°C polystyrène base / séparateur couleur / couvercle

Simport

25 42 81
tubes 1 à 10 ml

- température : -90°C à +80°C
- haute résistance aux chocs
- emplacements numérotés sur le couvercle et le séparateur
- surface de marquage / étiquetage
- coin biseauté sur la base et sur le couvercle pour faciliter l'alignement
- orifices de ventilation pour éviter la condensation
- orifices de vidange au fond de la base
- base blanche, grille de couleur et couvercle transparent
- empilables

• boîtes livrées avec un extracteur de tube (sauf pour tubes 10 ml)



pour tubes	dimensions	bleu	vert	rose	jaune	Prix HT
25 x microtubes 1 à 2 ml	76 x 76 x h52 mm	●	●	●	●	les 8
81 x microtubes 1 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	DS2371	DS2372	DS2373	DS2374	les 8
81 x microtubes 3 à 5 ml	133 x 133 x h95 mm	DS2381	DS2382	DS2383	DS2384	les 4
81 x tubes 10 ml	133 x 133 x h95 mm	DS2391	DS2392	DS2393	DS2394	les 5
42 x tubes 10 ml	133 x 133 x h95 mm	DS2401	DS2402	DS2403	DS2404	les 5

Boîtes / portoirs -90°C polystyrène

50 100
tubes 1 à 2 ml

i Pour le stockage longue durée au congélateur.



- empilables
- espacement calculé pour un retrait facile des microtubes


pour tubes	dimensions	blanc	Prix HT
50 x microtubes 1 à 2 ml (Ø13 mm)	180 x 100 x h70 mm	○	les 10
100 x microtubes 1 à 2 ml (Ø13 mm)	330 x 100 x h70 mm	AX1862	les 10

Cryoboîtes -90°C polystyrène avec picots séparateurs

100
tubes 1 à 2 ml

Simport

- en polystyrène, haute résistance aux chocs
- température : -90°C à +80°C
- surface de marquage / étiquetage
- couvercle transparent numéroté
- coin biseauté sur la base et sur le couvercle pour faciliter l'alignement
- orifices de ventilation : évite la condensation
- orifices de vidange au fond de la base
- empilables
- boîtes livrées avec un extracteur de tube




couleur	dim. boîte	haut.	référence	Prix HT
●	133x133 mm	h52 mm	DS2411	les 4
●	133x133 mm	h52 mm	DS2412	les 4
●	133x133 mm	h52 mm	DS2413	les 4
●	133x133 mm	h52 mm	DS2414	les 4

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm -90°C polypropylène, séparateurs au choix

25 49 81 100
emplacements

- en polypropylène
- température : -90°C à +121°C
- entièrement autoclavables
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur
- **6 coloris**
- séparateurs en carton blanc pour 49, 64, 81 ou 100 divisions




capacité	dim. boîte	haut. boîte	naturel	bleu	vert	rouge	jaune	noir	Prix HT
boîtes sans séparateur									
25 x tubes 2 ml (Ø13 x h48 mm)	130 x 130 mm	50 mm	BP1551	BP1552	BP1553	BP1554	BP1555	BP1556	
81 x tubes 2 ml (Ø13 x h48 mm)	130 x 130 mm	75 mm	BP1561	BP1562	BP1563	BP1564	BP1565	BP1566	
81 x tubes 5 ml (Ø13 x h93 mm)	130 x 130 mm	90 mm	BP1571	BP1572	BP1573	BP1574	BP1575	BP1576	
séparateurs									
séparateur 49 divisions 16 x 16 mm								BP1010	
séparateur 64 divisions 14 x 14 mm								BP1011	
séparateur 81 divisions 13 x 13 mm								BP1012	
séparateur 100 divisions 12 x 12 mm								BP1013	

Cryoboîtes 135 x 135 mm -90°C polypropylène

49 64 81 100 196
emplacements

- ▶ totalement imperméables
- ▶ résistance jusqu'à -90°C



- autoclavable à +121°C
- **5 coloris au choix** pour faciliter l'identification : naturel, rouge, jaune, vert ou bleu
- boîte et couvercle avec détrompeur : les boîtes et

couvercles ont un angle biseauté, permet d'effectuer un marquage sur le couvercle tout en conservant toujours le sens de positionnement du couvercle par rapport à la boîte

capacité	dimensions boîte	hauteur boîte	naturel	rouge	jaune	vert	bleu	Prix HT
196 x microtubes 0,5 ml	135 x 135 mm	h37 mm	KP1371	KP2371	KP3371	KP4371	KP5371	
100 x microtubes Ø 12 mm	135 x 135 mm	h37 mm	KP1372			KP4372	KP5372	
81 x microtubes 1,5 / 2,0 ml Ø 13 mm	135 x 135 mm	h50 mm			KP3502			
boîte sans séparateur hauteur 50 mm	135 x 135 mm	h50 mm					KP5509	
81 x tubes Ø 13 mm	135 x 135 mm	h75 mm			KP3702	KP4702	KP5702	
64 x tubes Ø 14 mm	135 x 135 mm	h75 mm	KP1703	KP2703	KP3703	KP4703	KP5703	
boîte sans séparateur hauteur 75 mm	135 x 135 mm	h75 mm				KP4709	KP5709	

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes -196°C polycarbonate base / grille / couvercle

81
tubes 0,5 à 2 ml



- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent

- couvercle avec grille numérotée
- orifices d'aération sur le couvercle et orifices de vidange au fond de la boîte
- lot de 5 couleurs : rouge, jaune, bleu, vert et orange

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
81 x tubes 0,5 à 2 ml	132 x 132 x h53 mm	BL1021	les 5

Cryoboîtes -196°C polypropylène

49
tubes 0,5 à 2 ml



- autoclavables
- imperméables
- couvercle translucide amovible
- 2 coloris : bleu et naturel
- Ø16 x h50 mm

capacité	dim. boîte	hauteur	coloris	référence	Prix HT
49 tubes	133x133mm	53mm		AX3350	
	133x133mm	53mm		AX3351	

Racks de rangement horizontal



racks livrés
sans boîte

- racks en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- pour boîtes cryogéniques en carton, en polypropylène, en polycarbonate, etc.
- poignée en acier inox

dimensions (lpxh)	capacité max.	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 50 mm			
139 x 414 x 224 mm	12	BP3534	
139 x 549 x 224 mm	16	BP3544	
139 x 549 x 279 mm	20	BP3545	
pour boîtes hauteur 75 mm			
139 x 414 x 164 mm	6	BP3741	
139 x 549 x 164 mm	8	BP3742	
139 x 549 x 224 mm	12	BP3743	
pour boîtes hauteur 100 mm			
139 x 414 x 214 mm	6	BP3943	
139 x 549 x 214 mm	8	BP3944	

Cryoboîtes blanches en carton

Cryoboîtes pour tubes à centrifuger blanches en carton

64 81 100
tubes 2 à 3 ml

16 36
tubes 15 à 50 ml

- cryoboîtes pour cryotubes 2 ml et 3 ml



- pour tubes à centrifuger 15 ml Ø17x120mm
- pour tubes à centrifuger 50 ml Ø30x115mm





capacité	dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
64 cryotubes (8 x 8)	134 x 134 x 51 mm	CT5020	l'unité
81 cryotubes (9 x 9)	134 x 134 x 51 mm	CT5021	l'unité
100 cryotubes (10 x 10)	134 x 134 x 51 mm	CT5022	l'unité
64 cryotubes (8 x 8)	134 x 134 x 76 mm	CT5023	l'unité
81 cryotubes (9 x 9)	134 x 134 x 76 mm	CT5024	l'unité
100 cryotubes (10 x 10)	134 x 134 x 76 mm	CT5025	l'unité

modèle	dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
36 tubes de 15 ml	150 x 150 x 122 mm	CT5030	l'unité
16 tubes de 50 ml	150 x 150 x 122 mm	CT5031	l'unité

Cryoboîtes -196°C polycarbonate picots moulés dans la base

100
tubes 0,5 à 2 ml

- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base/grille de couleur et couvercle transparent et blanc
- grille à picots numérotés
- orifices d'aération sur le couvercle
- orifices de vidange au fond de la boîte
- empilables
- lot de 5 couleurs : rose, jaune, bleu, vert et blanc




capacité	dimensions	assortiment	Prix HT
100 x tubes 0,5 à 2 ml	132 x 132 x h53 mm	 BL1031	les 5

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 136 x 136 mm polypropylène, séparateurs au choix


modèle		
boîtes sans séparateur		
	boîte hauteur fixe 52 mm	boîte hauteur variable 45-53 mm
naturel	NL11010	NL11020
bleu	NL11011	NL11021
vert	NL11012	NL11022
orange	NL11013	NL11023
rose	NL11014	NL11024
jaune	NL11015	NL11025
noir	NL11016	NL11026
séparateurs		
9 divisions pour tubes Ø 42,9 mm	NL11030	
16 divisions pour tubes Ø 32 mm	NL11031	
25 divisions pour tubes Ø 25,5 mm	NL11032	
36 divisions pour tubes Ø 21,0 mm	NL11033	
49 divisions pour tubes Ø 18,0 mm	NL11034	
64 divisions pour tubes Ø 15,7 mm	NL11035	
81 divisions pour tubes Ø 13,9 mm	NL11036	
100 divisions pour tubes Ø 12,5 mm	NL11037	
144 divisions pour tubes Ø 10,3 mm	NL11038	
196 divisions pour tubes Ø 8,7 mm	NL11040	
256 divisions pour tubes Ø 7,6 mm	NL11041	

- cryoboîtes sans séparateurs
- en polypropylène
- température : -100°C à +121°C
- hauteur fixe de 52 mm ou réglable en hauteur de 45 à 53 mm
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir
- 7 coloris
- 11 séparateurs au choix



Cryoboîtes 133 x 133 mm polypropylène, séparateurs au choix

- cryoboîtes sans séparateurs
- en polypropylène
- température : -100°C à +121°C
- hauteur fixe de 52 mm ou réglable en hauteur de 45 à 53 mm
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir
- 7 coloris
- 9 séparateurs au choix



modèle		
boîtes sans séparateur		
	boîte hauteur fixe 52 mm	boîte hauteur variable 45-53 mm
naturel	NL11050	NL11060
bleu	NL11051	NL11061
vert	NL11052	NL11062
orange	NL11053	NL11063
rose	NL11054	NL11064
jaune	NL11055	NL11065
noir	NL11056	NL11066
séparateurs		
9 divisions pour tubes Ø 41,2 mm	NL11071	
16 divisions pour tubes Ø 30,8 mm	NL11072	
25 divisions pour tubes Ø 24,5 mm	NL11073	
36 divisions pour tubes Ø 20,3 mm	NL11074	
49 divisions pour tubes Ø 17,3 mm	NL11075	
64 divisions pour tubes Ø 15,0 mm	NL11076	
81 divisions pour tubes Ø 13,0 mm	NL11077	
100 divisions pour tubes Ø 12,0 mm	NL11078	
144 divisions pour tubes Ø 9,8 mm	NL11079	

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 133 x 133 mm en polypropylène, 100 tubes



- boîtes cryogéniques en polypropylène
- 100 tubes jusqu'à Ø 12,3 mm
- température : -100°C à +121°C
- système anti-retournement
- identification alphanumérique sur le couvercle
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte

modèle	naturel	bleu	vert	rouge	jaune
	●	●	●	●	●
boîte hauteur 34 mm - Tube de 0,5 ml	NL11100	NL11101	NL11102	NL11103	NL11104
boîte hauteur 40 mm - Tube de 0,5 à 1,0 ml	NL11110	NL11111	NL11112	NL11113	NL11114
boîte hauteur 53 mm - Tube de 1,0 à 2,0 ml	NL11120	NL11121	NL11122	NL11123	NL11124
boîte hauteur 79 mm - Tube de 4,0 ml	NL11130	NL11131	NL11132	NL11133	NL11134
boîte hauteur 94 mm - Tube de 4,0 à 5,0 ml	NL11140	NL11141	NL11142	NL11143	NL11144

Cryoboîtes 67 x 67 mm en polypropylène



- cryoboîtes sans séparateurs
- en polypropylène
- 9 ou 16 tubes jusqu'à Ø 14 ou 20 mm au choix
- température : -100°C à +121°C
- hauteur réglable de 45 à 60 mm
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	naturel	bleu	vert	orange	rose	jaune	noir
	●	●	●	●	●	●	●
boîtes sans séparateur							
boîte hauteur variable 45-60 mm	NL11200	NL11201	NL11202	NL11203	NL11204	NL11205	NL11206
boîtes avec séparateurs							
9 divisions pour tubes de Ø 14 mm	NL11210	NL11211	NL11212	NL11213	NL11214	NL11215	NL11216
16 divisions pour tubes de Ø 20 mm	NL11220	NL11221	NL11222	NL11223	NL11224	NL11225	NL11226

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 81 tubes

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- hauteur fixe de 52 mm ou réglable de 45 à 60 mm
- température : -100°C à +121°C
- identification alphanumérique sur 4 côtés
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle

boîtes sans séparateur

	boîte hauteur fixe 53 mm	boîte hauteur variable 45-53 mm
naturel	NL11310	NL11320
bleu	NL11311	NL11321
vert	NL11312	NL11322
orange	NL11313	NL11323
rouge	NL11314	NL11324
jaune	NL11315	NL11325
violet	NL11316	NL11326
noir	NL11317	NL11327

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 49 tubes



- boîtes cryogéniques en polypropylène
- 49 tubes jusqu'à Ø 17 mm
- température : -100°C à +121°C
- hauteur 128 mm
- sans identification alphanumérique
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle

boîtes pour tubes jusqu'à Ø 17 mm

naturel	NL11410
bleu	NL11411
vert	NL11412
orange	NL11413
rouge	NL11414
jaune	NL11415
violet	NL11416
noir	NL11417

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 144 tubes

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 32 mm
- 144 tubes de 0,2 ml
- température : -100°C à +121°C
- identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
boîtes pour tubes de 0,2 ml	
naturel	NL11510
bleu	NL11511
vert	NL11512
orange	NL11513
rose	NL11514
jaune	NL11515
violet	NL11516
noir	NL11517

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 100 tubes

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 37 mm
- 100 tubes jusqu'à Ø 11,4 mm
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
boîtes pour tubes de Ø 11,4 mm	
naturel	NL11610
bleu	NL11611
vert	NL11612
orange	NL11613
rouge	NL11614
jaune	NL11615
violet	NL11616
noir	NL11617

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 100 tubes avec identification alphanumérique

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 37 mm ou 75 mm pour tubes jusqu'à Ø 8,5 mm
- 100 tubes
- température : -100°C à +121°C
- identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)




modèle		
	boîte hauteur fixe 37 mm	boîte hauteur fixe 75 mm
naturel	NL11710	NL11720
bleu	NL11711	NL11721
vert	NL11712	NL11722
orange	NL11713	NL11723
rouge	NL11714	NL11724
jaune	NL11715	NL11725
violet	NL11716	NL11726
noir	NL11717	NL11727



Cryoboîtes 130 x 130 x 75 mm en polypropylène, 81 tubes

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 75 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- choix entre boîtes sans ou avec identification alphanumérique ou identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle							
	sans identification alphanumérique	avec identification alphanumérique sur les 4 côtés	avec identification alphanumérique sur les 4 côtés et le fond de la boîte	avec identification alphanumérique sur les 4 côtés, le fond de la boîte et le couvercle	avec identification alphanumérique sur le couvercle	avec identification alphanumérique sur les 4 côtés et le couvercle	avec identification numérique (1-81) sur le couvercle
naturel	NL11810	NL11820	NL11830	NL11840	NL11850	NL11860	NL11870
bleu	NL11811	NL11821	NL11831	NL11841	NL11851	NL11861	NL11871
vert	NL11812	NL11822	NL11832	NL11842	NL11852	NL11862	NL11872
orange	NL11813	NL11823	NL11833	NL11843	NL11853	NL11863	NL11873
rouge	NL11814	NL11824	NL11834	NL11844	NL11854	NL11864	NL11874
jaune	NL11815	NL11825	NL11835	NL11845	NL11855	NL11865	NL11875
violet	NL11816	NL11826	-	-	-	-	-
noir	NL11817	NL11827	-	-	-	-	-

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 81 tubes, identification numérique

- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe de 75 mm
- 81 tubes de Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique sur le fond de la boîte et le couvercle
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte



modèle	
boîtes pour tubes de Ø 12,5 mm	
naturel	NL11910
bleu	NL11911
vert	NL11912
orange	NL11913
rose	NL11914
jaune	NL11915

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 64 tubes, hauteur 75 mm

- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe de 75 mm
- 64 tubes de jusqu'à Ø11 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
boîtes pour tubes de Ø 11 mm	
naturel	NL12010
bleu	NL12011
vert	NL12012
orange	NL12013
rose	NL12014
jaune	NL12015
violet	NL12016
noir	NL12017



CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 49 tubes, hauteur 75 mm



- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 75 mm
- 49 tubes
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique pour tubes jusqu'à Ø 17 mm
- avec identification alphanumérique pour tubes de Ø 16,5 mm
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	boîte	
	sans identification alphanumérique	avec identification alphanumérique
naturel	NL13010	NL13020
bleu	NL13011	NL13021
vert	NL13012	NL13022
orange	NL13013	NL13023
rouge	NL13014	NL13024
jaune	NL13015	NL13025
violet	NL13016	NL13026
noir	NL13017	NL13027

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 25 tubes, hauteur 75 mm

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 75 mm
- 25 tubes pour tubes jusqu'à 16,6 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)




modèle	
boîtes pour tubes jusqu'à 16,6 mm	
naturel	NL14010
bleu	NL14011
vert	NL14012
orange	NL14013
rouge	NL14014
jaune	NL14015
violet	NL14016
noir	NL14017

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 100 tubes, hauteur 80 mm

- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 100 tubes jusqu'à Ø 8,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte



modèle	
boîtes pour tubes de Ø 8,5 mm	
naturel	NL15010
bleu	NL15011
vert	NL15012
orange	NL15013
rouge	NL15014
jaune	NL15015
violet	NL15016
noir	NL15017

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 81 tubes, hauteur 80 mm

- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 81 tubes de Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
boîtes pour tubes de Ø 12,5 mm	
naturel	NL16010
bleu	NL16011
vert	NL16012
orange	NL16013
rouge	NL16014
jaune	NL16015
violet	NL16016
noir	NL16017

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 64 tubes, hauteur 80 mm

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 64 tubes jusqu'à Ø 11 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
boîtes pour tubes de Ø 11 mm	
naturel	NL17010
bleu	NL17011
vert	NL17012
orange	NL17013
rouge	NL17014
jaune	NL17015
violet	NL17016
noir	NL17017

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 49 tubes, hauteur 80 mm



- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 49 tubes
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique pour tubes jusqu'à Ø 17 mm
- avec identification alphanumérique pour tubes jusqu'à Ø 16,5 mm
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	boîte	
	sans identification alphanumérique	avec identification alphanumérique
naturel	NL18010	NL18020
bleu	NL18011	NL18021
vert	NL18012	NL18022
orange	NL18013	NL18023
rouge	NL18014	NL18024
jaune	NL18015	NL18025
violet	NL18016	NL18026
noir	NL18017	NL18027

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 25 tubes, hauteur 80 mm



- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 25 tubes jusqu'à Ø 16,6 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 16,6 mm	
naturel	NL12110
bleu	NL12111
vert	NL12112
orange	NL12113
rouge	NL12114
jaune	NL12115
violet	NL12116
noir	NL12117

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 9 tubes, hauteur 80 mm


- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 9 tubes jusqu'à Ø 30 mm
- température : -100°C à +121°C
- sans identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 30 mm	
naturel	NL12210
bleu	NL12211
vert	NL12212
orange	NL12213
rouge	NL12214
jaune	NL12215
violet	NL12216
noir	NL12217

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm, hauteur 95 mm en polypropylène, 81 tubes, sans identification alphanumérique




- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 95 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- pour cryotubes de 5 ml
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 12,5 mm	
naturel	NL12310
bleu	NL12311
vert	NL12312
orange	NL12313
rouge	NL12314
jaune	NL12315
violet	NL12316
noir	NL12317

Cryoboîtes 130 x 130 mm, hauteur 95 mm en polypropylène, 81 tubes, identification alphanumérique

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 95 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- pour cryotubes de 5 ml
- température : -100°C à +121°C
- cryoboîtes avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	naturel	bleu	vert	rose	jaune	orange	violet	noir	Prix HT
avec identification alphanumérique									
sur les 4 côtés	NL12410	NL12411	NL12412	NL12413	NL12414	NL12415	NL12416	NL12417	
sur les 4 côtés et le fond de la boîte	NL12420	NL12421	NL12422	NL12423	NL12424	NL12425	-	-	
sur les 4 côtés, le fond de la boîte et le couvercle	NL12430	NL12431	NL12432	NL12433	NL12434	NL12435	-	-	
sur les 4 côtés et le couvercle	NL12440	NL12441	NL12442	NL12443	NL12444	NL12445	-	-	
sur le couvercle	NL12450	NL12451	NL12452	NL12453	NL12454	NL12455	-	-	

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm, hauteur 95 mm en polypropylène, 81 tubes, identification numérique



- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 95 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- pour cryotubes de 5 ml
- température : -100°C à +121°C
- cryoboîtes avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte

modèle	avec identification numérique (1-81)	
	sur le couvercle	sur le fond de la boîte et le couvercle
naturel	NL12510	NL12520
bleu	NL12511	NL12521
vert	NL12512	NL12522
orange	NL12513	NL12523
rose	NL12514	NL12524
jaune	NL12515	NL12525

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 100 tubes, hauteur variable 96-106 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 100 tubes jusqu'à Ø 8,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- cryoboîtes avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 8,5 mm	
naturel	NL12610
bleu	NL12611
vert	NL12612
orange	NL12613
rouge	NL12614
jaune	NL12615
violet	NL12616
noir	NL12617

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 81 tubes, hauteur variable 96-106 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 12,5 mm	
naturel	NL12710
bleu	NL12711
vert	NL12712
orange	NL12713
rouge	NL12714
jaune	NL12715
violet	NL12716
noir	NL12717

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 64 tubes, hauteur variable 96-106 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 64 tubes jusqu'à Ø 11 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 11 mm	
naturel	NL12810
bleu	NL12811
vert	NL12812
orange	NL12813
rouge	NL12814
jaune	NL12815
violet	NL12816
noir	NL12817

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 49 tubes, hauteur variable 96-106 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 49 tubes
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique, tubes jusqu'à Ø 17 mm
- avec identification alphanumérique, tubes jusqu'à Ø 16,5 mm
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	boîte	
	sans identification alphanumérique	avec identification alphanumérique
naturel	NL12910	NL12920
bleu	NL12911	NL12921
vert	NL12912	NL12922
orange	NL12913	NL12923
rouge	NL12914	NL12924
jaune	NL12915	NL12925
violet	NL12916	NL12926
noir	NL12917	NL12927

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 25 tubes, hauteur variable 96-106 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 25 tubes jusqu'à Ø 16,6 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 16,6 mm	
naturel	NL13110
bleu	NL13111
vert	NL13112
orange	NL13113
rouge	NL13114
jaune	NL13115
violet	NL13116
noir	NL13117

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 9 tubes, hauteur variable 96-106 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 9 tubes jusqu'à Ø 30 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 33 mm	
naturel	NL13210
bleu	NL13211
vert	NL13212
orange	NL13213
rouge	NL13214
jaune	NL13215
violet	NL13216
noir	NL13217

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur 102 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 102 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec ou sans identification alphanumérique ou numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



capacité	identification	naturel	bleu	vert	orange	rouge	jaune	violet	noir	Prix HT
		●	●	●	●	●	●	●	●	
cryoboîtes										
100 x tubes Ø 8,5 mm	alphanumérique	NL13310	NL13311	NL13312	NL13313	NL13314	NL13315	NL13316	NL13317	
81 x tubes Ø 12,5 mm	-	NL13410	NL13411	NL13412	NL13413	NL13414	NL13415	NL13416	NL13417	
64 x tubes Ø 11 mm	alphanumérique	NL13510	NL13511	NL13512	NL13513	NL13514	NL13515	NL13516	NL13517	
49 x tubes Ø 16,5 mm	alphanumérique	NL13610	NL13611	NL13612	NL13613	NL13614	NL13615	NL13616	NL13617	
25 x tubes Ø 16,6 mm	numérique	NL13710	NL13711	NL13712	NL13713	NL13714	NL13715	NL13716	NL13717	
9 x tubes Ø 30 mm	numérique	NL13810	NL13811	NL13812	NL13813	NL13814	NL13815	NL13816	NL13817	

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur 105 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 105 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec ou sans identification alphanumérique ou numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



capacité	identification	naturel	bleu	vert	orange	rouge	jaune	violet	noir	Prix HT
		●	●	●	●	●	●	●	●	
cryoboîtes										
100 x tubes Ø 8,5 mm	alphanumérique	NL14110	NL14111	NL14112	NL14113	NL14114	NL14115	NL14116	NL14117	
81 x tubes Ø 12,5 mm	-	NL14210	NL14211	NL14212	NL14213	NL14214	NL14215	NL14216	NL14217	
64 x tubes Ø 11 mm	alphanumérique	NL14310	NL14311	NL14312	NL14313	NL14314	NL14315	NL14316	NL14317	
49 x tubes Ø 16,5 mm	alphanumérique	NL14410	NL14411	NL14412	NL14413	NL14414	NL14415	NL14416	NL14417	
25 x tubes Ø 16,6 mm	numérique	NL14510	NL14511	NL14512	NL14513	NL14514	NL14515	NL14516	NL14517	
9 x tubes Ø 30 mm	numérique	NL14610	NL14611	NL14612	NL14613	NL14614	NL14615	NL14616	NL14617	

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 25 tubes, hauteur variable 121-131 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 121 à 131 mm
- 25 tubes jusqu'à Ø 16,6 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 16,6 mm	
naturel	NL14710
bleu	NL14711
vert	NL14712
orange	NL14713
rouge	NL14714
jaune	NL14715
violet	NL14716
noir	NL14717

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 9 tubes, hauteur variable 121-131 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 121 à 131 mm
- 9 tubes jusqu'à Ø 30 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 30 mm	
naturel	NL14810
bleu	NL14811
vert	NL14812
orange	NL14813
rouge	NL14814
jaune	NL14815
violet	NL14816
noir	NL14817

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur 122 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 122 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec ou sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



capacité	identification	naturel	bleu	vert	orange	rouge	jaune	violet	noir	Prix HT
		●	●	●	●	●	●	●	●	
cryoboîtes										
81 x tubes Ø 12,5 mm	-	NL15110	NL15111	NL15112	NL15113	NL15114	NL15115	NL15116	NL15117	
64 x tubes Ø 11 mm	alphanumérique	NL15210	NL15211	NL15212	NL15213	NL15214	NL15215	NL15216	NL15217	
49 x tubes Ø 16,5 mm	alphanumérique	NL15310	NL15311	NL15312	NL15313	NL15314	NL15315	NL15316	NL15317	

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur 128 mm




- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 128 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec ou sans identification alphanumérique ou numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

capacité	identification	naturel	bleu	vert	orange	rouge	jaune	violet	noir	Prix HT
		●	●	●	●	●	●	●	●	
cryoboîtes										
81 x tubes Ø 12,5 mm	-	NL15410	NL15411	NL15412	NL15413	NL15414	NL15415	NL15416	NL15417	
64 x tubes Ø 11 mm	alphanumérique	NL15510	NL15511	NL15512	NL15513	NL15514	NL15515	NL15516	NL15517	
49 x tubes Ø 16,5 mm	alphanumérique	NL15610	NL15611	NL15612	NL15613	NL15614	NL15615	NL15616	NL15617	
25 x tubes Ø 16,6 mm	numérique	NL15710	NL15711	NL15712	NL15713	NL15714	NL15715	NL15716	NL15717	
10 x tubes Ø 30 mm	-	NL15810	NL15811	NL15812	NL15813	NL15814	NL15815	NL15816	NL15817	
9 x tubes Ø 30 mm	numérique	NL15910	NL15911	NL15912	NL15913	NL15914	NL15915	NL15916	NL15917	

Cryoboîtes 133 x 133 mm en polycarbonate, hauteur 52 mm, identification numérique


- cryoboîtes en polycarbonate hauteur fixe de 52 mm
- cryotubes de 0,5 à 2,0 ml avec filetage interne ou externe
- température : -196°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte



capacité	identification	blanc	bleu	vert	rouge	jaune	Prix HT
		●	●	●	●	●	
cryoboîtes							
100 x tubes de 0,5 à 2,0 ml	numérique	NL16110	NL16111	NL16112	NL16114	NL16115	
81 x tubes de 2 ml	numérique	NL16210	NL16211	NL16212	NL16214	NL16215	

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 76 x 76 mm en polycarbonate, 25 tubes, hauteur 52 mm



- cryoboîtes en polycarbonate hauteur 52 mm
- 25 cryotubes de 2 ml
- température : -196°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte


modèle

cryoboîtes pour tubes de 2 ml

blanc	NL16310
bleu	NL16311
vert	NL16312
rouge	NL16314
jaune	NL16315

Cryoboîtes 133 x 133 mm en polycarbonate, 81 tubes, hauteur 95 mm

- cryoboîtes en polycarbonate hauteur 95 mm
- 81 cryotubes de 5 ml
- température : -196°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte




modèle

cryoboîtes pour tubes de 5 ml

bleu	NL16410
vert	NL16411
rouge	NL16412
jaune	NL16413

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 136 x 136 mm en carton hydrophobe





- cryoboîtes en carton hydrophobe
- plusieurs couleurs et hauteurs au choix
- séparateurs au choix

modèle	blanc	bleu	vert	rouge	jaune	
	●	●	●	●	●	
cryoboîtes sans séparateur						
cryoboîte hauteur 25 mm	NL17110	NL17111	NL17112	NL17114	NL17115	
cryoboîte hauteur 32 mm	NL17210	NL17211	NL17212	NL17214	NL17215	
cryoboîte hauteur 50 mm	NL17310	NL17311	NL17312	NL17314	NL17315	
cryoboîte hauteur 75 mm	NL17410	NL17411	NL17412	NL17414	NL17415	
cryoboîte hauteur 100 mm	NL17510	NL17511	NL17512	NL17514	NL17515	
cryoboîte hauteur 130 mm	NL17610	NL17611	NL17612	NL17614	NL17615	
séparateur						
	hauteur 15 mm	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 42,9 mm	NL18110	NL18210	NL18310	NL18410	NL18510	NL18610
16 divisions pour tubes de Ø 32 mm	NL18111	NL18211	NL18311	NL18411	NL18511	NL18611
25 divisions pour tubes de Ø 25,5 mm	NL18112	NL18212	NL18312	NL18412	NL18512	NL18612
36 divisions pour tubes de Ø 21 mm	NL18113	NL18213	NL18313	NL18413	NL18513	NL18613
49 divisions pour tubes de Ø 17,9 mm	NL18114	NL18214	NL18314	NL18414	NL18514	NL18614
64 divisions pour tubes de Ø 15,7 mm	NL18115	NL18215	NL18315	NL18415	NL18515	NL18615
81 divisions pour tubes de Ø 13,9 mm	NL18116	NL18216	NL18316	NL18416	NL18516	NL18616
100 divisions pour tubes de Ø 12,5 mm	NL18117	NL18217	NL18317	NL18417	NL18517	NL18617
121 divisions pour tubes de Ø 11,2 mm	NL18118	NL18218	NL18318	NL18418	NL18518	NL18618
144 divisions pour tubes de Ø 10,2 mm	NL18119	NL18219	NL18319	NL18419	NL18519	NL18619
169 divisions pour tubes de Ø 9,4 mm	NL18120	NL18220	NL18320	NL18420	NL18520	NL18620
196 divisions pour tubes de Ø 8,7 mm	NL18121	NL18221	NL18321	NL18421	NL18521	NL18621
225 divisions pour tubes de Ø 8 mm	NL18122	NL18222	NL18322	NL18422	NL18522	NL18622
256 divisions pour tubes de Ø 7,5 mm	NL18123	NL18223	NL18323	NL18423	NL18523	NL18623

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 136 x 136 mm en carton hydrophobe avec revêtement imperméable additionnel

- cryoboîtes en carton hydrophobe
- revêtement résistant à l'eau
- plusieurs couleurs et hauteurs au choix
- séparateurs au choix




modèle	blanc	bleu	vert	rouge	jaune
	●	●	●	●	●
cryoboîtes sans séparateur					
cryoboîte hauteur 25 mm	NL19110	NL19111	NL19112	NL19114	NL19115
cryoboîte hauteur 32 mm	NL19210	NL19211	NL19212	NL19214	NL19215
cryoboîte hauteur 50 mm	NL19310	NL19311	NL19312	NL19314	NL19315
cryoboîte hauteur 75 mm	NL19410	NL19411	NL19412	NL19414	NL19415
cryoboîte hauteur 100 mm	NL19510	NL19511	NL19512	NL19514	NL19515
cryoboîte hauteur 130 mm	NL19610	NL19611	NL19612	NL19614	NL19615

séparateur	hauteur 15 mm	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 42,9 mm	NL18110	NL18210	NL18310	NL18410	NL18510	NL18610
16 divisions pour tubes de Ø 32 mm	NL18111	NL18211	NL18311	NL18411	NL18511	NL18611
25 divisions pour tubes de Ø 25,5 mm	NL18112	NL18212	NL18312	NL18412	NL18512	NL18612
36 divisions pour tubes de Ø 21 mm	NL18113	NL18213	NL18313	NL18413	NL18513	NL18613
49 divisions pour tubes de Ø 17,9 mm	NL18114	NL18214	NL18314	NL18414	NL18514	NL18614
64 divisions pour tubes de Ø 15,7 mm	NL18115	NL18215	NL18315	NL18415	NL18515	NL18615
81 divisions pour tubes de Ø 13,9 mm	NL18116	NL18216	NL18316	NL18416	NL18516	NL18616
100 divisions pour tubes de Ø 12,5 mm	NL18117	NL18217	NL18317	NL18417	NL18517	NL18617
121 divisions pour tubes de Ø 11,2 mm	NL18118	NL18218	NL18318	NL18418	NL18518	NL18618
144 divisions pour tubes de Ø 10,2 mm	NL18119	NL18219	NL18319	NL18419	NL18519	NL18619
169 divisions pour tubes de Ø 9,4 mm	NL18120	NL18220	NL18320	NL18420	NL18520	NL18620
196 divisions pour tubes de Ø 8,7 mm	NL18121	NL18221	NL18321	NL18421	NL18521	NL18621
225 divisions pour tubes de Ø 8 mm	NL18122	NL18222	NL18322	NL18422	NL18522	NL18622
256 divisions pour tubes de Ø 7,5 mm	NL18123	NL18223	NL18323	NL18423	NL18523	NL18623

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 133 x 133 mm en carton hydrophobe




- boîtes cryogéniques en carton hydrophobe
- différentes couleurs et hauteurs au choix
- séparateurs en option

modèle	blanc	bleu	vert	rouge	jaune
	●	●	●	●	●
cryoboîtes sans séparateur					
cryoboîte hauteur 25 mm	NL20010	NL20011	NL20012	NL20014	NL20015
cryoboîte hauteur 32 mm	NL20110	NL20111	NL20112	NL20114	NL20115
cryoboîte hauteur 50 mm	NL20210	NL20211	NL20212	NL20214	NL20215
cryoboîte hauteur 75 mm	NL20310	NL20311	NL20312	NL20314	NL20315
cryoboîte hauteur 100 mm	NL20410	NL20411	NL20412	NL20414	NL20415
cryoboîte hauteur 130 mm	NL20510	NL20511	NL20512	NL20514	NL20515

séparateur	hauteur 15 mm	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 41,2 mm	NL21010	NL21110	NL21210	NL21310	NL21410	NL21510
16 divisions pour tubes de Ø 30,8 mm	NL21011	NL21111	NL21211	NL21311	NL21411	NL21511
25 divisions pour tubes de Ø 24,5 mm	NL21012	NL21112	NL21212	NL21312	NL21412	NL21512
36 divisions pour tubes de Ø 20,3 mm	NL21013	NL21113	NL21213	NL21313	NL21413	NL21513
49 divisions pour tubes de Ø 17,3 mm	NL21014	NL21114	NL21214	NL21314	NL21414	NL21514
64 divisions pour tubes de Ø 15 mm	NL21015	NL21115	NL21215	NL21315	NL21415	NL21515
81 divisions pour tubes de Ø 13 mm	NL21016	NL21116	NL21216	NL21316	NL21416	NL21516
100 divisions pour tubes de Ø 12 mm	NL21017	NL21117	NL21217	NL21317	NL21417	NL21517
121 divisions pour tubes de Ø 10,8 mm	NL21018	NL21118	NL21218	NL21318	NL21418	NL21518
144 divisions pour tubes de Ø 9,8 mm	NL21019	NL21119	NL21219	NL21319	NL21419	NL21519
169 divisions pour tubes de Ø 9 mm	NL21020	NL21120	NL21220	NL21320	NL21420	NL21520
196 divisions pour tubes de Ø 8,3 mm	NL21021	NL21121	NL21221	NL21321	NL21421	NL21521
225 divisions pour tubes de Ø 7,7 mm	NL21022	NL21122	NL21222	NL21322	NL21422	NL21522
256 divisions pour tubes de Ø 7,2 mm	NL21023	NL21123	NL21223	NL21323	NL21423	NL21523

Cryoboîtes 133 x 133 mm en carton hydrophobe avec revêtement imperméable additionnel



- boîtes cryogéniques en carton hydrophobe
- revêtement résistant à l'eau
- différentes couleurs et hauteurs au choix
- séparateurs en option

modèle	blanc	bleu	vert	rouge	jaune
	●	●	●	●	●
cryoboîtes sans séparateur					
cryoboîte hauteur 25 mm	NL22010	NL22011	NL22012	NL22014	NL22015
cryoboîte hauteur 32 mm	NL22020	NL22021	NL22022	NL22024	NL22025
cryoboîte hauteur 50 mm	NL22030	NL22031	NL22032	NL22034	NL22035
cryoboîte hauteur 75 mm	NL22040	NL22041	NL22042	NL22044	NL22045
cryoboîte hauteur 100 mm	NL22050	NL22051	NL22052	NL22054	NL22055
cryoboîte hauteur 130 mm	NL22060	NL22061	NL22062	NL22064	NL22065

séparateur	hauteur 15 mm	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 41,2 mm	NL21010	NL21110	NL21210	NL21310	NL21410	NL21510
16 divisions pour tubes de Ø 30,8 mm	NL21011	NL21111	NL21211	NL21311	NL21411	NL21511
25 divisions pour tubes de Ø 24,5 mm	NL21012	NL21112	NL21212	NL21312	NL21412	NL21512
36 divisions pour tubes de Ø 20,3 mm	NL21013	NL21113	NL21213	NL21313	NL21413	NL21513
49 divisions pour tubes de Ø 17,3 mm	NL21014	NL21114	NL21214	NL21314	NL21414	NL21514
64 divisions pour tubes de Ø 15 mm	NL21015	NL21115	NL21215	NL21315	NL21415	NL21515
81 divisions pour tubes de Ø 13 mm	NL21016	NL21116	NL21216	NL21316	NL21416	NL21516
100 divisions pour tubes de Ø 12 mm	NL21017	NL21117	NL21217	NL21317	NL21417	NL21517
121 divisions pour tubes de Ø 10,8 mm	NL21018	NL21118	NL21218	NL21318	NL21418	NL21518
144 divisions pour tubes de Ø 9,8 mm	NL21019	NL21119	NL21219	NL21319	NL21419	NL21519
169 divisions pour tubes de Ø 9 mm	NL21020	NL21120	NL21220	NL21320	NL21420	NL21520
196 divisions pour tubes de Ø 8,3 mm	NL21021	NL21121	NL21221	NL21321	NL21421	NL21521
225 divisions pour tubes de Ø 7,7 mm	NL21022	NL21122	NL21222	NL21322	NL21422	NL21522
256 divisions pour tubes de Ø 7,2 mm	NL21023	NL21123	NL21223	NL21323	NL21423	NL21523

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 122 x 122 x 128 mm en carton hydrophobe

- boîtes cryogéniques en carton hydrophobe
- cryoboîtes 5x5 pour tubes d'environ 22 mm (15 ml)
- cryoboîtes 3x3 pour tubes d'environ 34 mm (50 ml)
- avec séparateur intégré ou en option



modèle	blanc	bleu	vert	rouge	jaune
	●	●	●	●	●
cryoboîtes					
cryoboîte 3x3 - 9 divisions	NL23010	NL23011	NL23012	NL23013	NL23014
cryoboîte 5x5 - 25 divisions	NL23110	NL23111	NL23112	NL23113	NL23114
cryoboîte sans séparateur	NL23210	NL23211	NL23212	NL23213	NL23214
cryoboîtes avec revêtement imperméable à l'eau					
cryoboîte 3x3 - 9 divisions	NL23310	NL23311	NL23312	NL23313	NL23314
cryoboîte 3x3 - 9 divisions	NL23410	NL23411	NL23412	NL23413	NL23414
cryoboîte sans séparateur	NL23510	NL23511	NL23512	NL23513	NL23514
séparateurs					
séparateur 3x3	NL23610				
séparateur 5x5	NL23710				

Cryoboîtes 148 x 148 x 128 mm en carton hydrophobe

- boîtes cryogéniques en carton hydrophobe
- cryoboîtes 4x4 pour tubes d'environ 22 mm (15 ml)
- cryoboîtes 6x6 pour tubes d'environ 34 mm (50 ml)
- avec séparateur intégré ou en option



modèle	blanc	bleu	vert	rouge	jaune
	●	●	●	●	●
cryoboîtes					
cryoboîte 4x4 - 16 divisions	NL24010	NL24011	NL24012	NL24013	NL24014
cryoboîte 6x6 - 36 divisions	NL24110	NL24111	NL24112	NL24113	NL24114
cryoboîte sans séparateur	NL24210	NL24211	NL24212	NL24213	NL24214
cryoboîtes avec revêtement imperméable à l'eau					
cryoboîte 4x4 - 16 divisions	NL24310	NL24311	NL24312	NL24313	NL24314
cryoboîte 6x6 - 36 divisions	NL24410	NL24411	NL24412	NL24413	NL24414
cryoboîte sans séparateur	NL24510	NL24511	NL24512	NL24513	NL24514
séparateurs					
séparateur 4x4	NL24610				
séparateur 6x6	NL24710				

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 122 x 237 x 128 mm en carton hydrophobe

- boîtes cryogéniques en carton hydrophobe
- cryoboîtes 3x6 pour tubes d'environ 34 mm (50 ml)
- cryoboîtes 5x10 pour tubes d'environ 22 mm (15 ml)
- cryoboîtes 8x12 pour tubes de 10 ml
- avec séparateur intégré ou en option



modèle	blanc	bleu	vert	rouge	jaune
	●	●	●	●	●
cryoboîtes					
cryoboîte 3x6 - 18 divisions	NL25010	NL25011	NL25012	NL25013	NL25014
cryoboîte 5x10 - 50 divisions	NL25110	NL25111	NL25112	NL25113	NL25114
cryoboîte sans séparateur	NL25210	NL25211	NL25212	NL25213	NL25214
cryoboîtes avec revêtement imperméable à l'eau					
cryoboîte 3x6 - 18 divisions	NL25310	NL25311	NL25312	NL25313	NL25314
cryoboîte 5x10 - 50 divisions	NL25410	NL25411	NL25412	NL25413	NL25414
cryoboîte sans séparateur	NL25510	NL25511	NL25512	NL25513	NL25514
séparateurs					
séparateur 3x6	NL25610				
séparateur 5x10	NL25710				
séparateur 8x12	NL25810				

Cryoboîtes 148 x 287 x 128 mm en carton hydrophobe



- boîtes cryogéniques en carton hydrophobe
- cryoboîtes 4x8 pour tubes d'environ 34 mm (50 ml)
- cryoboîtes 6x12 pour tubes d'environ 22 mm (15 ml)
- avec séparateur intégré ou en option

modèle	blanc	bleu	vert	rouge	jaune
	●	●	●	●	●
cryoboîtes					
cryoboîte 4x8 - 32 divisions	NL26010	NL26011	NL26012	NL26013	NL26014
cryoboîte 6x12 - 72 divisions	NL26110	NL26111	NL26112	NL26113	NL26114
cryoboîte sans séparateur	NL26210	NL26211	NL26212	NL26213	NL26214
cryoboîtes avec revêtement imperméable à l'eau					
cryoboîte 4x8 - 32 divisions	NL26310	NL26311	NL26312	NL26313	NL26314
cryoboîte 6x12 - 72 divisions	NL26410	NL26411	NL26412	NL26413	NL26414
cryoboîte sans séparateur	NL26510	NL26511	NL26512	NL26513	NL26514
séparateurs					
séparateur 4x8	NL26610				
séparateur 6x12	NL26710				

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 141 x 151 x 57 mm en polypropylène

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe 57 mm
- 100 cryotubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique sur le couvercle
- autoclavables
- couvercle à charnière translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 12,5 mm	
naturel	NL29010
bleu	NL29011
vert	NL29012
jaune	NL29014
violet	NL29015
noir	NL29016

Cryoboîtes 141 x 85 x 59 mm en polypropylène

- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe 59 mm
- 50 cryotubes jusqu'à Ø 12 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique sur les 2 côtés
- autoclavables
- couvercle à charnière translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)





modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 12 mm	
naturel	NL29110
bleu	NL29111
vert	NL29112
orange	NL29113
jaune	NL29115
violet	NL29116
noir	NL29117

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, séparateurs au choix

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- température : -100°C à +121°C
- autoclavables
- séparateurs au choix
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	naturel	bleu	vert	orange	rouge	jaune	noir
	●	●	●	●	●	●	●
cryoboîtes hauteur fixe sans séparateur							
cryoboîte hauteur 37 mm	NL31010	NL31011	NL31012	NL31013	NL31014	NL31015	NL31016
cryoboîte hauteur 67 mm	NL32010	NL32011	NL32012	NL32013	NL32014	NL32015	NL32016
cryoboîte hauteur 75 mm	NL33010	NL33011	NL33012	NL33013	NL33014	NL33015	NL33016
cryoboîte hauteur 80 mm	NL34010	NL34011	NL34012	NL34013	NL34014	NL34015	NL34016
cryoboîte hauteur 95 mm	NL35010	NL35011	NL35012	NL35013	NL35014	NL35015	NL35016
cryoboîte hauteur 102 mm	NL36010	NL36011	NL36012	NL36013	NL36014	NL36015	NL36016
cryoboîtes hauteur variable sans séparateur							
cryoboîte hauteur 70-80 mm	NL37010	NL37011	NL37012	NL37013	NL37014	NL37015	NL37016
cryoboîte hauteur 96-106 mm	NL38010	NL38011	NL38012	NL38013	NL38014	NL38015	NL38016
cryoboîte hauteur 121-131 mm	NL39010	NL39011	NL39012	NL39013	NL39014	NL39015	NL39016
séparateur							
	hauteur 15 mm	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm	
9 divisions pour tubes de Ø 41,2 mm	NL21010	NL21110	NL21210	NL21310	NL21410	NL21510	
16 divisions pour tubes de Ø 30,8 mm	NL21011	NL21111	NL21211	NL21311	NL21411	NL21511	
25 divisions pour tubes de Ø 24,5 mm	NL21012	NL21112	NL21212	NL21312	NL21412	NL21512	
36 divisions pour tubes de Ø 20,3 mm	NL21013	NL21113	NL21213	NL21313	NL21413	NL21513	
49 divisions pour tubes de Ø 17,3 mm	NL21014	NL21114	NL21214	NL21314	NL21414	NL21514	
64 divisions pour tubes de Ø 15 mm	NL21015	NL21115	NL21215	NL21315	NL21415	NL21515	
81 divisions pour tubes de Ø 13 mm	NL21016	NL21116	NL21216	NL21316	NL21416	NL21516	
100 divisions pour tubes de Ø 12 mm	NL21017	NL21117	NL21217	NL21317	NL21417	NL21517	
121 divisions pour tubes de Ø 10,8 mm	NL21018	NL21118	NL21218	NL21318	NL21418	NL21518	
144 divisions pour tubes de Ø 9,8 mm	NL21019	NL21119	NL21219	NL21319	NL21419	NL21519	
169 divisions pour tubes de Ø 9 mm	NL21020	NL21120	NL21220	NL21320	NL21420	NL21520	
196 divisions pour tubes de Ø 8,3 mm	NL21021	NL21121	NL21221	NL21321	NL21421	NL21521	
225 divisions pour tubes de Ø 7,7 mm	NL21022	NL21122	NL21222	NL21322	NL21422	NL21522	
256 divisions pour tubes de Ø 7,2 mm	NL21023	NL21123	NL21223	NL21323	NL21423	NL21523	