

## Floculateurs multipostes

- ▶ test de floculation, "jar-test", "leaching-test"
- ▶ régulateurs de vitesse individuels ou régulateur électronique avec affichage digital



Floculateurs avec régulateurs de vitesse individuels



Floculateurs avec régulateur de vitesse électronique et affichage digital



+ Floculateur portatif 4 postes



- régulateur de vitesse individuel pour chaque poste
- construction en acier avec un revêtement époxy hautement résistant aux agressions physiques, chimiques et corrosives
- fond illuminé
- tiges auto-bloquantes et réglables en hauteur
- capacité : 1 litre par poste
- livré sans verrerie

- régulateur de vitesse centralisé (même vitesse pour tous les postes) : simplicité d'utilisation et excellente reproductibilité
- minuterie digitale 2 échelles : 0-999 min et 0-99 heures ou fonctionnement en continu
- construction en acier avec un revêtement époxy hautement résistant aux agressions physiques, chimiques et corrosives
- fond illuminé
- tiges auto-bloquantes et réglables en hauteur
- capacité : 1 litre par poste
- livré sans verrerie

- alimentation secteur 230 V ou 12 V avec branchement direct sur l'allume-cigare d'un véhicule
- construction métallique très robuste
- éclairage central, interrupteur frontal
- tiges réglables en hauteur auto-bloquantes
- vitesse parfaitement reproductible
- minuterie 0 à 30 min avec position pour fonctionnement en continu
- livré sans verrerie

capacité	4 postes	6 postes
vitesse	9 positions : 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 et 200 tr/min	
puissance	18 W	23 W
dim. (l x p x h)	645 x 260 x h347 mm	935 x 260 x h347 mm
poids	12,5 kg	18 kg
Floculateurs	FLO4 [1]	FLO6 [2]

capacité	4 postes	6 postes
vitesse	réglable de 10 à 300 tr/min par pas de 1 tr/min	
puissance	11 W	11 W
dim. (l x p x h)	645 x 260 x h350 mm	935 x 260 x h350 mm
poids	13 kg	17 kg
Floculateurs	FLO4D [3]	FLO6D [4]

capacité	4 postes
vitesse	5 positions : 20 - 40 - 50 - 100 et 200 tr/min
puissance	6 W
dim. (l x p x h)	250 x 250 x h320 mm
poids	4,8 kg
Floculateur	FLO4P