

Éluteur - rotateur à retournement pour essai de lixiviation

► 6 x 2000 ml / 8 x 1000 ml

i

Essai de lixiviation suivant
DIN 38414 et UNI 10802.

capacité	6 x 2 litres 8 x 1 litre avec adaptateur
vitesse	0 à 30 tr/min (résolution 1 tr/min)
hauteur des flacons	200 à 280 mm
Ø flacons	jusqu'à Ø135 mm
puissance	100 W
dimensions (lxpxh) / poids	665 x 470 x h520 mm / 30 kg
Éluteur - rotateur sans adaptateur ni flacon	PV1200
accessoires	
flacon 2 litres, bouchon rodé en verre	PV1201
flacon 2 litres, bouchon à vis en polyéthylène	PV1202
flacon 1 litre, bouchon à vis en polyéthylène	PV1203
adaptateur pour 8 flacons de 1 litre	PV1204



- pour essai de lixiviation selon les normes DIN 38414 et EN 12457 : agitation pendant 24 heures d'un flacon de 2 litres contenant 100 g de matière sèche et 1 litre d'eau distillée
- l'appareil convient également pour l'homogénéisation et le mélange de substances liquides ou solides
- structure métallique recouverte de peinture époxy
- affichage LCD

Éluteurs - rotateurs à retournement Heidolph® pour essai de lixiviation

- 4 à 12 flacons
- 2 vitesses au choix

heidolph
research made easy

- vitesse réglable en continu
- fixation facile et rapide des flacons
- charge maximale 30 kg
- sécurité : arrêt automatique en cas de surchauffe
- bouton d'arrêt d'urgence en face avant
- indice de protection IP 21
- livrés avec supports pour flacons de 2 litres, dim. Ø 136 mm x h. 160 à 270 mm
- adaptateurs pour flacons 500 ml et 1 litre en option
- à compléter par des flacons



capacité	4 x flacons	8 x flacons	12 x flacons
vitesse, suivant modèle	1 à 16 tr/min / 2 à 32 tr/min	1 à 16 tr/min / 2 à 32 tr/min	1 à 16 tr/min / 2 à 32 tr/min
hauteur des flacons	160 à 270 mm	160 à 270 mm	160 à 270 mm
Ø flacons	jusqu'à Ø136 mm	jusqu'à Ø136 mm	jusqu'à Ø136 mm
puissance	280 W	280 W	280 W
dimensions (lxpxh) / poids	490 x 520 x h465 mm / 23 kg	770 x 520 x h465 mm / 28 kg	1050 x 520 x h465 mm / 33 kg
Éluteurs - rotateurs vitesse 1 à 16 tr/min	HE8004 1	HE8008	HE8012
Éluteurs - rotateurs vitesse 2 à 32 tr/min	HE8104	HE8108	HE8112
accessoires			
adaptateurs pour flacons de 500 ml, les 4	HE8095	HE8095	HE8095
adaptateurs pour flacons de 1 litre, les 4	HE8091	HE8091	HE8091