

Coffre à poison



- construction double paroi en acier électro-galvanisé, épaisseur 10 mm, peinture époxy résistante aux acides, **2 étagères** en acier
- serrure de porte livrée avec 1 clé

	coffre à poison
dim. intérieures	480 x 270 x h390 mm
dim. étagère (lxpxh)	470 x 270 x h20 mm
charge max. par étagère	10 kg par étagère
dim. extérieures / poids	500 x 300 x h400 mm / 10 kg
Coffre à poison	LMS50

Coffres de sécurité multirisques



- coffres universels multirisques
- conformes à la norme **EN61010**
- pictogrammes normalisés conformes aux normes **ISO 3864**
- multicompartiments : séparation par famille de produits dangereux
- solution modulable : étiquetage des compartiments à la demande
- coffres en acier recouvert de peinture époxy
- étagères en forme de bac de rétention en acier recouvert de peinture époxy
- bac de rétention en acier, amovible en bas de chaque compartiment
- raccord de ventilation Ø100 mm, ventilation forcée en option
- portes à fermeture à clé
- angle d'ouverture max. de la porte : 110°

	coffre 1 porte	coffre 2 portes
dim. (lxpxh)	600 x 600 x h700 mm	1140 x 600 x h700 mm
compartiments	1 compartiment	2 compartiments
charge max.	80 kg / étagère	80 kg / étagère
Coffres	LMF501	LMF502

Blocs de sécurité à tiroirs en polypropylène pour produits corrosifs

- ▶ **excellente résistance du polypropylène aux produits très agressifs** tels que acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide nitrique, etc.



- construction entièrement en polypropylène avec coins ronds
- **tiroirs amovibles** en polypropylène
- **armoire à 4 tiroirs ventilée et filtrée** : système d'aspiration des vapeurs par ventilateur intégré, carter en acier peint, protection thermique du moteur, IP44, débit 200 m³/h, raccord de sortie Ø 120 mm, filtration assurée par filtre au charbon actif à cartouche interchangeable



	coffre 2 tiroirs	coffre horizontal 4 tiroirs	coffre vertical 4 tiroirs
capacité totale	150 litres	300 litres	300 litres
charge maximum par tiroir	20 kg	20 kg	20 kg
dimensions tiroir	480 x 380 x h270 mm	480 x 380 x h270 mm	480 x 380 x h270 mm
dimensions extérieures	550 x 520 x h800 mm	1100 x 520 x h800 mm	550 x 520 x h1510 mm
Coffres standard	LMP300 [1]	LMP400 [2]	-
Coffre ventilé et filtré	-	-	LMP550 [3]

Coffres à poison

- ▶ **stockage des produits dangereux**
- ▶ **armoires murales ou coffres pour armoire**

- parois en acier 10 / 10^{ème} recouvert peinture époxy blanche
- symbole normalisé "toxique"
- étagères réglables en hauteur sur crémaillères
- porte battante à fermeture à clé
- possibilité de fixation murale
- modèles assemblables entre eux



	coffre 12 litres	coffre 19 litres
dimensions extérieures (lxpxh)	470 x 205 x h380 mm	470 x 205 x h580 mm
dimensions intérieures (lxpxh)	460 x 170 x h370 mm	460 x 170 x h570 mm
nombre d'étagères	2 étagères	4 étagères
poids	10 kg	15 kg
Coffres à poison	TX2390 [1]	TX2395 [2]