

Papiers de pesée résistants à l'humidité

- face satinée
- poids : 25 g/m² ou 45 g/m²
- pour liquides, poudres, etc



| dimensions feuilles | 25 g/m ² | 45 g/m ² |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 x 5 cm | - | FL2970 les 250 |
| | - | FL2971 les 500 |
| 7 x 7 cm | FL2992 les 1000 | - |
| 7,6 x 7,6 cm | - | FL2972 les 500 |
| 9,5 x 11 cm | - | FL2973 les 100 |
| | - | FL2974 les 250 |
| 10 x 10 cm | FL2790 les 250 | FL2975 les 250 |
| | FL2990 les 1000 | FL2976 les 1000 |
| 10,2 x 10,2 cm | - | FL2977 les 500 |
| 12 x 12 cm | - | FL2978 les 250 |
| 15 x 15 cm | FL2791 les 250 | FL2979 les 250 |
| | FL2991 les 1000 | - |
| 15,2 x 15,2 cm | - | FL2981 les 500 |
| 15 x 64 cm | - | FL2982 les 500 |

Verres de montre en polypropylène



| dimensions | référence | Prix HT |
|------------|---------------|---------|
| Ø 80 mm | AX3021 les 10 | |
| Ø 100 mm | AX3022 les 10 | |

Nacelles de pesée et de distribution en polystyrène

- fond plat : stabilité parfaite sur la balance
- non mouillables : transvasement total de l'échantillon liquide
- surface lisse et bords arrondis : facilite la distribution des poudres et granulés
- rebords larges adaptés à une préhension avec des pinces

Nacelles avec bec verseur



- distribution facilitée par la forme en bec verseur de la nacelle : plus besoin de plier la nacelle, la poudre peut être entièrement récupérée par un jet de pissette

| modèle | dim. (lxpxh) | référence | Prix HT |
|----------|----------------|-------------|---------|
| micro | 43x58xh13 mm | NV1 les 500 | |
| standard | 83x132xh26 mm | NV2 les 500 | |
| macro | 108x183xh26 mm | NV3 les 500 | |

Nacelles carrées



- nacelles suffisamment flexibles pour être pliées sur un axe diagonal formant ainsi un entonnoir, pour faciliter la distribution des liquides et des poudres, même dans les récipients à ouverture étroite

| modèle | dim. (lxpxh) | référence | Prix HT |
|----------|----------------|-------------|---------|
| micro | 46x46xh8 mm | NA1 les 500 | |
| standard | 85x85xh24 mm | NA2 les 500 | |
| macro | 140x140xh22 mm | NA3 les 500 | |


Supports de pesée en aluminium



| capacité | dimensions | référence | Prix HT |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| barquettes rectangulaires | | | |
| 160 ml | 100x64x38mm | ALUB1 les 100 | |
| 330 ml | 121x83x47mm | ALUB2 les 100 | |
| 620 ml | 326x106x25mm | ALUB3 les 100 | |
| 340 ml | 160x110x26mm | ALUB4 les 100 | |
| 550 ml | 200x103x39mm | ALUB5 les 100 | |
| 750 ml | 253x153x28mm | ALUB6 les 100 | |
| 930 ml | 228x176x28mm | ALUB7 les 100 | |
| 2170 ml | 316x215x43mm | ALUB8 les 100 | |
| capsules rondes | | | |
| 28 ml | Ø 64 x h13 mm | ALUC1 les 100 | |
| 115 ml | Ø 80 x h34 mm | ALUC2 les 100 | |
| 110 ml | Ø 99 x h25 mm | ALUC3 les 100 | |
| 110 ml | Ø 96 x h24 mm | ALUC4 les 100 | |
| 205 ml | Ø 127 x h26 mm | ALUC5 les 100 | |
| 280 ml | Ø 114 x h50 mm | ALUC6 les 100 | |
| nacelles | | | |
| - | Ø 100 x h7 mm | ALU1402 les 80 | |
| soucoupes | | | |
| 390 ml | Ø 217 x h15 mm | ALUS1 les 100 | |

Nacelles de pesée en papier exempt d'azote

i Pour le dosage de l'azote et des matières grasses.



- en papier parchemin exempt d'azote, 80 g/m²
- **applications** : pesée de substances pâteuses dans l'analyse de produits alimentaires, pesée d'échantillons pour le dosage de l'azote et des graisses, etc.
- dimensions (L x l x h) : 55 x 10 x 10 mm

| référence | Prix HT |
|-----------------------------------|---------|
| FL2180 Nacelles de pesée, les 100 | |