



Barreaux PTFE elliptiques



- centrage automatique : le barreau trouve naturellement son point de pivot
- idéal pour fond rond
- noyau aimanté elliptique

longueur x Ø	référence	Prix HT
10 x Ø 5 mm	SD1005	
15 x Ø 6 mm	SD1506	
20 x Ø 10 mm	SD2010	
25 x Ø 10 mm	SD2510	
25 x Ø 12 mm	SD2512	
30 x Ø 10 mm	SD3010	
30 x Ø 16 mm	SD3016	
35 x Ø 13 mm	SD3513	
35 x Ø 16 mm	SD3516	
40 x Ø 13 mm	SD4013	
40 x Ø 20 mm	SD4020	
50 x Ø 17 mm	SD5017	
50 x Ø 20 mm	SD5020	
64 x Ø 20 mm	SD6420	
70 x Ø 20 mm	SD7020	
70 x Ø 25 mm	SD7025	
70 x Ø 27 mm	SD7027	



Barreaux PTFE cylindro-ovoïdes



- avantages combinés des barreaux elliptiques et des barreaux avec anneau de centrage.

longueur x Ø	référence	Prix HT
10 x Ø 4 mm	SK1004	
15 x Ø 5 mm	SK1505	
20 x Ø 7 mm	SK2007	
25 x Ø 8 mm	SK2508	
30 x Ø 8 mm	SK3008	
35 x Ø 8 mm	SK3508	
40 x Ø 8 mm	SK4008	
45 x Ø 8 mm	SK4508	
50 x Ø 8 mm	SK5008	
55 x Ø 8 mm	SK5508	
60 x Ø 8 mm	SK6008	
70 x Ø 10 mm	SK7010	
80 x Ø 10 mm	SK8010	


Barreaux PTFE cylindriques avec anneau amovible




- utilisation comme barreau simple ou comme barreau à anneau pivotant

longueur x Ø	référence	Prix HT
12 x Ø 8 mm	SP1208	
25 x Ø 8 mm	SP2508	
32 x Ø 8 mm	SP3208	
38 x Ø 8 mm	SP3808	
38 x Ø 10 mm	SP3810	
42 x Ø 10 mm	SP4210	
51 x Ø 8 mm	SP5108	
51 x Ø 10 mm	SP5110	
75 x Ø 12 mm	SP7512	
102 x Ø 16 mm	SP10216	
127 x Ø 16 mm	SP12716	
150 x Ø 19 mm	SP15019	

Barreaux PTFE elliptiques





Identification facile par un point noir au carbone.



- grande puissance
- avec samarium et cobalt anti-démagnétisation

longueur x Ø	référence	Prix HT
10 x Ø 6 mm	EC1010	
15 x Ø 10 mm	EC1011	
25 x Ø 14 mm	EC1012	
50 x Ø 24 mm	EC1013	
70 x Ø 28 mm	EC1014	


Barreaux PTFE rectangulaires



- très efficaces même à faible vitesse.

longueur x Ø	référence	Prix HT
12 x Ø 4,0 mm	SL1204	
25 x Ø 5,5 mm	SL2505	
35 x Ø 6,0 mm	SL3506	
50 x Ø 7,5 mm	SL5007	

Barreaux en verre cylindriques



longueur x Ø	référence	Prix HT
6 x Ø 5 mm	SM0605	
12 x Ø 5 mm	SM1205	
25 x Ø 6 mm	SM2506	
45 x Ø 8 mm	SM4508	
60 x Ø 8 mm	SM6008	