



Barreaux PTFE octogonaux avec anneau pivotant



long. x Ø	référence	Prix HT
13 x Ø 3 mm	SA1303	
13 x Ø 8 mm	SA1308	
13 x Ø 10 mm	SA1310	
15 x Ø 8 mm	SA1508	
15 x Ø 10 mm	SA1510	
22 x Ø 8 mm	SA2208	
22 x Ø 10 mm	SA2210	
25 x Ø 7 mm	SA2508	
25 x Ø 10 mm	SA2510	
28 x Ø 8 mm	SA2808	
35 x Ø 10 mm	SA3510	
38 x Ø 8 mm	SA3808	
38 x Ø 10 mm	SA3810	
38 x Ø 13 mm	SA3813	
41 x Ø 8 mm	SA4108	
48 x Ø 10 mm	SA4810	
51 x Ø 8 mm	SA5108	
51 x Ø 10 mm	SA5110	
64 x Ø 8 mm	SA6408	
64 x Ø 10 mm	SA6410	
75 x Ø 13 mm	SA7513	

Barreaux PTFE octogonaux avec anneau pivotant





long. x Ø	référence	Prix HT
Barreaux bleus		
13 x Ø 8 mm	SBB1308	
15 x Ø 8 mm	SBB1508	
22 x Ø 8 mm	SBB2208	
25 x Ø 8 mm	SBB2508	
38 x Ø 8 mm	SBB3808	
51 x Ø 8 mm	SBB5108	
75 x Ø 13 mm	SBB7513	
Barreaux jaunes		
13 x Ø 8 mm	SBJ1308	
15 x Ø 8 mm	SBJ1508	
22 x Ø 8 mm	SBJ2208	
25 x Ø 8 mm	SBJ2508	
38 x Ø 8 mm	SBJ3808	
51 x Ø 8 mm	SBJ5108	
75 x Ø 13 mm	SBJ7513	
Barreaux rouges		
13 x Ø 8 mm	SBR1308	
15 x Ø 8 mm	SBR1508	
22 x Ø 8 mm	SBR2208	
25 x Ø 8 mm	SBR2508	
38 x Ø 8 mm	SBR3808	
51 x Ø 8 mm	SBR5108	
75 x Ø 13 mm	SBR7513	

Barreau PTFE hexagonal



long. x Ø	référence	Prix HT
50 x Ø 21 mm	SV3500	


TRISTICK® barreaux PTFE triangulaires



- agitation extrêmement silencieuse grâce à la grande surface de contact sur le fond du récipient
- stabilité excellente même à grande vitesse
- grande efficacité d'agitation même en cas de sédimentation
- introduction d'une composante verticale

long. x section	référence	Prix HT
12 x 6 mm	TRISTICK1206	
20 x 8 mm	TRISTICK2008	
25 x 8 mm	TRISTICK2508	
25 x 14 mm	TRISTICK2514	
35 x 9 mm	TRISTICK3509	
40 x 14 mm	TRISTICK4014	
50 x 12 mm	TRISTICK5012	
55 x 14 mm	TRISTICK5514	
80 x 14 mm	TRISTICK8018	

Barreaux PTFE forme "haltère"



- excellente stabilité même à grande vitesse
- convient pour viscosités élevées, mélange de particules métalliques dans un fluide
- pour récipients à fond rond ou convexe

long. x Ø	référence	Prix HT
35 x Ø 8 mm	F37170	
55 x Ø 8 mm	F37172	

Assortiment de barreaux magnétiques PTFE



- assortiment de barreaux aimantés de dimensions standard
- livré dans une boîte compartimentée, en polypropylène rouge, avec couvercle naturel opaque
- contenu de la boîte :
 - barreaux avec anneaux central :
 - 2 de 12 x Ø 4,5 mm
 - 2 de 25 x Ø 6 mm
 - 2 de 45 x Ø 8 mm
 - 2 de 60 x Ø 9,5 mm
 - barreaux ovales :
 - 2 de 20 x Ø 10 mm
 - 2 de 25 x Ø 12 mm
 - 2 de 35 x Ø 16 mm
 - 2 de 50 x Ø 20 mm
 - barreaux micro :
 - 3 de 7 x Ø 2 mm
 - 3 de 10 x Ø 3 mm

référence	Prix HT
LW1000 Assortiment de 22 barreaux aimantés en PTFE	