

Bouchons élastomère



Caoutchouc - Perbunan®
Néoprène® - Silicone



Ø inférieur	Ø supérieur	hauteur	perforations	caoutchouc gris	caoutchouc rouge	Perbunan®	Néoprène®	silicone
résistance au froid / à la chaleur				-30°C / +60°C	-30°C / +60°C	NC / +80°C	NC / +90°C	-60°C / +180°C
bouchons standard (l'unité)								
Ø 3,5 mm	Ø 6,5 mm	15 mm		DX1010103	DX1010203	DX1010303	DX1010403	DX1010503
Ø 5 mm	Ø 9 mm	20 mm		DX1010105	DX1010205	DX1010305	DX1010405	DX1010505
Ø 8 mm	Ø 12 mm	20 mm		DX1010108	DX1010208	DX1010308	DX1010408	DX1010508
Ø 10,5 mm	Ø 14,5 mm	20 mm		DX1010110	DX1010210	DX1010310	DX1010410	DX1010510
Ø 12,5 mm	Ø 16,5 mm	20 mm		DX1010112	DX1010212	DX1010312	DX1010412	DX1010512
Ø 14 mm	Ø 18 mm	20 mm		DX1010114	DX1010214	DX1010314	DX1010414	DX1010514
Ø 17 mm	Ø 22 mm	25 mm		DX1010117	DX1010217	DX1010317	DX1010417	DX1010517
Ø 18 mm	Ø 24 mm	30 mm		DX1010118	DX1010218	DX1010318	DX1010418	DX1010518
Ø 21 mm	Ø 27 mm	30 mm		DX1010121	DX1010221	DX1010321	DX1010421	DX1010521
Ø 23 mm	Ø 29 mm	30 mm		DX1010123	DX1010223	DX1010323	DX1010423	DX1010523
Ø 26 mm	Ø 32 mm	30 mm		DX1010126	DX1010226	DX1010326	DX1010426	DX1010526
Ø 29 mm	Ø 35 mm	30 mm		DX1010129	DX1010229	DX1010329	DX1010429	DX1010529
Ø 31 mm	Ø 38 mm	35 mm		DX1010131	DX1010231	DX1010331	DX1010431	DX1010531
Ø 36 mm	Ø 44 mm	40 mm		DX1010136	DX1010236	DX1010336	DX1010436	DX1010536
Ø 41 mm	Ø 49 mm	40 mm		DX1010141	DX1010241	DX1010341	DX1010441	DX1010541
Ø 47 mm	Ø 55 mm	40 mm		DX1010147	DX1010247	DX1010347	DX1010447	DX1010547
Ø 50,5 mm	Ø 59,5 mm	45 mm		DX1010150	DX1010250	DX1010350	DX1010450	DX1010550
Ø 56 mm	Ø 65 mm	45 mm		DX1010156	DX1010256	DX1010356	DX1010456	DX1010556
Ø 60 mm	Ø 70 mm	50 mm		DX1010160	DX1010260	DX1010360	DX1010460	DX1010560
Ø 64,5 mm	Ø 75,5 mm	55 mm		DX1010164	DX1010264	DX1010364	DX1010464	DX1010564
Ø 71 mm	Ø 83 mm	60 mm		DX1010171	DX1010271	DX1010371	DX1010471	DX1010571
Ø 79 mm	Ø 92 mm	65 mm		DX1010179	DX1010279	DX1010379	DX1010479	DX1010579
Ø 87 mm	Ø 100 mm	65 mm		DX1010187	DX1010287	DX1010387	DX1010487	DX1010587
Ø 94 mm	Ø 107 mm	65 mm		DX1010194	DX1010294	DX1010394	DX1010494	DX1010594
bouchons avec 1 perforation (l'unité)								
Ø 10,5 mm	Ø 14,5 mm	20 mm	1 x Ø 3	DX1011110	DX1011210	DX1011310	DX1011410	DX1011510
Ø 12,5 mm	Ø 16,5 mm	20 mm	1 x Ø 3	DX1011112	DX1011212	DX1011312	DX1011412	DX1011512
Ø 14 mm	Ø 18 mm	20 mm	1 x Ø 3	DX1011114	DX1011214	DX1011314	DX1011414	DX1011514
Ø 17 mm	Ø 22 mm	25 mm	1 x Ø 4	DX1011117	DX1011217	DX1011317	DX1011417	DX1011517
Ø 18 mm	Ø 24 mm	30 mm	1 x Ø 4	DX1011118	DX1011218	DX1011318	DX1011418	DX1011518
Ø 21 mm	Ø 27 mm	30 mm	1 x Ø 5	DX1011121	DX1011221	DX1011321	DX1011421	DX1011521
Ø 23 mm	Ø 29 mm	30 mm	1 x Ø 5	DX1011123	DX1011223	DX1011323	DX1011423	DX1011523
Ø 26 mm	Ø 32 mm	30 mm	1 x Ø 6	DX1011126	DX1011226	DX1011326	DX1011426	DX1011526
Ø 29 mm	Ø 35 mm	30 mm	1 x Ø 6	DX1011129	DX1011229	DX1011329	DX1011429	DX1011529
Ø 31 mm	Ø 38 mm	35 mm	1 x Ø 7	DX1011131	DX1011231	DX1011331	DX1011431	DX1011531
bouchons avec 2 perforations (l'unité)								
Ø 14 mm	Ø 18 mm	20 mm	2 x Ø 3	DX1012114	DX1012214	DX1012314	DX1012414	DX1012514
Ø 17 mm	Ø 22 mm	25 mm	2 x Ø 4	DX1012117	DX1012217	DX1012317	DX1012417	DX1012517
Ø 18 mm	Ø 24 mm	30 mm	2 x Ø 4	DX1012118	DX1012218	DX1012318	DX1012418	DX1012518
Ø 21 mm	Ø 27 mm	30 mm	2 x Ø 5	DX1012121	DX1012221	DX1012321	DX1012421	DX1012521
Ø 23 mm	Ø 29 mm	30 mm	2 x Ø 5	DX1012123	DX1012223	DX1012323	DX1012423	DX1012523
Ø 26 mm	Ø 32 mm	30 mm	2 x Ø 6	DX1012126	DX1012226	DX1012326	DX1012426	DX1012526
Ø 29 mm	Ø 35 mm	30 mm	2 x Ø 6	DX1012129	DX1012229	DX1012329	DX1012429	DX1012529
Ø 31 mm	Ø 38 mm	35 mm	2 x Ø 7	DX1012131	DX1012231	DX1012331	DX1012431	DX1012531