

Troussets à dissection

- ▶ instruments en acier inox
- ▶ finition parfaite
- ▶ utilisation en laboratoire pour les étudiants ou les vétérinaires

composition des troussees à dissection	7 instruments	8 instruments	11 instruments
étui intérieur velours	1	1	1
ciseaux forts "pointu-rond" 14 cm	1	1	1
ciseaux fins "Iris" 11 cm	1	1	1
pince forte 14 cm	1	1	1
pince fine 11 cm	1	1	1
manche scalpel n°4	1	-	1
sachet de 5 lames scalpel n°23	1	-	1
scalpel à lame fixe long. 40 mm	-	1	-
aiguille pointue avec manche	2	1	2
aiguille lancéolée	-	1	-
pince à dissection à griffes (1:2) 14 cm	-	-	1
pince horloger 11 cm	-	-	1
sonde cannelée	-	1	1
sonde boutonée	-	-	1
Troussets à dissection	LT1001	LT1002	LT1003



- instruments de qualité supérieure en **acier inox**, **polissage mat**, finition parfaite
- étui solide, fermeture à glissière
- chaque instrument est maintenu par une lanière, intérieur en velours afin d'éviter la détérioration des instruments



Composition à la demande

Nous réalisons des troussees à dissection composées à votre demande, consultez-nous pour un devis sans engagement.

Planche à dissection

- en PE haute densité épais, indéformable
- résistante aux taches
- rainure de vidange en périphérie
- deux faces avec grilles imprimées :
 - recto : 1 grille 300 x 250 mm, 1 grille de 48 carrés de 10 mm², 6 cercles Ø 4 à 14 mm
 - verso : 2 grilles 150 x 125 mm, 2 grilles de 24 carrés de 10 mm², 12 cercles Ø 4 à 14 mm
- coins avec pieds caoutchouc
- dim. (lxpxh) : 575 x 400 x 12,5 mm



référence **DS2470** Planche à dissection **Prix HT**

Base pour planche à dissection



Sur-élévation des planches à dissection.

- en polystyrène
- empilable
- stable
- contient l'excès de liquide
- dim. (lxpxh) : 481 x 656 x h91 mm



référence **DS2472** Base pour planche à dissection **Prix HT**

Ciseaux à dissection haute qualité



- haute qualité, finition parfaite
- acier inoxydable polissage mat

Ciseaux fins "Iris" droits



longueur	référence	Prix HT
10 cm	BC4070	
11 cm	BC4072	

Ciseaux fins "Iris" courbés



longueur	référence	Prix HT
10 cm	BC4071	
11 cm	BC4073	

Ciseaux "Metzenbaum"



longueur	référence	Prix HT
14 cm	LT2061	
18 cm	LT2062	

Ciseaux coupe-fil "Spencer"



longueur	référence	Prix HT
11 cm	LT2072	
13 cm	LT2073	

Ciseaux à bandage "Lister"



longueur	référence	Prix HT
14 cm	BC4143	
18 cm	BC4144	
20 cm	BC4145	