

Barreaux PTFE ovales



| longueur x Ø | référence | Prix HT |
|--------------|-----------|---------|
| 19 x Ø 10 mm | SV3319 | |
| 25 x Ø 13 mm | SV3325 | |
| 38 x Ø 16 mm | SV3338 | |
| 64 x Ø 19 mm | SV3364 | |

Conteneurs pour déchets à incinérer

► solution simple, sûrs
et économique pour
l'incinération des déchets

- en carton, pour recevoir les déchets de laboratoire destinés à l'incinération, carton incinéré directement avec son contenu, pour éviter manipulations et transvasements
- carton épais avec un sac en polyéthylène solide et étanche, le couvercle peut se refermer hermétiquement une fois le conteneur rempli
- livrés à plat et assemblés en quelques secondes, instructions d'utilisation et



pictogrammes imprimés sur le conteneur
• capacités : 10 litres (de pailleasse) : 20 x 20 x h25 cm

| capacité | référence | Prix HT |
|-----------|-----------|---------|
| 10 litres | H132053 | les 6 |

Gel réfrigérant en sachets



- composants de qualité alimentaire : eau et copolymère, gélifiant
- colorant bleu
- aucun danger pour l'environnement
- enveloppe en PEBD, épaisseur 110 µ
- dim. 100 x 150 x 25 mm
- poids 200 g
- température -18°C pendant plus de 24 heures
- réutilisables indéfiniment

| | |
|------------|---------------|
| dim. (lxp) | 100 x 150 mm |
| poids | 200 g |
| -18°C | EUT255 les 10 |