

## Secoueur digital 4 microplaques

vitesse max.

1500 tr/min



- affichages LED : minuterie et vitesse
- vitesse réglable par pas de 10 tr/min
- minuterie : 100 min, résolution 1 sec
- temp. ambiante admissible : +4 à +65°C

<b>vitesse</b>	200 à 1500 tr/min
<b>capacité</b>	4 microplaques
<b>orbite</b>	Ø 3 mm
<b>dimensions</b>	280 x 270 x 120 mm / 5,5 kg
<b>alimentation</b>	220 V, 50/60 Hz
<b>Secoueur</b>	ORB300

## Agitateur tridimensionnel

vitesse max.

125 osc/min

3D



- vitesse réglable de 5 à 125 osc/min, inclinaison de 2 à 12°, mouvement de rotation d'amplitude 40 à 110 mm
- plate-forme 350 x 350 mm
- charge max. : 4 kg à vitesse maximum, 8 kg à vitesse minimum
- boîtier et plate-forme en acier inoxydable en option
- dim. / poids : 500 x 500 x 250 mm / 5 kg

	<b>référence</b>	<b>Prix HT</b>
Agitateur tridimensionnel	BF1200	