

Distillateur 4 l/h



- dispositif de sécurité automatique : coupure automatique du chauffage en cas de niveau d'eau faible
- construction en acier inoxydable avec condenseur en verre borosilicaté 3.3
- résistance chauffante en cuivre chromé

Distillateur vertical 4 litres / h.	
débit	4 litres / heure
consommation d'eau	40 l/h
puissance de chauffe	3100 W
température du distillat	+95°C
conductivité du distillat à +25°C	1,5 - 2,5 µS/cm
dimensions	190 x p190 x h600 mm
alimentation	230 V - 50 Hz
Distillateur	DP4000

Distillateurs et bi-distillateurs automatiques 4 ou 8 l/h

- entièrement automatiques : contrôle de niveau d'eau dans le réservoir, régulateur électronique
- dispositif intégré de réfrigération du distillat, température de sortie de +25 à +35°C
- double système de sécurité :
 - thermostats : protection contre les surchauffes
 - capteur de flux d'eau : protection contre les défaillances de l'alimentation en eau



- conforme CE, IEC1010 et ASTM type 4
- livrés avec support mural (sauf A4000D)

	monodistillateur 4 litres/h	monodistillateur 8 litres/h	bi-distillateur 4 litres/h
pH	5,0 à 6,5 pH	5,0 à 6,5 pH	5,0 à 6,5 pH
conductivité	1,0 à 2,0 µS/cm	1,0 à 2,0 µS/cm	1,0 à 1,5 µS/cm
résistivité	0,5 à 1,0 mΩ/cm	0,5 à 1,0 mΩ/cm	0,7 à 1,0 mΩ/cm
conso. en eau	60 litres / heure	120 litres / heure	120 litres / heure
puissance	3000 W	6000 W	6000 W
alimentation	230 V	230 V	230 V
dim. (lxpxh)	550x240x410 mm/20kg	550x240x410 mm/23kg	550x410x410 mm/30kg
Distillateurs	A4000	A8000	A4000D

Distillateur d'eau horizontal 4 l/h

- ▶ faible température du distillat
- ▶ ultra-compact : largeur 150 mm
- ▶ possibilité de fixation murale
- ▶ nettoyage sans démontage



- système intégré de réfrigération du distillat
- support métallique pour fixation murale
- éléments raccordés par raccords à vis en matière plastique : montage/démontage sans risque de casse
- entonnoir intégré dans le bouilleur pour introduire les produits de nettoyage, vidange grâce au robinet
- sécurité : thermostat de protection, en cas de défaillance de l'alimentation en eau, réarmement manuel du thermostat
- distillat apyrogène
- conforme CE, IEC 1010 et ASTM type 4

Distillateur horizontal 4 litres / h.	
débit	4 litres / heure
consommation d'eau	60 litres / heure
T°C du distillat	+25 et +35°C
pH	5,0 à 6,5
conductivité à 20°C	3,0 à 4,0 µS/cm
résistivité	0,25 à 0,30 MΩ.cm
dimensions	500 x 150 x 450 mm
poids	11 kg
Distillateur	W4000