

Purificateurs d'eau arium® mini eau purifiée type 1, type 3

► jusqu'à 1 litre / min



- alimentation en eau pré-traitée ou en eau du robinet, selon modèle
- poche de 5 litres sans biofilm sur le côté de l'appareil : entretien facile et contamination limitée
- pompe intégrée pour le remplissage de la poche
- écran tactile couleur
- mode de distribution manuel ou automatique
- modèles avec lampe UV bactéricide intégrée
- dim. : 280 x p531 x h510 mm / 13 kg
- appareils livrés nus, à compléter par une poche d'eau et un filtre stérile, ainsi que par des cartouches de pré-traitement et de désionisation pour les modèles Arium mini Plus

	arium® mini	arium® mini Plus
production d'eau	eau ultrapure Type 1	eau ultrapure Type 1 eau purifiée Type 3
alimentation en eau	eau pré-traitée	eau du robinet
distribution	eau type 1 : 60 l/h	eau type 1 : 60 l/h eau type 3 : 8 l/h
Purificateurs standard	SR1010 1	SR1015
Purificateurs avec lampe UV	SR1011	SR1016
accessoires		
lampe UV de rechange 2	SR1001	SR1001
filtre stérile autoclavable 0,2 µm 3	SR1002	SR1002
poche de réserve d'eau 5 litres	SR1003	SR1003
cartouche de pré-traitement	-	SR1004
cartouche de désionisation	-	SR1005

