

Kits complets de verrerie

Les kits verrerie comprennent :

- 1 condenseur 1400 m² ou 2200 m²
- 1 ballon d'évaporation 1000 ml, filetage 29/32
- 1 ballon récepteur 1000 ml, filetage 35/20
- 1 bouchon d'aération sans joint, sans graisse
- les modèles gainés sont revêtus de plastique transparent résistant à des températures jusqu'à +80°C




Verrerie de rechange

filetage 29/32, sauf pour les ballons récepteurs (filetage 35/20), filetage 24/29 sur demande

Verrerie oblique G1

- condenseurs 1400 m²



	Prix HT
HE9910 Verrerie G1	
HE9911 Verrerie G1 gainée	

Verrerie verticale G3

- condenseurs 1400 m²



	Prix HT
HE9930 Verrerie G3	
HE9931 Verrerie G3 gainée	

Verrerie verticale G3 XL

- condenseurs 2200 m²



	Prix HT
HE9935 Verrerie G3 XL	
HE9936 Verrerie G3 XL gainée	

Verrerie verticale G5

condenseur à glace carbonique

- condenseurs 1400 m²
- pour solvants à bas point d'ébullition




	Prix HT
HE9950 Verrerie G5	
HE9951 Verrerie G5 gainée	

Verrerie verticale G6

condenseur avec vanne anti-reflux

- condenseurs 1400 m²



	Prix HT
HE9960 Verrerie G6	
HE9961 Verrerie G6 gainée	

Verrerie verticale G9/G9XL

condenseurs pour module Distimatic

- condenseur 1400 m² ou 2200 m² selon modèle

	Prix HT
HE9991 Verrerie G9 gainée	
HE9996 verrerie G9 XL gainée	

Ballons d'évaporation

- filetage 29/32



Capacité	référence	Prix HT
50 ml	HE9901	
100 ml	HE9902	
250 ml	HE9903	
500 ml	HE9904	
1000 ml	HE9905	
2000 ml	HE9906	
3000 ml	HE9907	
5000 ml	HE9908	

Piège à mousse

- filetage 29/32



	Prix HT
HE9204 Piège à mousse	

Ballons récepteurs

- filetage 35/20



Capacité	référence		Prix HT	
	standard	gainés		
100 ml	HE9702	HE9802		
250 ml	HE9703	HE9803		
500 ml	HE9704	HE9804		
1000 ml	HE9705	HE9805		
2000 ml	HE9706	HE9806		
3000 ml	HE9707	HE9807		

Flacons pour poudre

- filetage 29/32



Capacité	référence	Prix HT
500 ml	HE9604	
1000 ml	HE9605	
2000 ml	HE9606	

Cylindre d'évaporation

- filetage 29/32



Capacité	référence	Prix HT
500 ml	HE9304	
1500 ml	HE9305	

Araignée pour flacons

- filetage 29/32



Capacité	référence	Prix HT
5 flacons x 50 ml	HE9404	
5 flacons x 100 ml	HE9405	

Araignée pour tubes

- filetage 29/32



Capacité	référence	Prix HT
6 tubes x 20 ml	HE9504	
12 tubes x 20 ml	HE9505	
20 tubes x 20 ml	HE9506	