

Fliole ronde en polycarbonate

PLASTIQUE polycarbonate

Échantillonnage, conditionnement de solutions biologiques stérilisées à la vapeur.



- fiole en polycarbonate très transparent
- étanche et incassable
- capuchon en polypropylène bleu
- adaptée aux stérilisations répétées en autoclave à +121°C
- résiste à des températures jusqu'à -80°C

capacité	dim.	col	référence	Prix HT
5 ml	Ø22xh52mm	Ø14mm	SX1201	1,71 €

Flacons de sécurité en polyéthylène

PLASTIQUE polyéthylène HDPE



- flacon de sécurité en HDPE naturel
- capuchon de sécurité standard : avec anneau de sécurité
- capuchon "child-proof" : capuchon à deux pièces qui tournent l'une dans l'autre, permet d'éviter que le flacon ne s'ouvre en cas d'erreur de manipulation

capacité	dim.	capuchon	pois	référence	Prix HT
capuchon : anneau de sécurité [1]					
30 ml	Ø31xh69mm	blanc	6,2g	AX42040	0,74 €
capuchon : child-proof blanc ou bleu [2]					
60 ml	Ø38xh88mm	blanc	9,5g	AX42041	0,76 €
125 ml	Ø48xh99mm	blanc	13,6g	AX42043	1,17 €

Flacons gradués inviolables col étroit en polyéthylène LDPE

PLASTIQUE polyéthylène LDPE



- flacon avec obturateur
- épaulement perforé permettant un plombage rendant le flacon inviolable
- graduations moulées



capacité	dim.	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø39x h71 mm	Ø19 mm	AX3101	0,64 €
100 ml	Ø46x h90 mm	Ø19 mm	AX3102	0,64 €
250 ml	Ø61xh130 mm	Ø24 mm	AX3103	0,83 €
500 ml	Ø74xh165 mm	Ø24 mm	AX3104	1,01 €
1000 ml	Ø94xh205 mm	Ø34 mm	AX3105	1,51 €
2000 ml	Ø115xh278 mm	Ø34 mm	AX3106	2,78 €

Flacons gradués inviolables col étroit en polyéthylène LDPE

PLASTIQUE polyéthylène LDPE

Kartell



- joint d'étanchéité
- épaulement perforé permettant un plombage rendant le flacon inviolable

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø39xh70mm	Ø18,5mm	AX3701	1,22 €
125 ml	Ø46xh107mm	Ø18,5mm	AX3702	1,30 €
250 ml	Ø60xh131mm	Ø23mm	AX3703	1,73 €
500 ml	Ø74xh157mm	Ø23mm	AX3704	2,45 €
1000 ml	Ø94xh205mm	Ø33mm	AX3705	3,64 €
2000 ml	Ø112xh266mm	Ø33mm	AX3706	7,09 €

Flacons col étroit polyéthylène HDPE

PLASTIQUE polyéthylène HDPE



- flacons translucides
- capuchon étanche à fermeture à vis
- col étroit

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø37x h86mm	Ø13mm	B31250	1,76 €
100 ml	Ø47xh106mm	Ø13mm	B312100	2,11 €
250 ml	Ø61xh141mm	Ø19mm	B312250	3,03 €
500 ml	Ø75xh178mm	Ø19mm	B312500	3,60 €
1000 ml	Ø98xh225mm	Ø22mm	B3121000	6,62 €
2000 ml	Ø120xh265mm	Ø22mm	B3122000	11,60 €

Flacons col étroit en polyéthylène HDPE très épais

PLASTIQUE polyéthylène HDPE



- flacons translucides
- épaulement incliné pour faciliter la vidange

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
250 ml	Ø65xh155mm	Ø30mm	AX3121	###
500 ml	Ø75xh185mm	Ø30mm	AX3122	###
1000 ml	Ø90xh222mm	Ø30mm	AX3123	###