

## Flacons à col étroit à fermeture à vis étanche en polyéthylène LDPE, HDPE ou PP



**PLASTIQUE**  
polyéthylène LDPE

**PLASTIQUE**  
polyéthylène HDPE

**PLASTIQUE**  
polypropylène

### 3 versions :

- ▶ **LDPE** : polyéthylène basse densité, flexible et translucide
- ▶ **HDPE** : polyéthylène haute densité, rigide et translucide
- ▶ **PP rigide** : polypropylène rigide, translucide et autoclavable

| capacité | dimensions      | Ø col   | Ø capuchon | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT |
|----------|-----------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|          |                 |         |            | LDPE      |         | HDPE      |         | PP rigide |         |
| 30 ml    | Ø 32 x h68 mm   | Ø 16 mm | Ø 22 mm    | BXA30     |         | BXB30     |         | BXC30     |         |
| 60 ml    | Ø 39 x h80 mm   | Ø 16 mm | Ø 22 mm    | BXA60     |         | BXB60     |         | BXC60     |         |
| 100 ml   | Ø 50 x h91 mm   | Ø 21 mm | Ø 28 mm    | -         |         | -         |         | BXC100    |         |
| 125 ml   | Ø 50 x h105 mm  | Ø 21 mm | Ø 28 mm    | -         |         | BXB125    |         | BXC125    |         |
| 150 ml   | Ø 50 x h118 mm  | Ø 21 mm | Ø 28 mm    | BXA150    |         | -         |         | BXC150    |         |
| 250 ml   | Ø 60 x h143 mm  | Ø 21 mm | Ø 28 mm    | -         |         | BXB250    |         | BXC250    |         |
| 500 ml   | Ø 75 x h165 mm  | Ø 21 mm | Ø 28 mm    | BXA500    |         | BXB500    |         | BXC500    |         |
| 1000 ml  | Ø 90 x h202 mm  | Ø 21 mm | Ø 28 mm    | BXA1000   |         | BXB1000   |         | BXC1000   |         |
| 2000 ml  | Ø 120 x h235 mm | Ø 32 mm | Ø 38 mm    | -         |         | BXB2000   |         | BXC2000   |         |

## Flacons plastique col large à fermeture à vis étanche en polyéthylène LDPE ou polypropylène

**PLASTIQUE**  
polyéthylène HDPE

**PLASTIQUE**  
polypropylène

### 3 versions :

- ▶ **HDPE** : polyéthylène haute densité, rigide et translucide
- ▶ **PP rigide** : polypropylène rigide, translucide et autoclavable
- ▶ **PP ambré** : pour substances photosensibles, polypropylène rigide autoclavable



| capacité | dimensions      | Ø col   | Ø capuchon | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT |
|----------|-----------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|          |                 |         |            | HDPE      |         | PP rigide |         | PP ambré  |         |
| 30 ml    | Ø 32 x h70 mm   | Ø 21 mm | Ø 31 mm    | BXD30     |         | BXE30     |         | -         |         |
| 60 ml    | Ø 40 x h82 mm   | Ø 26 mm | Ø 35 mm    | BXD60     |         | BXE60     |         | BXF60     |         |
| 100 ml   | Ø 51 x h89 mm   | Ø 32 mm | Ø 41 mm    | BXD100    |         | BXE100    |         | -         |         |
| 125 ml   | Ø 51 x h104 mm  | Ø 32 mm | Ø 41 mm    | BXD125    |         | BXE125    |         | -         |         |
| 150 ml   | Ø 51 x h116 mm  | Ø 35 mm | Ø 41 mm    | BXD150    |         | BXE150    |         | BXF150    |         |
| 250 ml   | Ø 60 x h140 mm  | Ø 35 mm | Ø 50 mm    | BXD250    |         | BXE250    |         | BXF250    |         |
| 500 ml   | Ø 75 x h161 mm  | Ø 45 mm | Ø 60 mm    | BXD500    |         | BXE500    |         | BXF500    |         |
| 1000 ml  | Ø 90 x h205 mm  | Ø 54 mm | Ø 69 mm    | BXD1000   |         | BXE1000   |         | BXF1000   |         |
| 2000 ml  | Ø 120 x h242 mm | Ø 54 mm | Ø 69 mm    | BXD2000   |         | BXE2000   |         | BXF2000   |         |