

Flacons rectangulaires en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE

- flacons en polyéthylène transparent
- incassables
- base rectangulaire
- col étroit ou large, suivant modèles
- avec capuchons à vis



capacité	dimensions	Ø col	Ø pas de vis	référence	Prix HT
flacons rectangulaires col étroit					
100 ml	39 x 31 x h112 mm	Ø 13 mm	Ø 18 mm	B33211	
250 ml	51 x 41 x h149 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm	B33212	
500 ml	66 x 53 x h182 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm	B33213	
1000 ml	81 x 64 x h230 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm	B33214	
flacons rectangulaires col large					
250 ml	59 x 59 x h112 mm	Ø 31 mm	Ø 40 mm	B33811	
500 ml	70 x 70 x h146 mm	Ø 31 mm	Ø 40 mm	B33812	
1000 ml	90 x 90 x h175 mm	Ø 65 mm	Ø 65 mm	B33813	

Flacons rectangulaires avec fermeture de sécurité en LDPE

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE



- flacons en polyéthylène blanc
- deux faces latérales striées pour une meilleure prise en main
- deux faces lisses pour étiquetage
- capuchon bleu avec scellés et anneau interne de sécurité
- fermeture hermétique



capacité	dimensions	Ø col	poids	référence	Prix HT
500 ml	83 x 65 x h135 mm	Ø 28 mm	40 g	AX42020	
1000 ml	83 x 65 x h235 mm	Ø 28 mm	61 g	AX42021	

Flacons carrés col étroit avec bague inviolable en HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



i Couvercle de sécurité : le flacon ne peut être ouvert qu'après destruction de la bague inviolable.

- grande robustesse, qualité supérieure
- rationalisation de l'espace de stockage
- étanchéité parfaite à l'air grâce à un joint conique
- pour liquides



capacité	cap. max.	dimensions	Ø col	Ø pas de vis	référence	Prix HT
100 ml	135 ml	45 x 45 x h109 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	B340100	
250 ml	307 ml	60 x 60 x h140 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	B340250	
500 ml	638 ml	75 x 75 x h170 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	B340500	
1000 ml	1166 ml	85 x 85 x h220 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	B3401000	
2500 ml	2870 ml	122 x 122 x h270 mm	Ø 28 mm	Ø 45 mm	B3402500	

Flacons carrés en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE

- flacons en polyéthylène transparent
- incassables
- base carrée
- col étroit
- avec capuchons à vis



capacité	dimensions	Ø col	Ø pas de vis	référence	Prix HT
20 ml	26 x 26 x h51 mm	Ø 13 mm	Ø 18 mm	B33111	
50 ml	31 x 31 x h76 mm	Ø 13 mm	Ø 18 mm	B33112	
100 ml	45 x 45 x h77 mm	Ø 19 mm	Ø 19 mm	B33113	