

Bidons en polyéthylène HDPE

**PLASTIQUE**  
polyéthylène HDPE



Robustes,  
étanches,  
translucides.



- en polyéthylène haute densité (HDPE)
- excellente résistance chimique
- capuchon à vis, col Ø 50 mm
- échelle graduée imprimée bleue
- poignée de transport
- ouverture d'aération assurant un écoulement régulier
- soupape d'aération et/ou filtre stérilisateur ou filtre au chlorure de calcium (en option sur demande)
- modèle de distribution équipé d'un filetage Ø 3/4" à la base permettant de recevoir le robinet B05251 avec bec anti-gouttes ; robinet de haute qualité, progressif, étanchéité parfaite, filetage, haute qualité, robinet parfaitement rectiligne, capuchon à vis B05014 permettant la fermeture du bidon, montage à la place du robinet

| capacité  | dimensions     | poignées   | référence | Prix HT |
|---|----------------|------------|-----------|---------|
| <b>réipients de stockage (sans raccord de robinet)</b>                                    |                |            |           |         |
| 5 litres  | Ø 167 x 330 mm | 1 poignée  | B04015    |         |
| 10 litres   | Ø 206 x 427 mm | 1 poignée  | B040110   |         |
| 25 litres   | Ø 278 x 580 mm | 2 poignées | B040125   |         |
| <b>réipients de distribution à raccord fileté pour robinet ou capuchon (sans robinet)</b> |                |            |           |         |
| 5 litres  | Ø 167 x 330 mm | 1 poignée  | B04025    |         |
| 10 litres   | Ø 206 x 427 mm | 1 poignée  | B040210   |         |
| 25 litres   | Ø 278 x 580 mm | 2 poignées | B040225   |         |
| 60 litres   | Ø 346 X 830 mm | 2 poignées | B040260   |         |
| <b>robinet et capuchons</b>   |                |            |           |         |
| robinet de distribution complet pour réipients de distribution                            |                |            | B05251    |         |
| capuchon à vis pour fermeture du bidon (à la place du robinet)                            |                |            | B05014    |         |
| capuchon avec soupape d'aération  |                |            | B0401252  |         |

Bonbonnes en polypropylène

**PLASTIQUE**  
polypropylène

- polypropylène translucide
- forme carrée, bords arrondis
- graduations moulées
- capuchons normalisés permettant le montage de diluteurs, système de prélèvement, filtration, évent, etc.
- anse pleine ergonomique : manipulation et nettoyage facile



| capacité                       | 5 litres            | 10 litres           | 20 litres           |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| dim. corps (lxpxh)             | 220 x 220 x h270 mm | 280 x 280 x h360 mm | 350 x 350 x h420 mm |
| dim. col (Ø int.)              | Ø 32 mm             | Ø 64 mm             | Ø 64 mm             |
| type col à vis                 | G45                 | 83B                 | 83B                 |
| Bonbonnes                      | BSR05               | BSR10               | BSR20               |
| <b>accessoires de rechange</b> |                     |                     |                     |
| capuchon                       | BOU01               | BOU02               | BOU02               |

Bonbonnes avec robinet en polypropylène

**PLASTIQUE**  
polypropylène

- polypropylène translucide
- forme carrée, bords arrondis
- graduations moulées
- capuchons normalisés permettant le montage de diluteurs, système de prélèvement, filtration, évent, etc.
- anse pleine ergonomique : manipulation et nettoyage facile



- robinet 1/4 tour, étanche, embout à olive démontable, convient pour tuyau Ø int. 6 mm

| capacité                       | 5 litres            | 10 litres           | 20 litres           |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| dim. corps (lxpxh)             | 220 x 220 x h270 mm | 280 x 280 x h360 mm | 350 x 350 x h420 mm |
| dim. col (Ø int.)              | Ø 32 mm             | Ø 64 mm             | Ø 64 mm             |
| type col à vis                 | G45                 | 83B                 | 83B                 |
| Bonbonnes                      | BAR05               | BAR10               | BAR20               |
| <b>accessoires de rechange</b> |                     |                     |                     |
| robinet                        | BAR01               | BAR01               | BAR01               |
| capuchon                       | BOU01               | BOU02               | BOU02               |