

Bidon compact

PLASTIQUE
polypropylène



- ▶ très compact : largeur 65 mm
- ▶ polypropylène translucide
- ▶ très robustes : parois épaisses et nervures de rigidité
- ▶ excellente résistance chimique, compatibles contact alimentaire

- échelle graduée moulée
- capuchon Ø 41 mm
- modèle de distribution, avec filetage 3/4" pour robinet B05251
- support de sécurité : assure le maintien des bidons en position verticale (en aluminium anodisé, recouvert d'un film métallisé)



capacité	dimensions	poids	col	référence	Prix HT
5 litres	65 x 335 x h335 mm	0,8 kg	Ø 41 mm	B043552	

accessoires					
robinet de distribution complet pour bidon B043552				B05251	
capuchon à vis pour fermeture du bidon à la place du robinet				B05014	
support pour 2 bidons				B043556	
support pour 3 bidons				B043554	

Bidons empilables en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- bidons en HDPE translucide
- capuchon à vis avec bague de sécurité
- compatibles industrie alimentaire
- col large
- poignée intégrée dans le corps
- quatre côtés plats : idéal pour étiquetage
- empilables : cale sur le dessus permettant d'empiler les bidons en toute sécurité

capacité	dimensions	Ø col	référence	Prix HT
5 litres	194 x 148 x 240 mm	Ø 44 mm	AX42090	
10 litres	224 x 193 x 305 mm	Ø 44 mm	AX42091	
20 litres	243 x 295 x 385 mm	Ø 44 mm	AX42092	
25 litres	245 x 295 x 435 mm	Ø 44 mm	AX42093	
30 litres	332 x 290 x 428 mm	Ø 49 mm	AX42094	

Récipients de stockage et de distribution en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE

capacité	dimensions	Ø col	aération	référence	Prix HT
récipients de stockage (sans raccord fileté pour robinet)					
5 litres	130 x 290 x 280 mm	Ø 88 mm	aération Ø18 mm	B04315	
10 litres	137 x 310 x 400 mm	Ø 88 mm	aération Ø18 mm	B043110	
20 litres	165 x 365 x 485 mm	Ø 88 mm	-	B043120	
30 litres	240 x 365 x 485 mm	Ø 88 mm	-	B043130	

récipients de distribution avec raccord fileté pour robinet de distribution					
5 litres	130 x 290 x 280 mm	Ø 88 mm	aération Ø18 mm	B04325	
10 litres	137 x 310 x 400 mm	Ø 88 mm	aération Ø18 mm	B043210	
20 litres	165 x 365 x 485 mm	Ø 88 mm	-	B043220	
30 litres	240 x 365 x 485 mm	Ø 88 mm	-	B043230	

accessoires	
robinet de distribution complet pour récipients de distribution	B05251
capuchon à vis pour fermeture du bidon (à la place du robinet)	B05014
échelles graduées autocollantes pour récipients 5 litres	B043151
échelles graduées autocollantes pour récipients 22 litres	B0431201
échelles graduées autocollantes pour récipients 10 litres	B0431101
échelles graduées autocollantes pour récipients 30 litres	B0431301



- col large
- forme compacte, base rectangulaire
- poignée solide
- capuchon à vis fixé au col par un lien
- ouverture d'aération Ø 18 mm avec capuchon à vis et bec verseur (pour modèles 5 litres et 10 litres)
- modèle distributeur avec raccord fileté Ø 3/4", pour montage d'un robinet progressif avec bec anti-gouttes
- capuchon à vis B05014 : permet de fermer le bidon et vient à la place du robinet
- échelle graduée autocollante (accessoire), visualisation rapide du niveau de remplissage (graduations par 250 ml)