

Seaux en PE avec bec verseur

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE



- seaux gradués en polyéthylène (LDPE) blanc
- anse métallique rouge
- bec verseur

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
9 litres	Ø 200 / 270 x 250 mm	AX3151	
12 litres	Ø 220 / 300 x 280 mm	AX3152	
15 litres	Ø 250 / 340 x 310 mm	AX3153	

Seaux en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- large bec verseur
- anse de transport en plastique
- coloris blanc
- échelle graduée
- compatibles contact alimentaire

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
10,5 litres	Ø 286 x h283 mm	B23071	
17 litres	Ø 300 x h315 mm	B23073	

Seaux avec couvercle en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- coloris blanc, sans bec
- graduations 1 litre
- anse renforcée au milieu
- couvercle transparent étanche, à commander séparément
- compatibles contact alimentaire

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
5 litres	Ø 250 x h240 mm	RS1205	
10 litres	Ø 290 x h300 mm	RS1210	
couvercles transparents			
pour seau 5 litres		RS1206	
pour seau 10 litres		RS1211	

Seau géant carrés en PE

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE



- seau carré grande capacité, en polyéthylène translucide avec anse très robuste
- couvercle robuste à fermeture hermétique
- graduations : tous les 500 ml jusqu'à 12 litres

capacité	dimensions	poids	référence	Prix HT
14 litres	280x280xh290mm	0,9kg	B2350	

Seaux en PP translucide

PLASTIQUE
polypropylène



- en polypropylène blanc
- large bec verseur facilitant les manipulations
- anse en PP
- graduations par 1 litre
- stérilisables 121°C

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
12 litres	Ø 310 x h300 mm	B23612	
15 litres	Ø 300 x h340 mm	B23615	

Seaux noirs en polypropylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- large bec verseur
- anse de transport en plastique
- coloris noir
- échelle graduée

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
10,5 litres	Ø 286 x h289 mm	B23070	
17 litres	Ø 300 x h315 mm	B23072	