

Flacons échantillon

SecurTainer™ inviolables avec languette

PP
transparenti
Anti-fuite
Anti-évaporation

- en polypropylène parfaitement transparent
- bouchon en polyéthylène avec joint étanche
- bouchon à vis inviolable : visser la bouchon sur la languette tenue en position haute, à l'ouverture la bague est retenue par la languette, permettant de repérer que le flacon a été ouvert
- utilisables sans le système inviolable
- empilables
- stries moulées sur le bouchon et sur la base du flacon pour une meilleure préhension et une ouverture facile
- compatibles avec les pastilles d'identification de couleur
- gamme de température : -90°C à +100°C
- résistants au test de pression différentielle 95 kPa

Flacons échantillon inviolable	référence	Prix HT
Flacons échantillon inviolables 20 ml	DS3470 les 500	
Flacons échantillon inviolables 40 ml	DS3471 les 500	
Flacons échantillon inviolables 60 ml	DS3472 les 500	
Flacons échantillon inviolables 90 ml	DS3473 les 400	
Flacons échantillon inviolables 120 ml	DS3474 les 300	

Flacons échantillon

SecurTainer™ inviolables avec verrou

PP
transparenti
Anti-fuite
Anti-évaporation

- en polypropylène parfaitement transparent
- bouchon en polyéthylène avec joint étanche
- bouchon à vis inviolable : au vissage, l'obtention d'un "clic" assure la bonne position de la bague et son verrouillage, à l'ouverture la bague est retenue sur le filetage permettant de repérer que le flacon a été ouvert
- empilables
- stries moulées sur le bouchon et sur la base du flacon pour une meilleure préhension et une ouverture facile
- compatibles avec les pastilles d'identification de couleur
- gamme de température : -90°C à +100°C
- résistants au test de pression différentielle 95 kPa

Flacons urine	référence	Prix HT
Flacons échantillon 20 ml	DS3475 les 500	
Flacons échantillon 40 ml	DS3476 les 500	
Flacons échantillon 60 ml	DS3477 les 500	
Flacons échantillon 90 ml	DS3478 les 400	
Flacons échantillon 120 ml	DS3479 les 300	

Pastilles d'identification

	référence	Prix HT
Bleu ●	DS1062 les 500	
Gris ●	DS1071 les 500	
Vert ●	DS1063 les 500	
Lilas ●	DS1064 les 500	
Orange ●	DS1065 les 500	
Rose ●	DS1072 les 500	
Rouge ●	DS1066 les 500	
Violet ●	DS1073 les 500	
Blanc ○	DS1068 les 500	
Jaune ●	DS1067 les 500	
Assortis ●	DS1070 les 500	

- espace de marquage
- clipsables sans dévisser le tube

