

Flacons ISO gradués - DURAN® - verre borosilicaté 3.3

- stockage, préparation d'échantillons, transport
- conformes à la norme ISO 4796 et USP standard
- col à vis avec filetage DIN
- graduations et grande zone de marquage
- impression très résistante
- code de traçabilité pour obtenir le certificat de qualité et les dates de production
- flacons 25 ml avec bord de verre moulé pour un meilleur déversement (bague superflue)
- amplification de l'épaulement des flacons de 100 - 2000 ml, pour voir plus aisément le niveau du contenu



DURAN GROUP
magic of precision

VERRE
 borosilicaté 3.3

GL25 - 32 - 45

Flacons nus "protect" à gainage synthétique



- pour substances toxiques ou échantillons précieux
- gainage synthétique en polyuréthane : -30°C à +135°C
- protection anti-rayures et éclats
- protection anti-UV jusqu'à 380 nm
- grande transparence
- utilisables en micro-ondes

Flacons avec capuchon et bague anti-goutte



- livrés complets avec capuchon à visser et bague de déversement anti-gouttes, en polypropylène, résistant à +140°C

Flacons ambrés avec capuchon et bague anti-goutte



- pour substances photosensibles
- couleur brune parfaitement uniforme à l'extérieur du flacon : très longue durée de vie, excellente résistance chimique
- protection contre les UV
- capuchon à vis en PP
- bague anti-gouttes

Flacons avec capuchon et bague anti-goutte haute température

- capuchon à vis en PBT
- bague anti-gouttes en ETFE

capacité	dim. (Ø x h)	col	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons nus gainé		flacons avec capuchon et bague		flacons ambrés avec capuchon et bague		flacons avec capuchon et bague haute température	
10 ml	33 x 55 mm	GL25			GW2312	les 10				
25 ml	36 x 70 mm	GL25	GW2674	les 10	GW2301	les 10	GW2584	les 10		
50 ml	46 x 87 mm	GL32	GW2675	les 10	GW2302	les 10	GW2585	les 10		
100 ml	56 x 100 mm	GL45	GW2676	les 10	GW2303	les 10	GW2586	les 10	les 10	
150 ml	62 x 105 mm	GL45	-	-	GW2313	les 10	GW2587	les 10		
250 ml	70 x 138 mm	GL45	GW2678	les 10	GW2304	les 10	GW2588	les 10	les 10	
500 ml	86 x 176 mm	GL45	GW2679	les 10	GW2305	les 10	GW2589	les 10	les 10	
750 ml	95 x 203 mm	GL45	-	-	GW2314	les 10	GW2590	les 10		
1000 ml	101 x 225 mm	GL45	GW2681	les 10	GW2306	les 10	GW2591	les 10	les 10	
2000 ml	136 x 260 mm	GL45	GW2682	les 10	GW2307	les 10	GW2592	les 10	les 10	
3500 ml	160 x 295 mm	GL45	GW2683	l'unité	GW2315	l'unité	GW2593	l'unité		
5000 ml	182 x 330 mm	GL45	GW2684	l'unité	GW2308	l'unité	GW2594	l'unité	l'unité	
10000 ml	227 x 410 mm	GL45	-	-	GW2309	l'unité	GW2595	l'unité	l'unité	
15000 ml	268 x 445 mm	GL45	-	-	GW2310	l'unité	-	-	-	
20000 ml	288 x 505 mm	GL45	-	-	GW2311	l'unité	-	-	-	