

Bouteilles à sérum col étroit verre clair

WHEATON®

VERRE
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté 3.3
- stockage d'échantillons, de vaccins et de médicaments injectables, lyophilisation
- en boîte avec séparateurs, sous film plastique rétractable
- capuchons pages suivantes



capacité	dim. (Ø x h)	Ø col int. / ext.	référence	Prix HT
5 ml	Ø23 x h47 mm	13 mm / 20 mm	WT2241 les 288	
10 ml	Ø25 x h54 mm	13 mm / 20 mm	WT2242 les 288	
20 ml	Ø32 x h58 mm	13 mm / 20 mm	WT2243 les 288	
30 ml	Ø37 x h63 mm	13 mm / 20 mm	WT2244 les 288	
50 ml	Ø43 x h73 mm	13 mm / 20 mm	WT2245 les 288	
100 ml	Ø52 x h95 mm	13 mm / 20 mm	WT2247 les 144	

Bouteilles à sérum col étroit verre ambré

WHEATON®

VERRE
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté 3.3
- stockage d'échantillons, de vaccins et de médicaments injectables, lyophilisation
- en boîte avec séparateurs, sous film plastique rétractable
- capuchons pages suivantes



capacité	dim. (Ø x h)	Ø col int. / ext.	référence	Prix HT
5 ml	Ø23 x h47 mm	13 mm / 20 mm	WT2250 les 288	
10 ml	Ø25 x h54 mm	13 mm / 20 mm	WT2251 les 288	
20 ml	Ø32 x h58 mm	13 mm / 20 mm	WT2252 les 288	
30 ml	Ø37 x h63 mm	13 mm / 20 mm	WT2253 les 288	
50 ml	Ø43 x h73 mm	13 mm / 20 mm	WT2254 les 288	
100 ml	Ø52 x h95 mm	13 mm / 20 mm	WT2255 les 144	

Flacons à sérum col large verre clair

WHEATON®

VERRE
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté 3.3 à faible taux d'extractibles assurant une résistance chimique supérieure
- conception renforcée pour les applications de lyophilisation
- en boîte, sous film plastique rétractable
- capuchons pages suivantes



capacité	dim. (Ø x h)	Ø col int. / ext.	référence	Prix HT
2 ml	Ø15 x h32 mm	7 mm / 13 mm	WT2260 les 144	
3 ml	Ø17 x h38 mm	7 mm / 13 mm	WT2261 les 144	
5 ml	Ø22 x h40 mm	13 mm / 20 mm	WT2262 les 144	
10 ml	Ø24 x h50 mm	13 mm / 20 mm	WT2263 les 150	
20 ml	Ø30,5 x h58 mm	13 mm / 20 mm	WT2264 les 120	

Flacons à sérum col large verre ambré

WHEATON®

VERRE
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté 3.3 à faible taux d'extractibles assurant une résistance chimique supérieure
- conception renforcée pour les applications de lyophilisation
- en boîte, sous film plastique rétractable
- capuchons pages suivantes



capacité	dim. (Ø x h)	Ø col int. / ext.	référence	Prix HT
2 ml	Ø15 x h32 mm	7 mm / 13 mm	WT2265 les 144	
5 ml	Ø22 x h40 mm	13 mm / 20 mm	WT2266 les 100	
10 ml	Ø24 x h50 mm	13 mm / 20 mm	WT2267 les 150	