

## Flacons de culture avec capuchon vissant

WHEATON®

VERRE  
borosilicaté 3.3


- en verre borosilicaté 3.3
- pour agitateurs à rouleurs, en tambour, basculants ou shakers
- autoclavables et réutilisables
- fond rond
- capuchon à vis avec joint caoutchouc blanc



| capacité | dim. (Ø x h)   | capuchon | référence | Prix HT |
|----------|----------------|----------|-----------|---------|
| 27 ml    | Ø 20 x h150 mm | 18-415   | WT2722    |         |

## Flacon à culture de Roux

LMR®

VERRE  
borosilicaté 3.3

| capacité | dim. (Ø x h)  | référence            | Prix HT | référence                | Prix HT |
|----------|---------------|----------------------|---------|--------------------------|---------|
|          |               | Col rond central [1] |         | Col conique excentré [2] |         |
| 75 ml    | Ø 20 x 125 mm | TK1065               |         | -                        |         |
| 250 ml   | Ø 25 x 180 mm | TK1066               |         | TK1070                   |         |
| 450 ml   | Ø 30 x 195 mm | TK1067               |         | TK1071                   |         |
| 1000 ml  | Ø 32 x 255 mm | TK1068               |         | TK1072                   |         |
| 2000 ml  | Ø 40 x 320 mm | TK1069               |         | TK1073                   |         |

## Flacons de scintillation 20 ml avec bouchon

WHEATON®

VERRE  
borosilicaté 3.3

- verre borosilicaté 3.3 à faible teneur en potassium
- livrés en boîte de 5 plateaux de 100 flacons

| capuchon                         | joint                   | dim. (Ø x h)  | référence | Prix HT |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------|
| <b>capuchon en polypropylène</b> |                         |               |           |         |
| 22-400                           | mousse polyéthylène     | Ø 28 x h61 mm | WT2770    | les 500 |
|                                  | film métallique / pâte  | Ø 28 x h61 mm | WT2771    | les 500 |
| 24-400                           | mousse polyéthylène     | Ø 28 x h61 mm | WT2775    | les 500 |
|                                  | film métallique / pâte  | Ø 28 x h61 mm | WT2776    | les 500 |
| <b>capuchon en urée</b>          |                         |               |           |         |
| 22-400                           | film métallique / liège | Ø 28 x h61 mm | WT2772    | les 500 |
|                                  | cône polyéthylène       | Ø 28 x h61 mm | WT2773    | les 500 |
|                                  | disque polyéthylène     | Ø 28 x h61 mm | WT2774    | les 500 |

## Retrouvez toute la verrerie de laboratoire dans ce catalogue



voir page 334