

Flacons à échantillons courts

WHEATON®

VERRE

borosilicaté 3.3

- capuchon vissant en phénoplaste noir
- flacons et capuchons autoclavables
- livrés en plateaux avec croisillons, en boîte de 200

capacité	dim. (Ø x h)*	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons sans capuchon		flacons avec capuchon à joint PTFE / caoutchouc	
2 ml	Ø 15 x h28 mm	13-425	WT2810	les 200	-	-
4 ml	Ø 17 x h38 mm	15-425	WT2811	les 200	-	-
6 ml	Ø 19 x h40 mm	15-425	-	-	WT2818	les 200

* Hauteur sans capuchon, pour les dimensions avec capuchon ajouter 3 mm.



Flacons à échantillons standard

WHEATON®

VERRE

borosilicaté 3.3

- capuchon vissant en phénoplaste noir
- flacons et capuchons autoclavables

capacité	dim. (Ø x h)*	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons sans capuchon		flacons avec capuchon à joint caoutchouc		flacons avec capuchon à joint PTFE / caoutchouc	
2 ml	Ø 12 x h35 mm	8-425	WT2860	les 200	WT2820	les 288	-	-
4 ml	Ø 15 x h45 mm	13-425	-	-	WT2821	les 144	WT2831	les 144
8 ml	Ø 17 x h60 mm	15-425	-	-	WT2822	les 144	WT2832	les 144
12 ml	Ø 19 x h65 mm	15-425	WT2863	les 200	WT2823	les 144	-	-
16 ml	Ø 21 x h70 mm	18-400	WT2864	les 200	WT2824	les 144	-	-
20 ml	Ø 28 x h57 mm	24-400	WT2865	les 200	WT2825	les 72	WT2835	les 72
24 ml	Ø 23 x h85 mm	20-400	WT2866	les 200	-	-	WT2836	les 144
25 ml	Ø 28 x h70 mm	24-400	-	-	WT2827	les 72	-	-
40 ml	Ø 28 x h95 mm	24-400	-	-	WT2828	les 72	-	-

* Hauteur sans capuchon, pour les dimensions avec capuchon ajouter 3 mm.



Flacons à échantillons standard ambrés

WHEATON®

VERRE

borosilicaté 3.3

- capuchon vissant en phénoplaste noir
- flacons et capuchons autoclavables

capacité	dim. (Ø x h)*	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons sans capuchon		flacons avec capuchon à joint caoutchouc		flacons avec capuchon à joint PTFE / caoutchouc	
2 ml	Ø 12 x h35 mm	8-425	WT2870	les 200	WT2840	les 288	-	-
4 ml	Ø 15 x h45 mm	13-425	-	-	WT2841	les 144	WT2851	les 144
8 ml	Ø 17 x h60 mm	15-425	-	-	WT2842	les 144	WT2852	les 144
20 ml	Ø 28 x h57 mm	24-400	WT2873	les 200	WT2843	les 72	WT2853	les 72
40 ml	Ø 28 x h95 mm	24-400	-	-	-	-	WT2854	les 72

* Hauteur sans capuchon, pour les dimensions avec capuchon ajouter 3 mm.

