

Flacons à fond conique clairs ou ambrés,  
col à visser ou à sertir

WHEATON®

VERRE  
borosilicaté 3.3

- idéal pour les réactions, centrifugations, stockages
- emballage avec faible taux de particules
- deux modèles : avec capuchon vissant en phénoplaste noir, ou col à sertir



capacité	dim. (Ø x h)*	capuchon	col à sertir	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				flacons sans capuchon, col à sertir		flacons avec capuchon vissé à joint PTFE / caoutchouc, haut plein		flacons avec capuchon vissé à joint PTFE / silicone, haut ouvert	
Flacons en verre clair									
0,1 ml	Ø 12 x h32 mm	8-425	11 mm	WT2960	les 12			-	
0,3 ml	Ø 13 x h32 mm	13-425	13 mm		-			WT2981	les 12
1 ml	Ø 13 x h41 mm	13-425	13 mm	WT2962	les 12			WT2982	les 12
2 ml	Ø 20 x h40 mm	20-400	20 mm		-			WT2983	les 12
3 ml	Ø 20 x h46 mm	20-400	20 mm		-			WT2984	les 12
5 ml	Ø 20 x h61 mm	20-400	20 mm	WT2965	les 12			-	
Flacons en verre ambré									
1 ml	Ø 13 x h41 mm	13-425	13 mm	WT3001	les 12	WT3006	les 12		-
2 ml	Ø 20 x h41 mm	20-400	20 mm	WT3002	les 12	WT3007	les 12	WT3012	les 12
5 ml	Ø 20 x h62 mm	20-400	20 mm	WT3003	les 12			WT3013	les 12


\* Hauteur sans capuchon, pour les dimensions avec capuchon ajouter 3 mm.

Flacons compte-gouttes  
en verre ambré

LMR®

VERRE  
sodocalcique

GL18



capacité flacon	référence	Prix HT
5 ml	GW6200	
10 ml	GW6201	
20 ml	GW6202	
30 ml	GW6203	
50 ml	GW6204	
75 ml	GW6205	
100 ml	GW6206	

Capuchons verseurs pour flacons ISO

GL30-32-45

- montage direct sur flacons à col ISO standard
- en PTFE avec joint en Viton®
- codés en couleur suivant le type de filetage

filetage	couleur	référence	Prix HT
GL30	rouge	LMR351	
GL32	vert	LMR352	
GL45	bleu	LMR353	

