

Flacons HeadSpace col ND20 à sertir



- épaisseur des parois 1,2 mm
- fond arrondi ou plat : les fonds ronds sont plus résistants aux pressions élevées pendant le processus de chauffage, les fond plats sont plus adaptés pour certains passeurs automatiques
- col plat ou avec dessus biseauté
- capuchons en aluminium, standard, ou

magnétiques compatibles avec les échantillonneurs automatiques magnétiques, les modèles spéciaux pour décompression permettent de relâcher la pression en cas de dépassement de 3 bar

- modèles avec zone de marquage en céramique blanche
- emballés en boîte en PP avec film rétractable protecteur en partie inférieure

capacité	dim. (Ø x h)	fond	marquage	référence	Prix HT
col à sertir standard, dessus biseauté					
5 ml	Ø22 x 38,5 mm	arrondi	-	1 DW2001	les 100
5 ml	Ø22 x 38,5 mm	plat	-	2 DW2002	les 100
20 ml	Ø22,75 x 75,5 mm	arrondi	-	3 DW2003	les 100
20 ml	Ø22,75 x 75,5 mm	arrondi	marquage	4 DW2004	les 100
col à sertir standard, dessus plat					
5 ml	Ø20 x 38 mm	plat	-	5 DW2005	les 100
10 ml	Ø22,5 x 46 mm	arrondi	-	6 DW2006	les 100
10 ml	Ø20 x 54,5 mm	plat	-	7 DW2007	les 100
col à sertir long, dessus plat					
10 ml	Ø22,5 x 46 mm	plat	-	8 DW2008	les 100
20 ml	Ø22,5 x 75,5 mm	plat	-	DW2009	les 100
20 ml	Ø22,5 x 75,5 mm	arrondi	-	9 DW2010	les 100

Capuchons avec orifice central

	septum	référence	Prix HT
capuchons standard, en aluminium			
ND20	▶ butyle / ▷ PTFE	DW2021	les 100
	▶ butyle	DW2022	les 100
	▶ Silicone / ▷ PTFE	DW2023	les 100
	▶ butyle / ▷ PTFE (PharmaFix)	DW2024	les 100
capuchons pour décompression, en aluminium			
ND20	▶ butyle / ▷ PTFE	DW2031	les 100
	▶ butyle	DW2032	les 100
	▶ Silicone / ▷ PTFE	DW2033	les 100
	▶ butyle / ▷ PTFE (PharmaFix)	DW2034	les 100
capuchons magnétiques, en métal doré			
ND20	▶ butyle / ▷ PTFE	DW2041	les 100
	▶ Silicone / ▷ PTFE	DW2042	les 100

▶ noir / ▷ blanc / ▶ bleu / ▶ gris / ▷ naturel

Flacons économiques type Shell capuchons coiffants



- pour de nombreuses applications HPLC (chromatographie liquide à haute performance)
- capuchons coiffants en polyéthylène, emballés séparément
- flacons emballés en boîte en PP avec film rétractable protecteur en partie inférieure

capacité	dim. (Ø x h)	col	verre clair		verre ambré	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
1 ml	Ø 8,1 x 40 mm	Ø 8 mm	-		DW3011	les 100
2 ml	Ø 11,6 x 31,5 mm	Ø 12 mm	DW3002	les 100	DW3012	les 100
4 ml	Ø 14,7 x 44,5 mm	Ø 15 mm	DW3003 1	les 100	DW3013 2	les 100