

## Micropipette à seringue pour dosage en série

► capacité de 1 à 5 000 µl

- ergonomiques et légères : 100 g
- très résistantes grâce aux matériaux de haute qualité
- construction purement mécanique sans entretien
- jusqu'à 48 pipetages en intervalles de 1 seconde
- réglage mécanique du volume : 120 dosages possibles
- pipetage précis
- compatibles avec à toutes seringues pour pipettes de 0,05 à 50 ml
- certificat de qualité et numéro de série



référence	Prix HT
WR2000 Pipette pour seringue de distribution	
GW1320 Adaptateur pour seringue 25 et 50 ml	

## Micropipette à seringue StepMate®

► capacité de 1 à 5 000 µl

- pipette légère et ergonomique, combinée avec seringue plastique à usage unique
- levier d'insertion de seringue résistant
- manipulation très hygiénique : la pipette n'est jamais en contact avec la substance prélevée, entre chaque substance, il suffit de changer la seringue à usage unique
- table de correspondance directement imprimée sur la pipette
- manipulation facile d'une seule main : une molette permet de remplir la seringue, la distribution se fait simplement en appuyant sur le bouton supérieur à l'aide du pouce pour chaque fraction
- livré avec certificat d'étalonnage usine



référence	Prix HT
GW1300 Pipette pour seringue de distribution	
GW1320 Adaptateur pour seringue 25 et 50 ml	

## Seringues universelles pour micropipette

- seringues pour pipettes WR2000 et GW1300
- les seringues de volume 25 ml et 50 ml nécessitent l'utilisation d'un adaptateur

volume	standard, en vrac	stériles, emballage individuel
0,05 ml	GW1301 les 100	-
0,5 ml	GW1302 les 100	GW1312 les 100
1,25 ml	GW1303 les 100	GW1313 les 100
2,5 ml	GW1304 les 100	GW1314 les 100
5,0 ml	GW1305 les 100	GW1315 les 100
12,5 ml	GW1306 les 100	GW1316 les 100
25 ml	GW1307 les 100	GW1317 les 25
50 ml	GW1308 les 100	GW1318 les 25

