

## Pointes Sartorius Biohit®

Les pointes certifiées sans DNase, RNase et endotoxines sont marquées d'un point ● dans le tableau.



Boîte de pointes en vrac



Rack unitaire



Recharge de rack



Tour de recharge de rack

## 10 µl

## pointes Biohit® standard

pointes 0,1 à 10 µl

longueur 31,5 mm



<b>vrac en boîte</b>	non stériles		les 1000 pointes	<b>BH102</b>	/ 1000
<b>sur rack unitaire</b>	non stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH100</b>	/ 960
	stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH105</b>	/ 960
<b>tour de recharge de rack</b>	non stériles		la boîte de 10 recharges de 96 pointes	<b>BH106</b>	/ 960
<b>boîte de recharge de rack</b>	stériles	●	la boîte de 20 recharges de 96 pointes	<b>BH109</b>	/ 1920

## pointes Biohit® longues

pointes 0,1 à 10 µl

longueur 46 mm



<b>sur rack unitaire</b>	non stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH113</b>	/ 960
	stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH111</b>	/ 960

pointe Biohit® à filtre *SafetySpace* : plus d'espace entre l'échantillon et le filtre que les pointes classiques.

pointes 0,1 à 10 µl

longueur 31,5 mm



<b>sur rack unitaire</b>	stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH104</b>	/ 960
--------------------------	----------	---	----------------------------	--------------	-------

pointes 0,1 à 10 µl

longueur 46 mm



<b>sur rack unitaire</b>	stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH108</b>	/ 960
--------------------------	----------	---	----------------------------	--------------	-------

## 20 µl

pointe Biohit® à filtre *SafetySpace* : plus d'espace entre l'échantillon et le filtre que les pointes classiques.



pointe à filtre 0,5 à 20 µl

longueur 51 mm

sur rack unitaire

stériles



les 10 racks de 96 pointes

BH020

/ 960

## 120 µl

pointe Biohit® à filtre *SafetySpace* : plus d'espace entre l'échantillon et le filtre que les pointes classiques.



pointe à filtre 2 à 120 µl

longueur 51 mm

sur rack unitaire

stériles



les 10 racks de 96 pointes

BH120

/ 960

## 200 µl

pointes Biohit® standard



pointes 0,5 à 200 µl

longueur 51 mm

vrac en boîte

non stériles



les 960 pointes

BH301

/ 960

sur rack unitaire

non stériles



les 10 racks de 96 pointes

BH303

/ 960

stériles



les 10 racks de 96 pointes

BH300

/ 960

tour de recharge de rack

non stériles



les 10 recharges pour racks de 96 pointes

BH304

/ 960

boîte de recharge de rack

stériles



la boîte de 15 recharges de 96 pointes

BH305

/ 1440

pointe Biohit® à filtre *SafetySpace* : plus d'espace entre l'échantillon et le filtre que les pointes classiques.



pointe à filtre 5 à 200 µl

longueur 52,5 mm

sur rack unitaire

stériles



les 10 racks de 96 pointes

BH201

/ 960

## 300 µl / 350 µl

pointes Biohit® standard



pointes 5 à 350 µl

longueur 54 mm

vrac en boîte

non stériles



les 960 pointes

BH351

/ 960

sur rack unitaire

non stériles



les 10 racks de 96 pointes

BH350

/ 960

stériles



les 10 racks de 96 pointes

BH352

/ 960

tour de recharge de rack

non stériles



les 10 recharges pour racks de 96 pointes

BH353

/ 960

boîte de recharge de rack

stériles



la boîte de 15 recharges de 96 pointes

BH356

/ 1440

pointes Biohit® à filtre *SafetySpace* : plus d'espace entre l'échantillon et le filtre que les pointes classiques.



pointe à filtre 5 à 300 µl

longueur 52,5 mm

sur rack unitaire

stériles



les 10 racks de 96 pointes

BH306

/ 960

**1 000 µl / 1 200 µl**

## pointes Biohit® standard

pointes 10 à 1000 µl

longueur 71,5 mm



<b>vrac en boîte</b>	non stériles	●	les 480 pointes	<b>BH1011</b>	/ 480
<b>sur rack unitaire</b>	non stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH1003</b>	/ 960
	stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH1004</b>	/ 960
<b>boîte de recharge de rack</b>	non stériles	●	la boîte de 10 recharges de 96 pointes	<b>BH1005</b>	/ 960
	stériles	●	la boîte de 10 recharges de 96 pointes	<b>BH1013</b>	/ 960

pointes à embout large 10 à 1000 µl

longueur 68,5 mm



<b>vrac en boîte</b>	non stériles	●	les 480 pointes	<b>BH1009</b>	/ 480
<b>sur rack unitaire</b>	non stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH1007</b>	/ 960
	stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH1008</b>	/ 960

pointes 50 à 1200 µl

longueur 71,5 mm



<b>vrac en boîte</b>	non stériles	●	les 480 pointes	<b>BH1207</b>	/ 480
<b>sur rack unitaire</b>	non stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH1201</b>	/ 960
	stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH1201S</b>	/ 960
<b>boîte de recharge de rack</b>	non stériles	●	les 10 recharges pour racks de 96 pointes	<b>BH1202</b>	/ 960
	stériles	●	les 10 recharges pour racks de 96 pointes	<b>BH1206</b>	/ 960

## pointes Biohit® longues

pointes 50 à 1200 µl

longueur 90 mm



<b>sur rack unitaire</b>	non stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH1203</b>	/ 960
	stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH1204</b>	/ 960
<b>boîte de recharge de rack</b>	non stériles	●	les 10 recharges pour racks de 96 pointes	<b>BH1209</b>	/ 960
	stériles	●	les 10 recharges pour racks de 96 pointes	<b>BH1211</b>	/ 960

## pointes Biohit® à filtre

pointes à filtre 50 à 1000 µl

longueur 78 mm



<b>sur rack unitaire</b>	stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH1020</b>	/ 960
--------------------------	----------	---	----------------------------	---------------	-------

pointes à filtre 50 à 1200 µl

longueur 90 mm



<b>sur rack unitaire</b>	stériles	●	les 10 racks de 96 pointes	<b>BH1210</b>	/ 960
--------------------------	----------	---	----------------------------	---------------	-------

**5 000 µl**

pointes Biohit® standard

pointes 100 à 5000 µl

longueur 150 mm



vrac en boîte	non stériles	le carton de 1000 pointes	BH5000	/ 100
	non stériles	le carton de 1000 pointes	BH5001	/ 1000
sur rack unitaire	non stériles	le rack de 50 pointes	BH5002	/ 50
	stériles	le rack de 50 pointes	BH5003	/ 50

pointe Biohit® à filtre SafetySpace

pointes 100 à 5000 µl

longueur 150 mm



BH5004 / 50

BH5005 / 50

stériles

le rack de 50 pointes

**10 000 µl**

pointes Biohit® standard

pointes 1 000 à 10 000 µl

longueur 155 mm



vrac en boîte

non stériles

les 250 pointes

BH10001

/ 250