

## Armoires portes battantes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- avec amortisseurs de porte

	armoire étroite	armoire large
portes	1 porte	2 portes
étagères	3 étagères	3 étagères
charge supportée	10 kg / étagère	8 kg / étagère
dimensions	600 x p416 x h1800 mm	1200 x p416 x h1800 mm
pois	50 kg	100 kg
Armoires portes pleines	KL8635 [1]	KL8636 [2]
Armoires portes vitrées	KL8643	KL8044
étagère supplémentaire	LM123	LM124

## Armoire à portes coulissantes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- 1 étagère fixe, 2 étagères réglables

	armoire large
portes	2 portes
étagères	1 étagère fixe + 2 étagères réglables
charge	8 kg / étagère
dimensions	1200 x p416 x h1800 mm
pois	100 kg
Armoire	KL8637
étagère suppl.	LM128

## Étagère



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- 1 étagère fixe, 2 étagères réglables

	étagère
porte	sans porte
étagères	1 étagère fixe + 2 étagères réglables
charge	8 kg / étagère
dimensions	1200 x p300 x h1800 mm
pois	70 kg
Étagère	KL8633

## Armoire tiroirs coulissants



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- 2 tiroirs verticaux, 5 étagères par tiroir avec un fin tube métallique tout autour pour éviter aux bouteilles de tomber à droite ou à gauche, 2 roulettes en dessous des tiroirs pour assurer une bonne tenue du meuble et éviter tout basculement vers l'avant
- avec amortisseurs de porte

	armoire large
tiroirs	2 tiroirs verticaux
étagères	5 étagères
charge	80 kg / tiroir
dimensions	500 x p750 x h1800 mm
pois	190 kg
Armoire	KL8638

Armoires combinées  
1 porte et 4 tiroirs

- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- partie inférieure : hauteur 800 mm, 4 tiroirs
- partie supérieure : hauteur 1000 mm, 1 porte battante pleine ou vitrée, 2 étagères
- amortisseurs de porte

	armoire étroite
partie supérieure	1 porte + 2 étagères
partie inférieure	4 tiroirs
charge supportée	21 kg / tiroir, 10 kg / étagère
dimensions	600 x p416 x h1800 mm
Armoire porte pleine	KL8641 [1]
Armoire porte vitrée	KL8042 [2]
étagère supplémentaire	LM123