


Pelles cylindriques inox



- acier inox AISI 304 18/10

capacité	longueur	pelle	référence	Prix HT
120 ml	190 mm	Ø 50 x 100 mm	BC8800	
450 ml	250 mm	Ø 75 x 145 mm	BC8801	
1000 ml	320 mm	Ø 105 x 190 mm	BC8802	
1500 ml	350 mm	Ø 120 x 230 mm	BC8803	
2000 ml	370 mm	Ø 150 x 250 mm	BC8804	

Pelles cylindriques robustes inox



- acier inox AISI 304 18/10

capacité	longueur	pelle (l x L)	référence	Prix HT
150 ml	215 mm	100 x 40 mm	BC8809	
250 ml	310 mm	160 x 82 mm	BC8810	
500 ml	350 mm	200 x 102 mm	BC8811	
1000 ml	390 mm	220 x 120 mm	BC8812	
2000 ml	450 mm	300 x 160 mm	BC8813	

Pelles à manche long inox



- acier inox AISI 304 18/10

longueur totale	pelle (l x L)	référence	Prix HT
200 mm	70 x 31 mm	BC3600	
220 mm	90 x 31 mm	BC3601	
235 mm	105 x 31 mm	BC3602	
250 mm	120 x 31 mm	BC3603	
250 mm	120 x 65 mm	BC3604	
290 mm	160 x 75 mm	BC3605	
330 mm	200 x 100 mm	BC3606	

Pelle inox à manche long
inox recouvert de Téflon®

- acier inox AISI 304 18/10 recouvert de Téflon®

longueur totale	pelle (l x L)	référence	Prix HT
235 mm	105 x 31 mm	BC8265	

Pelles pharmaceutiques inox

- acier inox 18/10
- assemblage sans soudure de la pelle et du manche
- manche creux
- compatible agroalimentaire



crochet
d'accroche

capacité	longueur	pelle (l x L)	référence	Prix HT
100 ml	215 mm	120 x 60 mm	BC8835	
200 ml	230 mm	140 x 75 mm	BC8836	
250 ml	245 mm	155 x 85 mm	BC8837	
500 ml	350 mm	220 x 130 mm	BC8838	

Pelles pharmaceutiques
inox grande capacité

- inox AISI 316
- épaisseur de paroi 1,2 mm
- brillant



capacité	longueur	pelle (l x L)	référence	Prix HT
100 ml	180 mm	100 x 50 mm	BC8860	
450 ml	260 mm	150 x 75 mm	BC8861	
1000 ml	365 mm	235 x 110 mm	BC8862	
2500 ml	400 mm	250 x 135 mm	BC8863	