

Raclettes géantes

- nettoyage des filtres, conteneurs, etc., pour mélanger, pour distribuer des matériaux solides ou pâteux, pour répandre des produits visqueux, etc.
- lame dure, en polyéthylène haute densité ou avec lame souple, en polyéthylène basse densité
- lame 127 x 152 mm, bord affûté, épaisseur maximum 9,5 mm
- manche blanc, 3 longueurs



manche	référence	Prix HT
raclettes en HDPE (lame rouge)		
250 mm	F36830	
900 mm	F36831	
1800 mm	F36832	
raclettes en LDPE (lame blanche)		
250 mm	F368301	
900 mm	F368311	
1800 mm	F368321	

Spatule rigide géante en nylon

- spatule en nylon légèrement flexible
- manche en fibre de verre, rainuré pour une bonne préhension
- spatule 114 X 178 mm, coins arrondis



longueur totale	référence	Prix HT
1520 mm	F36829	

Louches à poignée longue

- en polyéthylène HDPE
- prélèvement facile dans des réservoirs, piscines, lacs, bassins, etc.
- poignée solide Ø 29 mm, soudée avec une inclinaison de 45°



long. manche	référence	Prix HT
louches capacité 500 ml		
910 mm	F3678016	
1830 mm	F3678116	
3660 mm	F3678216	
louches capacité 1000 ml		
910 mm	F3678032	
1830 mm	F3678132	
3660 mm	F3678232	

Louches polyéthylène HDPE



- idéales pour distribuer des liquides corrosifs
- récipient parfaitement rigide
- poignée à 30° d'inclinaison par rapport à l'horizontale

capacité	poignée	référence	Prix HT
50 ml	230 mm	F36774	
250 ml	230 mm	F36776	

Préleveurs manuels en PTFE



- en PTFE pur
- tige démontable, longueur 600 mm, avec poignée (sauf pour 10 ml, long. 170 mm)
- tige en acier assurant la rigidité totalement encapsulée de PTFE (sauf pour 10 ml)

capacité	Ø bécber	référence	Prix HT
10 ml	24 mm	EC1045	
100 ml	54 mm	EC1040	
250 ml	66 mm	EC1041	
500 ml	80 mm	EC1042	
1000 ml	100 mm	EC1043	


Louches inox



- louches en inox 18/10, capacité 50 ml à 1500 ml

capacité	Ø x long.	référence	Prix HT
50 ml	70x230mm	BC8740	
125 ml	90x280mm	BC8741	
250 ml	100x300mm	BC8742	
750 ml	140x350mm	BC8743	
1000 ml	160x500mm	BC8744	
1500 ml	180x500mm	BC8745	

Louches inox



- acier inox 18/10
- manche rond Ø 8 mm

capacité	Ø x long.	référence	Prix HT
65 ml	60x300mm	BC8790	
100 ml	70x300mm	BC8791	
175 ml	80x300mm	BC8792	
200 ml	90x300mm	BC8793	
250 ml	100x400mm	BC8794	
480 ml	120x400mm	BC8795	
670 ml	140x400mm	BC8796	
1000 ml	160x400mm	BC8797	
2000 ml	200x500mm	BC8799	