

Bacs de rétention en acier peint pour produits toxiques, nocifs, polluants



- en acier recouvert peinture époxy
- stockage rapide et sécurisé lors des manipulations courantes
- se placent sur une pailleuse ou sur un établi
- récupération au fond du bac des éventuelles fuites et écoulements de liquides et poudres
- rebords pour le maintien des récipients
- nettoyage facile

rétention	capacité (flacons)	dimensions (lxpxh)	poids	référence	Prix HT
6 litres	16 x 1 litre / 9 x 2,5 litres	490 x 410 x h30 mm	3 kg	BR2220	
12 litres	36 x 1 litre / 20 x 2,5 litres	1000 x 410 x h30 mm	6 kg	BR2221	
20 litres	16 x 1 litre / 9 x 2,5 litres	490 x 410 x h100 mm	5 kg	BR2222	
41 litres	36 x 1 litre / 20 x 2,5 litres	1000 x 410 x h100 mm	10 kg	BR2223	

Bacs de sécurité en PVC pour substances dangereuses

i Protection de l'espace de travail.

- recueil en toute sécurité des substances dangereuses qui pourraient s'écouler
- en PVC jaune moulé d'une seule pièce
- surface parfaitement lisse
- bonne résistance chimique
- température maximum 60°C
- s'utilisent seuls ou en combinaison avec un couvercle en PVC souple, transparent et antistatique, épousant parfaitement la forme du bac
- bacs orange ou blancs sans sigle : sur demande



dimensions	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	bac de sécurité jaune		protection PVC transparent 1	
46 x 26 cm	J54000	l'unité	J54100	les 25
54 x 34 cm	J54001	l'unité	J54101	les 25
57 x 54 cm	J54002	l'unité	J54102	les 25
68 x 54 cm	J54003	l'unité	J54103	les 25
70 x 46 cm	J54005	l'unité	J54105	les 25
113 x 54 cm	J54006	l'unité	J54106	les 25

Bacs de rétention en polypropylène pour produits corrosifs



- stockage rapide et sécurisé lors des manipulations courantes
- se placent sur une pailleuse ou sur un établi
- récupération au fond du bac des éventuelles fuites et écoulements de liquides et poudres
- rebords pour le maintien des récipients
- nettoyage facile

rétention	capacité (flacons)	dimensions (lxpxh)	poids	référence	Prix HT
11 litres	18 x 1 litre / 9 x 2,5 litres	455 x 480 x h85 mm	5 kg	BR2210	

Bacs de rétention en PVC pour produits corrosifs



- stockage rapide et sécurisé lors des manipulations courantes
- se placent sur une pailleuse ou sur un établi
- récupération au fond du bac des éventuelles fuites et écoulements de liquides et poudres
- rebords pour le maintien des récipients
- nettoyage facile

rétention	capacité (flacons)	dimensions (lxpxh)	poids	référence	Prix HT
5 litres	19 x 1 litre / 10 x 2,5 litres	530 x 460 x h20 mm	2 kg	BR2200	
24 litres	19 x 1 litre / 10 x 2,5 litres	530 x 460 x h90 mm	3 kg	BR2201	