

Conteneurs pour déchets à incinérer ou déchets tranchants



Conteneur à incinérer simple, sûr et économique pour l'incinération des déchets

- en carton, pour recevoir les déchets de laboratoire destinés à l'incinération, carton incinéré directement avec son contenu, pour éviter manipulations et transvasements
- carton épais avec un sac en polyéthylène solide et étanche, le couvercle peut se refermer hermétiquement une fois le conteneur rempli
- livrés à plat et assemblés en quelques secondes, instructions d'utilisation et pictogrammes imprimés sur le conteneur
- **deux capacités :**
60 litres (à poser au sol) : 30 x 30 x h70 cm
10 litres (de pailleasse) : 20 x 20 x h25 cm

Conteneur pour objets tranchants

- permet de recevoir des objets tranchants tels que débris de verrerie, lames, aiguilles, etc.
- carton épais avec un sac en polyéthylène solide et étanche, le couvercle peut se refermer hermétiquement une fois le conteneur rempli
- livrés à plat et assemblés en quelques secondes, instructions d'utilisation et pictogrammes imprimés sur le conteneur
- **deux capacités :**
60 litres (à poser au sol) : 30 x 30 x h70 cm
10 litres (de pailleasse) : 20 x 20 x h25 cm

capacité	référence	Prix HT
conteneurs à incinérer		
60 litres	H132051	les 6
10 litres	H132052	les 6
conteneurs pour objets tranchants		
60 litres	H246531	les 6
10 litres	H246532	les 6