

Secoueur à plateforme magnétique RotoShakeGenie®



vitesse réglable
5 à 35 tr/min
10 à 70 osc/min

agitation de tous types de contenants sur tous les angles et dans toutes les positions



• mouvements : balançoire et rotation

vitesse	5 à 35 tr/min 10 à 70 osc/min
plateau	300 x 240 mm
charge max.	4,5 kg
angle balançoire	10°
dim. / poids	252 x 508 x h267 mm
poids	12 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Secoueur	SN1100
Plate-forme superposable	SN1107 ¹
Plate-forme agitation 3D	SN1108 ²

- plate-forme magnétique double face, livrée avec :
 - 4 bandes magnétiques inox pour fixer des sachets 150 x 150 mm,
 - 1 plateau magnétique anti-dérapant,
 - 3 portoirs magnétiques avec pinces :
 - portoir 12 pinces pour tubes Ø 10/13 mm ³
 - portoir 6 pinces pour tubes Ø 15/17 mm ⁴
 - portoir 3 pinces pour tubes Ø 28/30 mm ⁵
- les bandes, portoirs et plateaux aimantés se fixent sur la plate-forme magnétique, possibilité de fixer plusieurs dispositifs ensemble, autres accessoires en option

Agitateur rotateur à plateforme magnétique RotatorGenie®



vitesse réglable
5 à 35 tr/min

- bouton On/Off et bouton de réglage de la vitesse
- livré avec plate-forme magnétique nue
- utilisable en chambre froide ou en incubateur
- nombreux accessoires de fixation sur plate-forme magnétique en option ci-dessous

vitesse	réglable 5 à 35 tr/min
plate-forme	290 x 315 mm
angle	90°
dim. / poids	400 x 175 x h400 mm / 5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Rotateur	SN1200

Accessoires supplémentaires pour plates-formes magnétiques

Portoirs magnétiques à pinces, pour tubes



portoirs	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	à l'unité		pack de 6	
Portoirs 12 pinces, tubes Ø10/13 mm ³	SN1101	-	SN1111 les 6	-
Portoirs 6 pinces, tubes Ø15/17 mm ⁴	SN1102	-	SN1112 les 6	-
Portoirs 3 pinces, tubes Ø28/30 mm ⁵	SN1103	-	SN1113 les 6	-
Portoirs 2 pinces, tubes à hybridation ⁶	SN1104	-	-	-
Portoirs 6 pinces, fioles 100 ml ⁷	SN1105	-	-	-
Portoir universel + 2 élastiques ⁸	SN1106	-	-	-

Bandes magnétiques pour sachets



référence	Prix HT
SN1109 Bandes magnétiques, les 16	-

Boîtes magnétiques pour microtubes



référence	Prix HT
SN1114 Boîte 50 microtubes ⁹	-
SN1115 Boîte 100 microtubes ¹⁰	-