

Secoueurs rotatifs économiques mouvement balançoire

charge maxi
3 kg

dim. plateforme
240 x 215 mm



- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80% HR
- peuvent être placés en incubateur ou dans une enceinte réfrigérée
- livrés avec une plateforme antidérapante 240 x 215 mm

	Secoueur balançoire
mouvement	balancement à angle fixe 7°
vitesse réglable	0 à 80 tr/min
charge maximum	3 kg
puissance	20 W
dim. (lxpxh) / poids	270x330xh130mm/3,2kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueurs économiques	MX130

Supports universels coulissants



- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- supports avec 3 rouleaux de fixation recouverts de caoutchouc, coulissants verticalement, ou horizontalement ET verticalement
- dim. : 240 x 240 x h120 mm


référence **Prix HT**

MX702 Support de fixation coulissant verticalement

MX701 Support de fixation coulissant horizontalement et verticalement

MX709 Rouleau de fixation

Plateau et tulipes pour verrerie



- jusqu'à 28 tulipes
- dim. : 246 x 246 mm

référence **Prix HT**

MX703 Plateau sans tulipes

MX721 Tulipe pour Erlen 25 ml

MX722 Tulipe pour Erlen 50 ml

MX723 Tulipe pour Erlen 100 ml

MX724 Tulipe pour Erlen 250 ml

MX725 Tulipe pour Erlen 500 ml

Secoueurs rotatifs orbital et va-et-vient

charge maxi
2,5 kg

dim. plateforme
300 x 230 mm

- régulateur électronique de vitesse
- fonctionnement en continu ou programmable, minuterie 1 à 1199 minutes
- double affichage digital : vitesse et temps d'agitation
- cond. ambiantes : +5°C à +40°C, 80% HR
- interface RS232 : contrôle et programmation via un logiciel (sur demande)
- moteur électro-commuté sans balais : efficace, durable et faible

maintenance

- livrés avec un support de fixation universel 240 x 240 mm et 3 rouleaux coulissants horizontalement et verticalement



	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient
mouvement	diamètre orbital 4 mm	amplitude linéaire 4 mm
vitesse réglable	100 à 800 tr/min	100 à 350 osc/min
charge maximum	2,5 kg	2,5 kg
puissance	30 W	30 W
protection	IP21	IP21
dim. (lxpxh) / poids	300 x 340 x h100 mm / 8,1 kg	300 x 340 x h100 mm / 8,1 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Secoueurs rotatifs	DG1900 [1]	DG1910 [2]



Plateforme avec tapis anti-dérapant



- dim. : 300 x 230 mm

référence **Prix HT**

DG910 Plateforme

Plateau et tulipes pour verrerie



- jusqu'à 28 tulipes
- dim. : 246 x 246 mm

référence **Prix HT**

MX703 Plateau sans tulipes

MX721 Tulipe pour Erlen 25 ml

MX722 Tulipe pour Erlen 50 ml

MX723 Tulipe pour Erlen 100 ml

MX724 Tulipe pour Erlen 250 ml

MX725 Tulipe pour Erlen 500 ml

Support universel coulissant verticalement



- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- support avec 3 rouleaux de fixation coulissants verticalement, recouverts de caoutchouc
- dim. : 240 x 240 x h120 mm

référence **Prix HT**

MX702 Dispositif de fixation

MX709 Rouleau de fixation