

Secoueurs rotatifs orbital, va-et-vient, balançoire ou 3D

charge
5 à 10 kg

dim. plateforme
300 x 285 mm




- régulateur électronique de vitesse, parfaite stabilité même à vitesse lente
- fonctionnement en continu ou programmable
- double affichage digital : vitesse et temps d'agitation

- cond. admissibles : +5°C à +40°C, 80% HR
- minuterie LCD : 0 à 1199 min
- modèles avec interface RS232, pour le contrôle et la programmation via un logiciel d'analyses des données (sur demande)

- **moteur sans balais** : moteur électrocommuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance

Supports universels



- supports livrés avec 4 rouleaux recouverts de caoutchouc coulissants verticalement ou horizontalement
- dim. : 300 x 300 x h120 mm

référence Prix HT


MX710 Dispositif de fixation horizontal et vertical 5

MX715 Dispositif de fixation vertical 6

MX708 Rouleau caoutchouc

Plateforme avec tapis anti-dérapant

- en aluminium
- dim. : 300 x 285 mm
- 8 cordes de fixation élastiques



référence Prix HT

MX705 Plateforme 7

Plateau et tulipes pour verrerie



- jusqu'à 28 tulipes
- dim. : 320 x 320 x h120 mm

référence Prix HT

MX720 Plateau sans tulipes 8

MX721 Tulipe pour Erlen 25 ml

MX722 Tulipe pour Erlen 50 ml

MX723 Tulipe pour Erlen 100 ml

MX724 Tulipe pour Erlen 250 ml

MX725 Tulipe pour Erlen 500 ml



1 + 5



2 + 6



3 + 7



4 + 7

	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient	Secoueur balançoire	Secoueur 3D
mouvement	diamètre orbital 10 mm	amplitude linéaire 10 mm	balancement à angle fixe 9°	rotation orbitale angle fixe 9°
vitesse réglable	100 à 500 tr/min	100 à 350 osc/min	10 à 70 tr/min	10 à 70 tr/min
charge maximale	7,5 kg	7,5 kg	10 kg	5 kg
puissance	30 W	30 W	50 W	40 W
interface	RS232	RS232	-	-
protection	IP21	IP21	IP21	IP21
dim. (lpxh) / poids	370 x 420 x h100 mm / 14 kg	370 x 420 x h100 mm / 14 kg	360 x 410 x h200 mm / 9 kg	360 x 430 x h106 mm / 9 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
moteur	moteur électrocommuté sans balais	moteur électrocommuté sans balais	moteur électrocommuté sans balais	moteur électrocommuté sans balais
livrés avec	support universel avec 4 rouleaux coulissants verticalement et horizontalement, 300 x 300 mm (MX710)		plateforme aluminium avec cordes de fixation et tapis anti-dérapant, 300 x 285 mm (MX705)	
Secoueurs rotatifs	MX650 1	MX660 2	MX350 3	MX380 4