

Secoueurs Heidolph® orbital, va-et-vient, balançoire ou 3D

charge maxi
5 kg

dim. plateforme
290 x 258 mm

▶ peuvent être intégrés dans un système d'incubateur modulaire

- réglages : vitesse et temps
- affichage digital : vitesse ou temps, suivant modèle
- minuterie 1 à 999 min, ou continu
- alarme sonore et arrêt automatique lorsque le temps défini est écoulé
- plate-forme recouverte d'un tapis en caoutchouc
- protection IP40



	secoueur orbital	secoueur va-et-vient	secoueur balançoire	secoueur 3D
mouvement	orbital Ø 10 mm	va et vient 32 mm	balançoire angle fixe 5°	3D angle fixe 5°
vitesse réglable	30 à 500 tr/min	30 à 250 osc/min	2 à 50 osc/min	2 à 50 osc/min
affichage digital	vitesse / temps	vitesse / temps	-	-
puissance	50 W	50 W	115 W	115 W
dim. (l x p x h) / poids	320 x 375 x h125 mm / 8 kg		320 x 375 x h185 mm / 8 kg	
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Secoueurs	HE4710 [1]	HE4720	HE4730 [2]	HE4740


Incubateur modulaire



- module de chauffage et couvercle à ajouter au secoueur pour obtenir un secoueur en incubateur
- puissance chauffage : 300 W
- température : jusqu'à +65°C
- affichages séparés : température réelle et température de consigne
- sécurité surchauffe
- convection forcée, très silencieux
- précision ± 2°C à +50°C / ± 4°C à +50°C
- couvercle hermétique 3 hauteurs au choix

Module incubateur +65°C	HE4601 [3]
Couvercle hauteur 163 mm	HE4602
Couvercle hauteur 267 mm	HE4603 [4]
Couvercle hauteur 428 mm	HE4604

Support pour ampoules à décanter



- pour 4 ampoules à décanter

référence **Prix HT**
HE4701 Support pour ampoules

Plateau et tulipes pour verrerie



- capacité entre 2 et 16 tulipes

référence **Prix HT**
HE4704 Plateau sans tulipes
HE4542 Tulipe pour Erlen 25 ml
HE4543 Tulipe pour Erlen 50 ml
HE4544 Tulipe pour Erlen 100 ml
HE4545 Tulipe pour Erlen 250 ml
HE4546 Tulipe pour Erlen 500 ml
HE4547 Tulipe pour Erlen 1000 ml

Support universel en kit et rouleaux



- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- support en kit avec 2 rouleaux de fixation recouverts de caoutchouc

référence **Prix HT**
HE4702 Support + 2 rouleaux
HE4703 Rouleau de fixation

Plateaux percés pour Erlenmeyers



référence **Prix HT**
HE4712 Plateau pour 25 ml
HE4713 Plateau pour 50 ml
HE4714 Plateau pour 100 ml
HE4715 Plateau pour 250 ml
HE4716 Plateau pour 500 ml
HE4717 Plateau pour 1000 ml