

## Secoueurs rotatifs Heidolph®

orbital, va-et-vient ou 3D

charge maxi  
10 kg

dim. plateforme  
390 x 340 mm



- réglages de la vitesse et du temps
- affichage digital : vitesse et temps
- minuterie réglable de 1 à 120 minutes, ou mode continu
- alarme sonore et arrêt automatique lorsque le temps défini est écoulé
- plate-forme recouverte d'un tapis en caoutchouc
- protection IP20
- large gamme de supports et fixation en option



	secoueur orbital	secoueur va-et-vient	secoueur 3D
<b>mouvement</b>	orbital Ø 20 mm	va et vient 20 mm	3D angle fixe 5°
<b>vitesse réglable</b>	20 à 400 tr/min	20 à 400 osc/min	2,5 à 50 osc/min
<b>affichage digital</b>	vitesse / temps	vitesse / temps	vitesse / temps
<b>puissance</b>	115 W	115 W	115 W
<b>dim. (lpxh) / poids</b>	426 x 435 x h135 mm / 16 kg		426 x 435 x h208 mm / 16 kg
<b>alimentation</b>	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
<b>Secoueurs</b>	HE4810 	HE4820	HE4830 

### Support universel en kit et rouleaux



- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- support en kit avec 2 rouleaux de fixation recouverts de caoutchouc

référence	Prix HT
HE4801 Support en kit	
HE4802 Rouleau de fixation	

### Support universel en kit et rouleaux



référence	Prix HT
HE4803 Support en kit	

### Plateau et tulipes pour verrerie



- capacité entre 2 et 16 tulipes

référence	Prix HT
HE4804 Plateau sans tulipes	
HE4542 Tulipe pour Erlen 25 ml	
HE4543 Tulipe pour Erlen 50 ml	
HE4544 Tulipe pour Erlen 100 ml	
HE4545 Tulipe pour Erlen 250 ml	
HE4546 Tulipe pour Erlen 500 ml	
HE4547 Tulipe pour Erlen 1000 ml	