

### Vortex vitesse réglable

- pour tubes de 1,5 à 50 ml
- fonctionnement en mode continu ou par impulsions



vitesse	750 à 3000 tr/min
poids	0,8 kg
orbite	Ø 4 mm
protection	IP21
dimensions	90 x 150 x h80 mm
alimentation	230 V, 50 Hz / 3,8 W.
Vortex	VTX1010

### Vortex multi-tubes

Jusqu'à 48 tubes simultanément.

- fonctionnement en mode continu ou par impulsions



- mode "sans interruption" pour fonctionnement en continu jusqu'à 8 h
- accélération : 3 s
- livré avec un portoir standard pour un tube jusqu'à 15 ml et un portoir 32 places pour microtubes (8 x 0,2 ml, 8 x 0,5 ml, 16 x 1,5 ml)

vitesse	500 à 3000 tr/min
poids	1,5 kg
orbite	Ø 2 mm
dimensions	120 x 180 x h100 mm
alimentation	230 V, 50 Hz / 3,8 W.
Vortex	VTX1100

#### portoirs de tubes en option



capacité tubes	réf.	Prix HT
6x tubes 10 ml	1 VTX1101	
48x tubes 0,2 ml	2 VTX1102	

### Vortex universel

- vitesse max. : 3500 tr/min
- charge maximale : 200 g
- livré complet avec 4 portoirs

Mélange lent ou rapide.

- accélération jusqu'à vitesse max. : 3 s
- minuterie : 0 à 60 min
- mode "sans interruption" pour fonctionnement en continu jusqu'à 8 h
- charge maximale : 200 g
- affichage digital LCD vitesse et temps
- livré avec 4 portoirs pour 4, 8, 10 et 32 tubes

vitesse	300 à 3500 tr/min
poids	2,6 kg
orbite	Ø 4 mm
dimensions	180 x 170 x h145 mm
alimentation	230 V, 50 Hz / 12 W.
Vortex	VTX1160



livré avec 4 portoirs : pour 32 tubes, 10 tubes, 8 tubes et 4 tubes.

