

## Mini-agitateur rotateur multi-directionnel



- compact et léger
- construction en ABS et acier inox recouvert de peinture époxy
- mouvements : rotation verticale, rotation horizontale, balancement à 20°, 40° ou 60°, renversement
- conditions ambiantes admissibles : +4°C à +65°C
- rouleur livré avec disque rotatif, capacité 36 microtubes de 1,5 / 2 ml
- autres disques en option

vitesse	fixe 20 tr/min
axe de rotation	réglable 0 à 90°
dimensions	213x102xh126mm/1,8kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Rotateur	ROL40
Disques rotatifs en option	
10 x tubes 15 ml et 12 x tubes Ø 13 mm	ROL41 [1]
pour 6 x tubes 50 ml	ROL42 [2]




[1]



[2]

### Nombreuses combinaisons de mouvements d'agitation

rotation verticale,  
agitation doucerenversement,  
agitation doucerotation horizontale,  
agitation vigoureusebalancement avec  
angle 20°, 40°  
ou 60°renversement,  
agitation vigoureuse

## Agitateur à disque Loopster

IKA®


**i** Séparation et mélange d'échantillons biologiques liquides et en poudre en particulier le sang, en particulier le sang, dans des tubes.

- pour tubes de 1,5 à 50 ml
- capacité jusqu'à 2 kg
- fonctionnement en mode continu
- agitateur livré sans disque, accessoires ci-dessous
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80 % HR



vitesse	économique	digital
vitesse	fixe 20 tr/min	raglable 0 à 80 tr/min
axe de rotation	réglable 0 à 90°	réglable 0 à 90°
affichage	-	affichage digital vitesse et temps
minuterie	-	réglable de 1 s. à 99h59 min
fonctionnement	mode continu	mode minuteur ou continu
protection	IP21	IP21
dimensions	300 x 360 x h300 mm / 3 kg	300 x 360 x h300 mm / 3 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Rotateur nu	MX808	MX809

### Accessoires Loopster



- pièces amovibles à clipser sur le disque pour des applications variées et un nettoyage rapide en cas de renversement de l'échantillon

Accessoires	Prix HT
Disques portoirs	
MX8081 Portoir 48 tubes 1,5 ml, Ø10 mm	[1]
MX8082 Portoir 24 tubes 5 ml, Ø12 mm	
MX8083 Portoir 20 tubes 15 ml, Ø16 mm	[2]
MX8084 Portoir 12 tubes 30 ml, Ø25 mm	[3]
MX8085 Portoir 12 tubes 50 ml, Ø28 mm	
Disque universel sans clips et clips de rechange	
MX8091 Disque universel sans clips	[4]
MX8092 Clips Ø 10 mm, les 12	[5]
MX8093 Clips Ø 12 mm, les 12	[6]
MX8094 Clips Ø 16 mm, les 12	[7]
MX8095 Clips Ø 25 mm, les 12	[8]
MX8096 Clips Ø 28 mm, les 12	[9]