



**Agitateurs à rouleaux**  
6 ou 10 rouleaux

- ▶ mouvement rotatif avec balancement doux
- ▶ pour tous les tubes et bouteilles cylindriques

- agitation par roulement
- rouleaux amovibles pour l'agitation de tubes de gros volume et pour un nettoyage facile
- commande par clavier à effleurement
- surface de travail de 350 mm de longueur
- conditions ambiantes admissibles : +4°C à +50°C, 80 % HR



vitesse	6 rouleaux	10 rouleaux
<b>vitesse</b>	fixe 30 tr/min	fixe 30 tr/min
<b>rouleaux</b>	Ø 32 mm x 327 mm	Ø 32 mm x 327 mm
<b>angle relevage</b>	fixe 3°	fixe 3°
<b>protection</b>	IP21	IP21
<b>dimensions</b>	240 x 115 x h545 mm / 4 kg	380 x 115 x h545 mm / 6 kg
<b>alimentation</b>	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
<b>Rouleurs</b>	<b>MX814</b> [1]	<b>MX816</b> [2]



**Agitateurs digitaux à rouleaux**  
6 ou 10 rouleaux

- ▶ affichage digital de la vitesse et du temps

- agitation par roulement
- rouleaux amovibles pour l'agitation de tubes de gros volume et pour un nettoyage facile
- minuterie : 1 s - 99 h 59 min
- fonctionnement : mode minuteur et continu
- commande par clavier à effleurement
- surface de travail de 350 mm de longueur
- conditions ambiantes admissibles : +4°C à +50°C, 80 % HR



vitesse	6 rouleaux	10 rouleaux
<b>vitesse</b>	réglable 0 à 80 tr/min	réglable 0 à 80 tr/min
<b>rouleaux</b>	Ø 32 mm x 327 mm	Ø 32 mm x 327 mm
<b>angle relevage</b>	fixe 3°	fixe 3°
<b>protection</b>	IP21	IP21
<b>dimensions</b>	240 x 115 x h545 mm / 4 kg	380 x 115 x h545 mm / 6 kg
<b>alimentation</b>	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
<b>Rouleurs</b>	<b>MX815</b> [1]	<b>MX817</b> [2]