

## Secoueurs Rocker balançoire



- ▶ modèles économiques ou avec minuteur
- ▶ capacité 2 kg par plateau



Pour ballons, flacons, boîtes de Pétri et tubes.

- grand plateau carré, avec tapis en caoutchouc anti-dérapant
- fonctionnement en continu ou avec minuterie
- clavier à effleurement
- nombreux plateaux en option pour une grande variété d'utilisations
- régime d'agitation inchangé même en cas de variations de charge et de tension



2



1

- angle d'inclinaison fixe ou réglable, suivant modèles
- conditions ambiantes admissibles : +4°C à +50°C, 80 % HR

	Secoueur économique	Secoueur avec minuteur
vitesse	réglable de 0 à 80 tr/min	réglable de 0 à 80 tr/min
plateau	280 x 280 mm	280 x 280 mm
angle d'inclinaison	fixe 8°	réglable de 2,5° à 15°
affichage digital	vitesse	vitesse et temps
minuterie	-	1 s - 99h59min
protection	IP 21	IP 21
dimension	280 x 150 x h 330 mm / 2,2 kg	280 x 150 x h 330 mm / 2,2 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Secoueurs Rocker	MX810 1	MX811 2

## Secoueurs Rocker 3D

3D

- ▶ modèles économiques ou avec minuteur
- ▶ capacité 2 kg par plateau



Pour ballons, flacons, boîtes de Pétri et tubes.

- grand plateau carré 280 x 280 mm, avec tapis en caoutchouc anti-dérapant
- fonctionnement en continu ou avec minuterie
- clavier à effleurement
- nombreux plateaux en option pour une grande variété d'utilisations
- régime d'agitation inchangé même en cas de variations de charge et de tension



2



1

- angle d'inclinaison fixe ou réglable, suivant modèles
- conditions ambiantes admissibles : +4°C à +50°C, 80 % HR

	Secoueur économique	Secoueur avec minuteur
vitesse	fixe 30 tr/min.	réglable de 0 à 80 tr/min
plateau	280 x 280 mm	280 x 280 mm
angle d'inclinaison	fixe 8°	réglable de 0° à 15°
affichage digital	-	vitesse et temps
minuterie	-	1 s - 99h59min
protection	IP 21	IP 21
dimension	280 x 165 x h 330 mm / 2,2 kg	280 x 185 x h 330 mm / 2,3 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Secoueurs Rocker	MX812 1	MX813 2

## Accessoires pour secoueurs Rocker



MX811 +

7 + 2 + 6

Accessoires	Prix HT
MX8101 Tapis anti-dérapant en caoutchouc de rechange	1
MX8102 Portoir 26 fentes 264 x 24 x 264 mm	2
MX8103 Portoir 14 fentes 264 x 35 x 264 mm	3
MX8104 Portoir 12 fentes 264 x 38 x 264 mm	4
MX8105 Portoir 8 fentes 264 x 47 x 264 mm	5
MX8106 Tapis avec picots	6
MX8107 Plateau carré 280 x 280 mm pour 2ème niveau	7