

Tables oscillantes 3D

vitesse max.
70 tr/min **3D**



- ▶ vitesse réglable en continu
- ▶ jusqu'à 3 niveaux avec plateau double supplémentaire

- affichage digital : contrôle précis et reproductible de la vitesse, résolution 1 tr/min
- régulateur électronique de vitesse : vitesse stable, précise et reproductible
- minuterie intégrée, fonctionnement en continu, alarme en fin de cycle, affichage digital du temps

- surface de pose recouverte d'un revêtement synthétique antidérapant
- conditions ambiantes : +4°C à +40°C, 80% HR
- livrés avec plateau standard
- plateau double supplémentaire en option, se fixe sur le plateau standard et permet d'obtenir au total trois niveaux

	plateau 235 x 235 mm	plateau 355 x 355 mm
vitesse	réglable 5 à 70 tr/min	réglable 5 à 70 tr/min
angle mouvement 3D	réglable 3° à 12°	réglable 3° à 12°
charge maximum	3 kg	10 kg
dimensions hors tout	240 x 300 x h165 mm / 5 kg	360 x 420 x h170 mm / 10 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Tables oscillantes 3D	MX3D1 [5]	MX3D2 [4]
Plateau supplémentaire		
plateau double	MX20 [6]	MX21

Tables oscillantes balançoire

vitesse réglable
5 à 70 osc/min **7°**



- ▶ affichage digital de la vitesse
- ▶ jusqu'à 3 niveaux avec plateau double supplémentaire

- affichage digital : contrôle précis et reproductible de la vitesse, résolution 1 osc/min
- minuterie intégrée : fonctionnement en continu, alarme en fin de cycle, affichage digital du temps
- surface de pose antidérapante
- conditions ambiantes admissible : +4°C à +40°C, 80% HR
- livrés complet avec plateau standard

- plateau double supplémentaire en option, se fixe sur le plateau standard et permet d'obtenir au total trois niveaux

	plateau 235 x 235 mm	plateau 355 x 355 mm
charge maximum	3 kg	10 kg
vitesse	5 à 70 osc/min	5 à 70 osc/min
dimensions hors tout	240 x 300 x h150 mm / 5 kg	360 x 420 x h160 mm / 10 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Tables oscillantes	MX16	MX17 [1]
plateau double	MX20	MX21 [2]

Secoueurs 3D capacité 5 kg

vitesse max.
60 tr/min **3D**



- ▶ utilisable en chambre froide ou en incubateur

- idéal pour une grande variété d'échantillons
- minuterie: 20 à 120 min ou en continu
- temp. ambiante admissible : + 4 à + 70°C
- construction en ABS
- livré complet : avec plate-forme simple, 300 x 300 mm, avec tapis lisse adhérent et tapis à picots

angle	réglable de 0° à +10°
vitesse	réglable 3 à 60 tr/min
plateaux	300 x 300 mm
charge max.	5 kg
dimensions	330x352xh210mm/6,6 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Secoueurs	MX50V
Plates-formes supplémentaires	
40 x 40 cm tapis lisse adhérent	MX52
50 x 50 cm tapis lisse adhérent	MX53
30 x 30 cm empilable avec tapis	MX51