

## Secoueur orbital multifonction

vitesse max.  
250 tr/min



**i** Secoueur livré nu, plates-formes interchangeables en option.

- ▶ trois types de mouvement : orbital, réciproque (type ping-pong) et vibrant
- ▶ charge max. : 8 kg



- moteur électro-commuté sans balai, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard
- minuterie réglable de 1 min à 96 heures, incrément 1 min
- mode « sans interruption » pour un traitement continu jusqu'à 7 jours
- 8 plates-formes interchangeables en option
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C
- écran LCD

vitesse	20 à 250 tr/min
plate-forme	au choix
orbite	20 mm
charge max.	8 kg
dimensions	410x410xh130 mm/11,7 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Secoueur	MX1150



Plate	référence	Prix HT
Plates-formes AVEC pinces - dim 360 x 400 mm		
Plate-forme 30 pinces pour fiole 100 ml	MX1151	
Plate-forme 16 pinces pour fiole 250 ml	MX1152	
Plate-forme 9 pinces pour fiole 500 ml	MX1153	
Plate-forme 6 pinces pour fiole 1000 ml	MX1154 <b>1</b>	
Plate-forme SANS pinces- dim 360 x 400 mm, et pinces <b>2</b>		
Plate-forme nue	MX1155	
pince-tulipe pour fiole 100 ml (23 max.)	MX155A	
pince-tulipe pour fiole 250 ml (13 max.)	MX155B	
pince-tulipe pour fiole 500 ml ( 9 max.)	MX155C	
pince-tulipe pour fiole 1000 ml ( 6 max.)	MX155D	
Plate-forme universelle à barres - dim : 345 x 430 x h105 mm		
Plate-forme à 3 barres réglables	MX1156 <b>3</b>	
Plates-formes avec tapis caoutchouc anti-dérapant dim : 80 x 480x hauteur mm		
Plate-forme 1 étage	MX1157A	
Plate-forme 2 étages - haut. 510 mm	MX1157B	
Plate-forme 3 étages - haut. 340 mm	MX1157C	
Plate-forme 4 étages - haut. 170 mm	MX1157D <b>4</b>	

## Secoueur orbital, équilibrage automatique du chargement


vitesse max.  
450 tr/min



- ▶ plate-forme : 480x380 mm
- ▶ charge maximale : 3 kg



- moteur électro-commuté sans balai, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard
- minuterie réglable de 1 min à 96 heures
- mode « sans interruption » pour un traitement continu jusqu'à 7 jours
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C
- écran LCD
- plates-formes en option



vitesse	50 à 450 tr/min
plate-forme	480 x 380 mm
orbite	Ø 10 mm
charge max.	3 kg
dimensions	220x205xh90 mm/3,4 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Secoueur	MX1140
Plates-formes en option	
Plate-forme universelle 3 barres réglables - 285 x 220 x h40 mm	MX1141 <b>1</b>
Plate-forme 255 x 255 mm avec tapis caoutchouc anti-dérapant	MX1142 <b>2</b>
Plate-forme 6 pinces pour fioles 250 - 300 ml - 250 x 190 mm	MX1143 <b>3</b>
Plate-forme 12 pinces pour fioles 100 - 150 ml - 250 x 190 mm	MX1144 <b>4</b>
Plate-forme avec ressorts pour fixer jusqu'à 88 tubes de Ø 30 mm - 275 x 205 x h75 mm	MX1145 <b>5</b>