

Spatules courbées forme cuillère



longueur	cuillère	Ø fil	référence	Prix HT
acier inox AISI 304 18/10				
130 mm	10 x 5 mm	2,0 mm	BC3180	
185 mm	10 x 5 mm	2,0 mm	BC3181	
210 mm	12 x 5 mm	2,0 mm	BC3182	
150 mm	15 x 7 mm	2,5 mm	BC3183	
200 mm	17 x 7 mm	2,5 mm	BC3184	
250 mm	20 x 7 mm	2,5 mm	BC3185	
180 mm	25 x 7 mm	3,0 mm	BC3186	
210 mm	25 x 12 mm	4,0 mm	BC3187	

Spatules / micro-cuillères



longueur	lame	Ø fil	cuillère	référence	Prix HT
spatules / micro-cuillères rondes, acier inox AISI 304 18/10					
150 mm	40 x 5 mm	2,5 mm	9 x 5 mm	BC3340	
180 mm	40 x 5 mm	2,5 mm	9 x 5 mm	BC3341	
150 mm	40 x 5 mm	2,0 mm	7 x 5 mm	BC3342	
150 mm	45 x 5 mm	1,5 mm	6 x 4 mm	BC3343	
150 mm	45 x 5 mm	1,5 mm	5 x 3 mm	BC3344	
200 mm	45 x 5 mm	2,5 mm	9 x 5 mm	BC3345	

Spatules / micro-cuillère allongées



longueur	lame	Ø fil	cuillère	référence	Prix HT
acier inox AISI 304 18/10					
150 mm	40 x 5 mm	2,0 mm	9 x 5 mm	BC3350	
180 mm	45 x 5 mm	2,0 mm	9 x 5 mm	BC3351	

Spatules / micro-pelles



longueur	micro-pelle	Ø fil	référence	Prix HT
inox AISI 304 18/10				
130 mm	40 x 4 mm	2,0 mm	BC3300	
150 mm	45 x 4 mm	2,0 mm	BC3302	
185 mm	50 x 4 mm	2,0 mm	BC3304	
210 mm	60 x 4 mm	2,0 mm	BC3306	
130 mm	40 x 9 mm	3,0 mm	BC3301	
150 mm	45 x 9 mm	3,0 mm	BC3303	
185 mm	50 x 9 mm	3,0 mm	BC3305	
210 mm	60 x 9 mm	3,0 mm	BC3307	
inox AISI 304 18/10 recouvert de Téflon®				
150 mm	45 x 9 mm	3,0 mm	BC3740	

Spatules / cuillères



longueur	cuillère	Ø fil	référence	Prix HT
acier inox AISI 304 18/10				
130 mm	10 x 5 mm	2,0 mm	BC3210	
185 mm	10 x 5 mm	2,0 mm	BC3211	
210 mm	12 x 5 mm	2,0 mm	BC3212	
180 mm	25 x 8 mm	3,0 mm	BC3213	
210 mm	25 x 12 mm	4,0 mm	BC3214	
230 mm	25 x 12 mm	4,0 mm	BC3215	
acier inox AISI 304 18/10, recouvert de Téflon®				
180 mm	15 x 8 mm	3,0 mm	BC3720	
210 mm	25 x 12 mm	4,0 mm	BC3721	
230 mm	25 x 12 mm	4,0 mm	BC3722	

Spatule / cuillère flexible



longueur	cuillère	Ø fil	référence	Prix HT
acier inox AISI 304 18/10				
235 mm	25 x 18 mm	4,0 mm	BC3216	

Spatules forme cuillère



longueur	cuillère	Ø fil	référence	Prix HT
acier inox AISI 304 18/10				
130 mm	10 x 5 mm	2,0 mm	BC3200	
185 mm	10 x 5 mm	2,0 mm	BC3201	
210 mm	12 x 5 mm	2,0 mm	BC3202	
180 mm	25 x 8 mm	3,0 mm	BC3203	
210 mm	25 x 12 mm	4,0 mm	BC3204	

Spatule à poudre



• épaisseur 1 mm

longueur	cuillère	référence	Prix HT
acier inox AISI 304 18/10			
170 mm	40 x 10 mm	BC3360	

Spatule à poudre vibrante

i Dosage régulier et précis des poudres.



- la rotation de la molette crantée exerce des vibrations sur la spatule, ce qui permet une distribution parfaitement régulière de poudres ou granulats
- lame en acier inox AISI 304 18/10, avec manche en matière plastique

longueur	épaisseur spatule	cuillère	référence	Prix HT
190 mm	1 mm	50 x 12 mm	BC3540	