

### Raclettes géantes

- nettoyage des filtres, conteneurs, etc., pour mélanger, pour distribuer des matériaux solides ou pâteux, pour répandre des produits visqueux, etc.
- lame dure, en polyéthylène haute densité ou avec lame souple, en polyéthylène basse densité
- lame 127 x 152 mm, bord affûté, épaisseur maximum 9,5 mm
- manche blanc, 3 longueurs



manche	référence	Prix HT
raclettes en HDPE (lame rouge)		
250 mm	F36830	
900 mm	F36831	
1800 mm	F36832	
raclettes en LDPE (lame blanche)		
250 mm	F368301	
900 mm	F368311	
1800 mm	F368321	

### Spatule rigide géante en nylon

- spatule en nylon légèrement flexible
- manche en fibre de verre, rainuré pour une bonne préhension
- spatule 114 X 178 mm, coins arrondis



longueur totale	référence	Prix HT
1520 mm	F36829	


### Raclette polystyrène



- bords arrondis

lame	long. totale	référence	Prix HT
60x100mm	233 mm	F36819	

### Raclette Nylon



- raclette moulée rigide

lame	long. totale	référence	Prix HT
63x140mm	286 mm	F36820	

### Micro-spatules usage unique


- en polystyrène
- double pelle-spatule à extrémités arrondies, capacité 0,25 et 1 ml
- poignée centrale robuste et maniable pour faciliter un travail précis
- compatible contact alimentaire
- pour échantillonner, transvaser, mesurer



référence	Prix HT
BU5490 Micro-spatules en vrac, les 100	
BU5492 Micro-spatules stériles, emballage individuel les 100	

### Cuillères / spatule usage unique

- en polystyrène
- cuillère 0,5 ml avec spatule 17 mm
- compatible contact alimentaire
- pour échantillonner, mesurer, transvaser, racler, mélanger, remuer
- résistants aux produits chimiques et à la corrosion



référence	Prix HT
BU5480 Cuillères-spatules en vrac, les 100	
BU5482 Cuillères-spatules stériles, emballage individuel les 100	

### Racleurs en polystyrène



- coloris blanc
- compatible contact alimentaire
- pour gratter, lisser, nettoyer, éliminer les résidus
- robustes, maniables
- usage unique, en emballage individuel

dim.	type	référence	Prix HT
200 x 80 mm standard		BU5470 les 10	
200 x 80 mm stériles		BU5472 les 10	


### Racleurs détectables stériles en polystyrène



- dimensions 200 x 80 mm
- compatible contact alimentaire
- pour gratter, lisser, nettoyer, éliminer les résidus
- robustes, maniables
- usage unique, en emballage individuel

matériaux	polystyrène bleu	polystyrène bleu détectable
	bleu facilement identifiable par un contrôle visuel	additif détectable par détecteur de métaux, scanner couleur ou rayons X
racleurs stériles	BU5474 les 10	BU5476 les 10

### Racleurs en polypropylène



- coloris blanc

dimensions	poids	référence	Prix HT
205 x 75 mm	44 g	BU5478	
250 x 110 mm	80 g	BU5479	