

VAISSELE QUARTZ

Fioles jaugées en quartz



volume	rodage	référence	Prix HT
Fioles jaugées rodées, avec bouchon			
25 ml	10/19	QK2401	
50 ml	12/21	QK2402	
100 ml	12/21	QK2403	
200 ml	14/23	QK2404	
250 ml	14/23	QK2405	
500 ml	14/23	QK2406	
Fioles jaugées non rodées, sans bouchon			
25 ml	-	QK2407	
50 ml	-	QK2408	
100 ml	-	QK2409	
200 ml	-	QK2410	
250 ml	-	QK2411	
500 ml	-	QK2412	

Certificat sur demande.

Tubes à essai en quartz




• conformes à la norme DIN 12445

dim. (Øxh)	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	tubes AVEC rebord		tubes SANS rebord	
8 x 70 mm	QK2201		QK2301	
10 x 100 mm	QK2202		QK2302	
12 x 100 mm	QK2203		QK2303	
14 x 130 mm	QK2204		QK2304	
16 x 160 mm	QK2205		QK2305	
18 x 180 mm	QK2206		QK2306	
20 x 180 mm	QK2207		QK2307	
30 x 200 mm	QK2208		QK2308	
40 x 200 mm	QK2209		QK2309	

Tubes en quartz

• ouverts aux 2 extrémités



Ø ext. x longueur	tolérance	ép. paroi	référence	Prix HT
4 x 1000 mm	±0,2 mm	1 mm	QK2001	
5 x 1000 mm	±0,2 mm	1 mm	QK2002	
6 x 1000 mm	±0,3 mm	1 mm	QK2003	
7 x 1000 mm	±0,3 mm	1 mm	QK2004	
8 x 1000 mm	±0,3 mm	1 mm	QK2005	
9 x 1000 mm	±0,3 mm	1 mm	QK2006	
10 x 1000 mm	±0,3 mm	1 mm	QK2007	
11 x 1000 mm	±0,3 mm	1,5 mm	QK2008	
12 x 1000 mm	±0,4 mm	1,5 mm	QK2009	
13 x 1000 mm	±0,4 mm	1,5 mm	QK2010	
14 x 1000 mm	±0,4 mm	1,5 mm	QK2011	
15 x 1000 mm	±0,4 mm	1,5 mm	QK2012	
16 x 1000 mm	±0,5 mm	1,5 mm	QK2013	
18 x 1000 mm	±0,5 mm	2 mm	QK2014	
20 x 1000 mm	±0,5 mm	2 mm	QK2015	
22 x 1000 mm	±0,5 mm	2 mm	QK2016	
23 x 1000 mm	±0,5 mm	2 mm	QK2017	
24 x 1000 mm	±0,6 mm	2 mm	QK2018	
25 x 1000 mm	±0,6 mm	2 mm	QK2019	
26 x 1000 mm	±0,6 mm	2 mm	QK2020	
28 x 1000 mm	±0,8 mm	2 mm	QK2021	
30 x 1000 mm	±0,8 mm	2,5 mm	QK2022	
30 x 1000 mm	±0,8 mm	2 mm	QK2023	
32 x 1000 mm	±0,9 mm	2 mm	QK2024	
34 x 1000 mm	±0,9 mm	2 mm	QK2025	
35 x 1000 mm	±0,9 mm	2 mm	QK2026	
38 x 1000 mm	±1 mm	2 mm	QK2027	
40 x 1000 mm	±1 mm	2 mm	QK2028	

Nacelles de cendres en quartz



dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
30 x 30 x 10 mm	QK1401	
55 x 25 x 10 mm	QK1402	
50 x 40 x 10 mm	QK1403	
50 x 40 x 15 mm	QK1404	
55 x 45 x 20 mm	QK1405	
60 x 30 x 7 mm	QK1406	
65 x 35 x 10 mm	QK1407	

Nacelles de combustion en quartz



dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
Nacelles avec poignée		
30 x 10 x 5 mm	QK1501	
50 x 12 x 5 mm	QK1502	
50 x 15 x 6 mm	QK1503	
78 x 18 x 8 mm	QK1504	
78 x 20 x 8 mm	QK1505	
100 x 25 x 12 mm	QK1506	
Nacelles sans poignée		
30 x 10 x 5 mm	QK1507	
50 x 12 x 5 mm	QK1508	
50 x 15 x 6 mm	QK1509	
78 x 18 x 8 mm	QK1510	
78 x 20 x 8 mm	QK1511	
100 x 25 x 12 mm	QK1512	

Nacelles de pesée en quartz



volume	référence	Prix HT
Nacelles forme basse DIN 12605		
25 ml	QK8001	
50 ml	QK8002	
70 ml	QK8003	
Nacelles forme haute		
3,5 ml	QK8004	
15 ml	QK8005	
30 ml	QK8006	
55 ml	QK8007	
100 ml	QK8008	

Verres de montre en quartz



• conformes à la norme DIN 12341

Ø	référence	Prix HT
20 mm	QK9001	
40 mm	QK9002	
50 mm	QK9003	
60 mm	QK9004	
70 mm	QK9005	
80 mm	QK9006	
100 mm	QK9007	