

Béchers inox droits rebord et anse



- en acier inoxydable 18/10

capacité	dimensions Ø x h	référence	Prix HT
100 ml	Ø 50 x 60 mm	BC8520	
250 ml	Ø 65 x 85 mm	BC8521	
500 ml	Ø 80 x 110 mm	BC8522	
1 000 ml	Ø 100 x 130 mm	BC8523	
2 000 ml	Ø 120 x 180 mm	BC8524	
3 000 ml	Ø 150 x 180 mm	BC8525	
5 000 ml	Ø 180 x 210 mm	BC8526	

Béchers inox droits rebord et bec verseur



- en acier inoxydable 18/10

capacité	dimensions Ø x h	référence	Prix HT
100 ml	Ø 50 x 60 mm	BC8510	
250 ml	Ø 65 x 85 mm	BC8511	
500 ml	Ø 80 x 110 mm	BC8512	
1 000 ml	Ø 100 x 130 mm	BC8513	
2 000 ml	Ø 120 x 180 mm	BC8514	
3 000 ml	Ø 150 x 180 mm	BC8515	
5 000 ml	Ø 180 x 210 mm	BC8516	

Béchers inox droits rebord, anse et bec verseur



- en acier inoxydable 18/10

capacité	dimensions Ø x h	référence	Prix HT
100 ml	Ø 50 x 60 mm	BC8530	
250 ml	Ø 65 x 85 mm	BC8531	
500 ml	Ø 80 x 110 mm	BC8532	
1 000 ml	Ø 100 x 130 mm	BC8533	
2 000 ml	Ø 120 x 180 mm	BC8534	
3 000 ml	Ø 150 x 180 mm	BC8535	
5 000 ml	Ø 180 x 210 mm	BC8536	

Béchers inox droits avec rebord



- en acier inoxydable 18/10

capacité	dimensions Ø x h	référence	Prix HT
100 ml	Ø 50 x 60 mm	OML460	
250 ml	Ø 65 x 85 mm	OML461	
500 ml	Ø 80 x 110 mm	OML462	
1 000 ml	Ø 100 x 130 mm	OML463	
2 000 ml	Ø 120 x 180 mm	OML464	
3 000 ml	Ø 150 x 180 mm	OML465	
5 000 ml	Ø 180 x 210 mm	OML466	

Vases inox sans pied gradués avec anse



- vases en acier inoxydable 18/10
- gradués par 100 ml
- bord droit sans bec

capacité	dimensions Ø x h	référence	Prix HT
500 ml	Ø 125 x 95 mm	BC8650	
1 000 ml	Ø 135 x 120 mm	BC8651	
2 000 ml	Ø 175 x 145 mm	BC8652	

Vases inox avec pied gradués avec anse



- vases en acier inoxydable 18/10
- gradués par 100 ml
- bord droit sans bec

capacité	dimensions Ø x h	référence	Prix HT
500 ml	Ø 115 x 115 mm	BC8660	
1 000 ml	Ø 140 x 160 mm	BC8661	
1 500 ml	Ø 150 x 160 mm	BC8662	
2 000 ml	Ø 160 x 185 mm	BC8663	

Cristallisoirs inox forme basse



- en acier inoxydable 18/10
- hauteur standard 20 mm,

capacité	dimensions Ø x h	référence	Prix HT
50 ml	Ø60 x 20 mm	BC8570	
75 ml	Ø70 x 20 mm	BC8571	
100 ml	Ø80 x 20 mm	BC8572	

Cristallisoirs inox forme haute



- en acier inoxydable 18/10

capacité	dim. Ø x h	référence	Prix HT
125 ml	Ø 75 x 35 mm	BC8560	
250 ml	Ø 85 x 50 mm	BC8561	
500 ml	Ø 110 x 55 mm	BC8562	
1 000 ml	Ø 140 x 75 mm	BC8563	
2 000 ml	Ø 160 x 105 mm	BC8564	
5 000 ml	Ø 200 x 160 mm	BC8565	

Entonnoirs inox avec poignée



- entonnoir en acier inoxydable 18/10

Ø sup. x h	tige Ø x h	référence	Prix HT
Ø 80 x 115 mm	Ø 12 x 50 mm	BC8840	
Ø 100 x 125 mm	Ø 13 x 65 mm	BC8841	
Ø 120 x 145 mm	Ø 13 x 80 mm	BC8842	
Ø 150 x 190 mm	Ø 21 x 90 mm	BC8843	
Ø 200 x 220 mm	Ø 21 x 90 mm	BC8844	
Ø 250 x 260 mm	Ø 21 x 90 mm	BC8845	