

## Bols ronds sans poignée



- en acier inoxydable 18/10
- bols simples sans poignée à fond plat

| capacité | dimensions Ø x h | référence | Prix HT |
|----------|------------------|-----------|---------|
| 100 ml   | Ø 80 x 40 mm     | BC8670    |         |
| 250 ml   | Ø 100 x 50 mm    | BC8671    |         |
| 500 ml   | Ø 120 x 60 mm    | BC8672    |         |
| 1 000 ml | Ø 160 x 80 mm    | BC8673    |         |
| 2 000 ml | Ø 200 x 100 mm   | BC8674    |         |
| 5 000 ml | Ø 250 x 120 mm   | BC8677    |         |

## Bols à fond rond



- construction en acier inoxydable 18/10
- bols à fond rond sans poignée

| capacité | dimensions Ø x h | référence | Prix HT |
|----------|------------------|-----------|---------|
| 50 ml    | Ø 60 x h30 mm    | BC8780    |         |
| 80 ml    | Ø 70 x h35 mm    | BC8781    |         |
| 130 ml   | Ø 80 x h40 mm    | BC8782    |         |
| 210 ml   | Ø 90 x h45 mm    | BC8783    |         |
| 250 ml   | Ø 100 x h50 mm   | BC8784    |         |
| 450 ml   | Ø 120 x h60 mm   | BC8785    |         |
| 670 ml   | Ø 140 x h70 mm   | BC8786    |         |
| 1 000 ml | Ø 160 x h80 mm   | BC8787    |         |
| 2 000 ml | Ø 200 x h100 mm  | BC8789    |         |

## Bols ronds avec poignée



- en acier inoxydable 18/10
- bols avec 2 poignées pour les grands volumes
- fond rond

| capacité  | dimensions Ø x h | référence | Prix HT |
|-----------|------------------|-----------|---------|
| 2 700 ml  | Ø 220 x 120 mm   | BC8445    |         |
| 4 000 ml  | Ø 260 x 140 mm   | BC8446    |         |
| 9 500 ml  | Ø 320 x 180 mm   | BC8447    |         |
| 12 000 ml | Ø 360 x 190 mm   | BC8448    |         |

## Louches inox



- louches en inox 18/10

| capacité | Ø louche x long. | référence | Prix HT |
|----------|------------------|-----------|---------|
| 50 ml    | Ø 70 x 230 mm    | BC8740    |         |
| 125 ml   | Ø 90 x 280 mm    | BC8741    |         |
| 250 ml   | Ø 100 x 300 mm   | BC8742    |         |
| 750 ml   | Ø 140 x 350 mm   | BC8743    |         |
| 1 000 ml | Ø 160 x 500 mm   | BC8744    |         |
| 1 500 ml | Ø 180 x 500 mm   | BC8745    |         |

## Cuvettes rondes avec rebord



- construction en acier inoxydable 18/10
- cuvettes de laboratoire rondes avec rebord

| capacité   | dimensions Ø x h | référence | Prix HT |
|------------|------------------|-----------|---------|
| 1 litre    | Ø 185 x 70 mm    | BC8590    |         |
| 2 litres   | Ø 245 x 70 mm    | BC8591    |         |
| 3 litres   | Ø 265 x 95 mm    | BC8592    |         |
| 4,5 litres | Ø 290 x 118 mm   | BC8593    |         |
| 6 litres   | Ø 335 x 112 mm   | BC8594    |         |
| 8 litres   | Ø 360 x 135 mm   | BC8595    |         |
| 11 litres  | Ø 410 x 120 mm   | BC8596    |         |
| 14 litres  | Ø 430 x 145 mm   | BC8597    |         |

## Bols avec bec verseur



- construction en acier inoxydable 18/10
- bols à fond plat avec bec verseur, sans poignée

| capacité | dimensions Ø x h | référence | Prix HT |
|----------|------------------|-----------|---------|
| 25 ml    | Ø 40 x h25 mm    | OML440    |         |
| 70 ml    | Ø 60 x h35 mm    | OML441    |         |
| 150 ml   | Ø 80 x h45 mm    | OML442    |         |
| 300 ml   | Ø 100 x h55 mm   | OML443    |         |
| 500 ml   | Ø 120 x h60 mm   | OML444    |         |
| 700 ml   | Ø 150 x h70 mm   | OML445    |         |
| 1 000 ml | Ø 180 x h85 mm   | OML446    |         |
| 2 000 ml | Ø 200 x h100 mm  | OML447    |         |
| 3 000 ml | Ø 220 x h115 mm  | OML448    |         |
| 5 000 ml | Ø 240 x h150 mm  | OML449    |         |

## Louches inox manche rond



- acier inox 18/10
- manche rond Ø 8 mm

| longueur | Ø cuillère | référence | Prix HT |
|----------|------------|-----------|---------|
| 300 mm   | Ø 60 mm    | BC8790    |         |
| 300 mm   | Ø 70 mm    | BC8791    |         |
| 300 mm   | Ø 80 mm    | BC8792    |         |
| 300 mm   | Ø 90 mm    | BC8793    |         |
| 400 mm   | Ø 100 mm   | BC8794    |         |
| 400 mm   | Ø 120 mm   | BC8795    |         |
| 400 mm   | Ø 140 mm   | BC8796    |         |
| 400 mm   | Ø 160 mm   | BC8797    |         |
| 500 mm   | Ø 200 mm   | BC8799    |         |